

SONMEDICA, S.A.

MEGOS[®] HOUSE

Congost, 28 - 08024 Barcelona (Spain)
Tels. +34 932 853 990
Fax. +34 932 102 930
sonmedica@megoshouse.com


Catálogo Cierre de Heridas

 COVIDIEN

Catálogo Cierre de Heridas

 COVIDIEN

Packaging Gráficos & Color



	Velosorb™ Fast
	Polysorb™ Suture
	Caprosyn™ Suture
	Biosyn™ Suture
	Maxon™ Suture
	Surgipro™ Suture & Surgipro™ II Suture
	Ti-Cron™ Suture & Surgidac™ Suture
	Vascufil™ Suture
	Flexon™ Suture
	Steel Suture
	Monosof™/Dermadon™ Suture
	Novafil™ Suture
	Surgilon™ Suture
	Sofsilk™ Suture
	V-Loc™ Wound Closure Device

Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631

Descripción:	Las suturas sintéticas absorbibles monofilares Biosyn™ se preparan a partir del poliéster sintético Glycomer™ 631, que se compone de glicólido (60%), carbonato de trimetileno (26%) y dioxanona (14%).
Características:	El avanzado proceso de extrusión de la molécula de Glycomer™ 631 proporciona a la sutura: - Excelente resistencia inicial - Excelente resistencia in-vivo durante el período crítico de cicatrización - Excelente seguridad en el nudo - Mínimo efecto memoria
Indicaciones:	Las suturas Biosyn™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía oftálmica, pero no en cirugía cardiovascular ni neurológica.
Acciones:	Las suturas Biosyn™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de fuerza tensil y la absorción completa de las suturas Biosyn™ se produce por hidrólisis. Los productos de degradación, ácido glicólico, ácido dioxanoico, propanodiol y dióxido de carbono, son absorbidos y metabolizados por el organismo.
Período de resistencia:	Estudios de implantación subcutánea en ratas indican que las suturas Biosyn™ mantienen aproximadamente el 75% de la resistencia mínima sobre el nudo recomendada por la U.S.P. y la Farmacopea Europea a las dos semanas de la implantación, y aproximadamente el 40% a las tres semanas de la implantación.
Absorción:	La absorción de las suturas Biosyn™ comienza con una pérdida de fuerza tensil, sin pérdida significativa de masa. La absorción se completa entre los días 90 y 110.
Esterilización:	Óxido de etileno.
Presentación:	Las suturas Biosyn™ se presentan en calibres 1 U.S.P. (4 métrico) hasta 6-0 U.S.P. (0,7 métrico). Se presentan incoloras o teñidas de violeta. Las suturas se presentan estériles, en hebras, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631



Hebras							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Hebras	4-0	1.5	6x45	Violeta	24		M31
	3-0	2	3x45	Violeta	36		M72
	3-0	2	6x45	Violeta	24		M32
	2-0	3	6x45	Incoloro	24		M23
	2-0	3	6x45	Violeta	24		M33
	0	3.5	3x45	Violeta	36		M74
	1	4	3x45	Violeta	36		M75

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	3-0	2	75	Violeta	36		SM-922
3/8 CIRCULO 24 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		SM-923
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	75	Incoloro	36		SM690
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SM691
	4-0	1.5	75	Incoloro	12		SM691G
	4-0	1.5	75	Violeta	36		SM791
	3-0	2	75	Incoloro	36		SM822
	3-0	2	75	Incoloro	12		SM822G

Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631


Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 24 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		SM693
	3-0	2	75	Incoloro	12		SM693G
	2-0	3	75	Incoloro	36		SM823
	2-0	3	75	Incoloro	12		SM823G
1/2 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	75	Violeta	36		SM633
	3-0	2	5x45	Violeta	12	D-Tach™	SM83M
	3-0	2	75	Violeta	36		SM632
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		CM879
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	75	Incoloro	36		CM543
	2-0	3	75	Violeta	36		CM816
	0	3.5	75	Incoloro	36		CM544
	0	3.5	75	Violeta	36		CM817
1/2 CIRCULO 37 mm H 	1	4	75	Violeta	36		CM528

Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 48 mm 	1	4	90	Violeta	36		CM222
RECTA 60 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SM644
	3-0	2	75	Incoloro	36		SM643

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SM3625
	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SM3626
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SM5688
	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SM5687
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SM5690


Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SM5624
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SM5627
	4-0	1.5	75	Incoloro	12	Surgalloy™	SM5637
	3-0	2	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SM5628
	3-0	2	75	Incoloro	12	Surgalloy™	SM5638
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	24	Surgalloy™	SM5679
	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™	SM5678
	3-0	2	75	Incoloro	12	Surgalloy™	SM5679G
1/2 CIRCULO 9 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36		SM-1614



Punta de precisión, corte convencional							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm 	5-0	1	45	Incoloro	24		CM401
	4-0	1.5	45	Incoloro	24		CM400

Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631




Punta de precisión, corte convencional								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
3/8 CIRCULO 13 mm 	5-0	1	45	Incoloro	12	Dermax™		XM834
3/8 CIRCULO 16 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Dermax™		XM845
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Incoloro	12	Dermax™		XM822
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Dermax™		XM823

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
5/8 CIRCULO 37 mm 	0	3.5	75	Violeta	36			UM-246





Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
5/8 CIRCULO 27 mm 	4-0	1.5	75	Violeta	0		UM808
3/8 CIRCULO 13 mm 	5-0	1	75	Violeta	36	Surgalloy™	CM126
1/2 CIRCULO 12 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SM432
	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SM431
1/2 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	75	Incoloro	36	Surgalloy™	UM886
	6-0	0.7	75	Violeta	36	Surgalloy™	UM986
	5-0	1	75	Violeta	36	Surgalloy™	GM875
1/2 CIRCULO 17 mm 	6-0	0.7	75	Violeta	36	Surgalloy™	UM201
	5-0	1	75	Incoloro	36	Surgalloy™	UM213
	5-0	1	75	Violeta	36	Surgalloy™	UM202
	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™	UM214
	4-0	1.5	75	Violeta	36	Surgalloy™	UM203
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™	UM215
	3-0	2	75	Violeta	36	Surgalloy™	UM204


Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	75	Violeta	36	Surgalloy™		UM403
	3-0	2	75	Violeta	36	Surgalloy™		CM208
1/2 CIRCULO 22 mm 	4-0	1.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™		GM34M
	4-0	1.5	75	Violeta	36	Surgalloy™		GM181
	4-0	1.5	5x75	Violeta	12	D-Tach™		GM181M
	3-0	2	75	Violeta	36	Surgalloy™		GM324
	2-0	3	75	Violeta	36	Surgalloy™		GM183
1/2 CIRCULO 22 mm 	4-0	1.5	75	Violeta	36	Surgalloy™		GM281
	4-0	1.5	90	Violeta	36	Surgalloy™		GM291
	3-0	2	90	Violeta	36	Surgalloy™		GM282
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™		GM64M
	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™		GM321
	4-0	1.5	75	Violeta	36	Surgalloy Optimis™		GM111
	4-0	1.5	75	Violeta	36	Surgalloy™		GM121
	3-0	2	5x45	Incoloro	12	D-Tach™		GM69M
	3-0	2	5x45	Violeta	12	D-Tach™		GM63M
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™		GM322
	3-0	2	75	Violeta	36	Surgalloy™		GM122
	3-0	2	5x75	Violeta	12	D-Tach™		GM67M
	2-0	3	75	Incoloro	36			GM323
	2-0	3	75	Violeta	36			GM123
	2-0	3	90	Violeta	36			GM125

Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm  5/8 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		CM558
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	75	Violeta	36	Surgalloy™	GM421
	4-0	1.5	90	Violeta	36	Surgalloy™	GM432
	3-0	2	90	Violeta	36	Surgalloy™	GM332
1/2 CIRCULO 27 mm 	3-0	2	75	Violeta	36		CM882
	2-0	3	75	Incoloro	36		CM830
	2-0	3	75	Violeta	36		CM883
	0	3.5	75	Incoloro	36		CM831
	0	3.5	75	Violeta	36		CM884
	1	4	75	Violeta	36		CM832
1/2 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	75	Violeta	36		GM222
	2-0	3	75	Violeta	36		GM223
	2-0	3	90	Violeta	36		GM326
	0	3.5	90	Violeta	36		GM327




Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		GM226
	2-0	3	75	Incoloro	36		GM227
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		CM842
	3-0	2	75	Violeta	36		CM810
	3-0	2	90	Incoloro	36		CM952
	3-0	2	90	Violeta	36		CM922
	2-0	3	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CM9M
	2-0	3	75	Incoloro	36		CM843
	2-0	3	75	Violeta	36		CM811
	2-0	3	90	Incoloro	36		CM953
	2-0	3	90	Violeta	36		CM923
	0	3.5	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CM14M
	0	3.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CM10M
	0	3.5	75	Incoloro	36		CM844
	0	3.5	75	Violeta	36		CM812
	0	3.5	90	Incoloro	36		CM954
	0	3.5	90	Violeta	36		CM924
	1	4	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CM11M
	1	4	75	Incoloro	36		CM845
	1	4	75	Violeta	36		CM813
	1	4	90	Violeta	36		CM925

Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 40 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		CM801
	0	3.5	90	Incoloro	36		CM964
	0	3.5	90	Violeta	36		CM914
	1	4	90	Violeta	36		CM966
1/2 CIRCULO LAZO 40 mm 	0	3.5	150	Violeta	12	Sut. 150cm, lazo 75cm	CM765L
	1	4	150	Violeta	12	Sut. 150cm, lazo 75cm	CM767L
1/2 CIRCULO 48 mm 	0	3.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CM30M
	0	3.5	90	Incoloro	36		CM974
	0	3.5	90	Violeta	36		CM904
	1	4	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CM31M
	1	4	90	Incoloro	36		CM975
	1	4	90	Violeta	36		CM905
1/2 CIRCULO LAZO 48 mm 	0	3.5	150	Violeta	12	Sut. 150cm, lazo 75cm	CM790L
	1	4	150	Violeta	12	Sut. 150cm, lazo 75cm	CM776L


Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
5/8 CIRCULO 27 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		UM979
	3-0	2	75	Violeta	36		UM879
	2-0	3	75	Incoloro	36		UM978
	2-0	3	75	Violeta	36		UM878
	0	3.5	75	Incoloro	36		UM977
	0	3.5	75	Violeta	36		UM877
5/8 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	75	Incoloro	36		UM345
	2-0	3	75	Violeta	36		UM245
5/8 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	75	Violeta	36		UM243

Punta cilíndrica roma							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36	Protect Point™	GMT226

Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631

Punta cilíndrica roma								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	90	Incoloro	36	Protect Point™		CMT952
	2-0	3	75	Violeta	36	Protect Point™		CMT811
	0	3.5	5x45	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™		CMT740M
	0	3.5	75	Violeta	36	Protect Point™		CMT812
	0	3.5	90	Incoloro	36	Protect Point™		CMT967
	1	4	5x45	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™		CMT741M
1/2 CIRCULO 40 mm 	1	4	90	Violeta	36	Protect Point™		CM951
1/2 CIRCULO 48 mm 	0	3.5	5x45	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™		CMT950M
	0	3.5	90	Incoloro	36	Protect Point™		CMT974
	1	4	5x45	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™		CMT949M
1/2 CIRCULO 48 mm 	1	4	5x45	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™		CM949M

Punta trócar								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO LAZO 48 mm 	1	4	150	Violeta	12	Sut. 150cm, lazo 75cm		CM740L

Biosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Glycomer™ 631

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
CM10M	9	CM914	10	GM321	7
CM11M	9	CM922	9	GM322	7
CM126	6	CM923	9	GM323	7
CM14M	9	CM924	9	GM324	7
CM208	7	CM925	9	GM326	8
CM222	3	CM949M	12	GM327	8
CM30M	10	CM951	12	GM332	8
CM31M	10	CM952	9	GM34M	7
CM400	4	CM953	9	GM421	8
CM401	4	CM954	9	GM432	8
CM528	2	CM964	10	GM63M	7
CM543	2	CM966	10	GM64M	7
CM544	2	CM974	10	GM67M	7
CM558	8	CM975	10	GM69M	7
CM740L	12	CM9M	9	GM875	6
CM765L	10	CMT740M	12	GMT226	11
CM767L	10	CMT741M	12	M23	1
CM776L	10	CMT811	12	M31	1
CM790L	10	CMT812	12	M32	1
CM801	10	CMT949M	12	M33	1
CM810	9	CMT950M	12	M72	1
CM811	9	CMT952	12	M74	1
CM812	9	CMT967	12	M75	1
CM813	9	CMT974	12	SM-1614	4
CM816	2	GM111	7	SM-922	1
CM817	2	GM121	7	SM-923	1
CM830	8	GM122	7	SM3625	3
CM831	8	GM123	7	SM3626	3
CM832	8	GM125	7	SM431	6
CM842	9	GM181	7	SM432	6
CM843	9	GM181M	7	SM5624	4
CM844	9	GM183	7	SM5627	4
CM845	9	GM222	8	SM5628	4
CM879	2	GM223	8	SM5637	4
CM882	8	GM226	9	SM5638	4
CM883	8	GM227	9	SM5678	4
CM884	8	GM281	7	SM5679	4
CM904	10	GM282	7	SM5679G	4
CM905	10	GM291	7	SM5687	3

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
SM5688	3	XM823	5		
SM5690	3	XM834	5		
SM632	2	XM845	5		
SM633	2				
SM643	3				
SM644	3				
SM690	1				
SM691	1				
SM691G	1				
SM693	2				
SM693G	2				
SM791	1				
SM822	1				
SM822G	1				
SM823	2				
SM823G	2				
SM83M	2				
UM-246	5				
UM201	6				
UM202	6				
UM203	6				
UM204	6				
UM213	6				
UM214	6				
UM215	6				
UM243	11				
UM245	11				
UM345	11				
UM403	7				
UM808	6				
UM877	11				
UM878	11				
UM879	11				
UM886	6				
UM977	11				
UM978	11				
UM979	11				
UM986	6				
XM822	5				

Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211


Descripción:	Las suturas sintéticas absorbibles monofilares Caprosyn™ se preparan a partir del poliéster sintético Polyglytone™ 6211, que se compone de glicólido (60%), caprolactona (20%), carbonato de trimetileno (10%) y lactida (10%).
Características:	El avanzado proceso de extrusión de la molécula de Polyglytone™ 6211 proporciona a la sutura: - Aproximación segura y resistente de los bordes de la herida durante el período crítico de cicatrización - Período de absorción predecible - Excelente manejabilidad - Excelente seguridad de anudado
Indicaciones:	Las suturas Caprosyn™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general pero no en cirugía cardiovascular, neurológica, microcirugía ni cirugía oftálmica.
Acciones:	Las suturas Caprosyn™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de fuerza tensil y la absorción completa de las suturas Caprosyn™ se produce por hidrólisis.
Período de resistencia:	Estudios de implantación subcutánea en ratas indican que las suturas Caprosyn™ mantienen entre el 50% y el 60% de la resistencia mínima sobre el nudo recomendada por la U.S.P. y la Farmacopea Europea a los 5 días de la implantación, y entre el 20% y el 30% a los 10 días de la implantación. Toda la resistencia a la tracción se pierde a los 21 días de la implantación.
Absorción:	La absorción de las suturas Caprosyn™ comienza con una pérdida de fuerza tensil, sin pérdida significativa de masa. La absorción se completa a los 56 días.
Esterilización:	Óxido de etileno.
Presentación:	Las suturas Caprosyn™ se presentan en calibres 1 U.S.P. (4 métrico) hasta 6-0 U.S.P. (0,7 métrico). Se presentan incoloras o teñidas de violeta con colorante D&C Violeta Núm.2. Las suturas se presentan estériles, en hebras o en bobinas, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211




Hebras							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Hebras	2-0	3	12x45	Incoloro	24		C13
	0	3.5	12x45	Incoloro	24		C14
	1	4	12x45	Incoloro	24		C15
Longitud estándar	3-0	2	150	Incoloro	24		C212
	2-0	3	150	Incoloro	36		C213
	0	3.5	150	Incoloro	36		C214
Bobinas	3-0	2	150	Incoloro	24		LC112
	2-0	3	150	Incoloro	24		LC113
	0	3.5	150	Incoloro	24		LC114

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36		SC3634
	4-0	1.5	45	Incoloro	12		SC690G
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SC691
	3-0	2	45	Incoloro	12		SC694G
	3-0	2	75	Incoloro	36		SC692
	2-0	3	75	Incoloro	36		SC693


Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 24 mm 	3-0	2	75	Incoloro	12		SC693G
3/8 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		SC587
	2-0	3	75	Incoloro	36		SC586
3/8 CIRCULO 30 mm 	0	3.5	75	Incoloro	36		SC585
3/8 CIRCULO 39 mm 	1	4	75	Incoloro	36		SC886
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	75	Incoloro	36		CC543

Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	150	Incoloro	36		CC983
1/2 CIRCULO 40 mm 	1	4	90	Incoloro	36		CC641
RECTA 51 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		SC543
	2-0	3	75	Incoloro	36		SC542
RECTA 60 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SC644
	3-0	2	75	Incoloro	36		SC643

Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211

Punta de precisión, corte invertido								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SC3625G
	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SC3626G
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SC5688G
	6-0	0.7	45	Violeta	12	Surgalloy™		SC5588G
	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SC5689G
	5-0	1	45	Violeta	12	Surgalloy™		SC5587G
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SC5690G
	4-0	1.5	45	Violeta	12	Surgalloy™		SC5590G
3/8 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SC5635G
	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SC5626
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SC5686G
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SC5616G
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SC5617G
	4-0	1.5	45	Violeta	12	Surgalloy™		SC5627G
	4-0	1.5	75	Incoloro	12	Surgalloy™		SC5637G
	3-0	2	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SC5618G
	3-0	2	75	Incoloro	12	Surgalloy™		SC5638G
	2-0	3	75	Incoloro	12	Surgalloy™		SC3639G

Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SC5679
	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™	SC5779
	3-0	2	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SC5640
	3-0	2	75	Incoloro	12	Surgalloy™	SC5780G
1/2 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SC5642G
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SC5643G

Micro-punta, triangular invertida							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 7 mm  Curvatura 158° Longitud de cuerda 5.76 mm Radio 3.18 mm	6-0	0.7	30	Incoloro	12	Surgalloy™	C3794GK
3/8 CIRCULO 11 mm  Curvatura 130° Longitud de cuerda 9.66 mm Radio 5.33 mm	6-0	0.7	45	Incoloro	12	Surgalloy™	C1780GK



Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211

Micro-punta, triangular invertida								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm  Curvatura 130° Longitud de cuerda 9.66 mm Radio 5.33 mm	6-0	0.7	45	Incoloro	12	Surgalloy™		C1790GK
3/8 CIRCULO 13 mm  Curvatura 130° Longitud de cuerda 10.37 mm Radio 5.72 mm	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™		C1792GK
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™		C1793GK





Punta de precisión, corte convencional								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm  DX-11	5-0	1	45	Incoloro	12	Dermax™		XC490
3/8 CIRCULO 13 mm  DX-13	5-0	1	45	Incoloro	12	Dermax™		XC834
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Dermax™	•	XC835

Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211




Punta de precisión, corte convencional								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
3/8 CIRCULO 16 mm  DX-16	5-0	1	45	Incoloro	12	Dermax™		XC844
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Dermax™		XC845
3/8 CIRCULO 19 mm  DX-19	5-0	1	45	Incoloro	12	Dermax™		XC822
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Dermax™		XC823
	3-0	2	45	Incoloro	12	Dermax™		XC497

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
1/2 CIRCULO 17 mm  CV-23	6-0	0.7	75	Incoloro	36	Surgalloy™		UC201
	5-0	1	75	Incoloro	36	Surgalloy™		UC202
	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™		UC203
	4-0	1.5	75	Violeta	36	Surgalloy™		UC214
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™		UC204
	3-0	2	75	Violeta	36	Surgalloy™		UC213
1/2 CIRCULO 22 mm  CV-25	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™		UC403
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™		UC404

Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
1/2 CIRCULO 22 mm 	3-0	2	5x45	Incoloro	12	D-Tach™		GC33M
1/2 CIRCULO 22 mm 	2-0	3	75	Incoloro	36			UC863
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	75	Violeta	36	Surgalloy™		GC321
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™		GC122
	3-0	2	75	Violeta	36	Surgalloy™		GC322
	2-0	3	75	Incoloro	36	Surgalloy™		GC123
	2-0	3	75	Violeta	36	Surgalloy™		GC323
	0	3.5	75	Incoloro	36			GC124
1/2 CIRCULO 26 mm  5/8 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	75	Incoloro	36			CC558
	2-0	3	75	Violeta	36			CC658



Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211


Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™	GC121
	3-0	2	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	GC69M
1/2 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	75	Incoloro	36		CC883
	2-0	3	75	Violeta	36		CC830
	0	3.5	75	Incoloro	36		CC884
	0	3.5	75	Violeta	36		CC831
	1	4	75	Incoloro	36		CC885
1/2 CIRCULO 30 mm 	1	4	75	Incoloro	36		GC225
1/2 CIRCULO 34 mm H 	0	3.5	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CC100M
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	75	Incoloro	36		GC127

Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		CC810
	3-0	2	90	Incoloro	36		CC922
	2-0	3	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CC9MG
	2-0	3	75	Incoloro	36		CC811
	2-0	3	75	Violeta	36		CC843
	2-0	3	90	Incoloro	36		CC923
	2-0	3	90	Violeta	36		CC953
	0	3.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CC8MG
	0	3.5	75	Incoloro	36		CC812
	0	3.5	75	Violeta	36		CC844
	0	3.5	90	Incoloro	36		CC924
	0	3.5	90	Violeta	36		CC824
	1	4	75	Incoloro	36		CC813
	1	4	75	Violeta	36		CC845
	1	4	90	Incoloro	36		CC925
1/2 CIRCULO 37 mm H 	0	3.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CC113MG
	0	3.5	75	Incoloro	36		CC942
	1	4	5x75	Incoloro	12	D-Tach™	CC38M
1/2 CIRCULO 40 mm 	3-0	2	90	Incoloro	36		CC912
	2-0	3	75	Incoloro	36		CC801
	2-0	3	90	Incoloro	36		CC915
	0	3.5	75	Incoloro	36		CC802
	0	3.5	90	Incoloro	36		CC913
	0	3.5	90	Violeta	36		CC964
	1	4	75	Incoloro	36		CC803
	1	4	90	Incoloro	36		CC914
	1	4	90	Violeta	36		CC963

Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 48 mm 	2-0	3	75	Incoloro	36		CC872
	0	3.5	90	Incoloro	36		CC904
	0	3.5	90	Violeta	36		CC974
	1	4	90	Incoloro	36		CC905
	1	4	90	Violeta	36		CC975
5/8 CIRCULO 27 mm 	3-0	2	75	Violeta	36		UC879
	2-0	3	75	Incoloro	36		UC978
5/8 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	75	Incoloro	36		UC245
	0	3.5	75	Incoloro	36		UC246

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 17 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™	CC1744

Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211

Punta trócar						
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	90	Incoloro	12	CC1945G
	1	4	90	Incoloro	36	CC196

Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211

Caprosyn™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Polyglytone™ 6211





Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
C13	1	CC904	11	SC5588G	4
C14	1	CC905	11	SC5590G	4
C15	1	CC912	10	SC5616G	4
C1780GK	5	CC913	10	SC5617G	4
C1790GK	6	CC914	10	SC5618G	4
C1792GK	6	CC915	10	SC5626	4
C1793GK	6	CC922	10	SC5627G	4
C212	1	CC923	10	SC5635G	4
C213	1	CC924	10	SC5637G	4
C214	1	CC925	10	SC5638G	4
C3794GK	5	CC942	10	SC5640	5
CC100M	9	CC953	10	SC5642G	5
CC113MG	10	CC963	10	SC5643G	5
CC1744	11	CC964	10	SC5679	5
CC1945G	12	CC974	11	SC5686G	4
CC196	12	CC975	11	SC5688G	4
CC38M	10	CC983	3	SC5689G	4
CC543	2	CC9MG	10	SC5690G	4
CC558	8	GC121	9	SC5779	5
CC641	3	GC122	8	SC5780G	5
CC658	8	GC123	8	SC585	2
CC801	10	GC124	8	SC586	2
CC802	10	GC127	9	SC587	2
CC803	10	GC225	9	SC643	3
CC810	10	GC321	8	SC644	3
CC811	10	GC322	8	SC690G	1
CC812	10	GC323	8	SC691	1
CC813	10	GC33M	8	SC692	1
CC824	10	GC69M	9	SC693	1
CC830	9	LC112	1	SC693G	2
CC831	9	LC113	1	SC694G	1
CC843	10	LC114	1	SC886	2
CC844	10	SC3625G	4	UC201	7
CC845	10	SC3626G	4	UC202	7
CC872	11	SC3634	1	UC203	7
CC883	9	SC3639G	4	UC204	7
CC884	9	SC542	3	UC213	7
CC885	9	SC543	3	UC214	7
CC8MG	10	SC5587G	4	UC245	11

[illegible]



Flexon™ Electrodo de Estimulación Cardíaca Temporal

Descripción:	El electrodo de estimulación cardíaca temporal Flexon™ es un alambre de acero inoxidable retorcido de múltiples filamentos e impregnado con politetrafluoroetileno (PTFE) naranja o blanco o con politetrafluoroetileno-co-hexafluoropropileno (FEP) transparente.
Características:	Resistencia excepcional con gran flexibilidad y manejabilidad. No magnético y neutro en fluidos corporales.
Indicaciones:	El electrodo Flexon™ está indicado para la regulación y monitorización auricular o ventricular temporal durante y después de la cirugía cardíaca.
Acciones:	El electrodo Flexon™ provoca una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos y no es absorbido.
Período de resistencia:	Permanente.
Esterilización:	Óxido de etileno.
Presentación:	El electrodo Flexon™ se presenta en calibres 0 U.S.P. (3,5 métrico) hasta 3-0 U.S.P. (2 métrico). Se presenta impregnado con politetrafluoroetileno (PTFE) naranja o blanco o con politetrafluoroetileno-co-hexafluoropropileno (FEP) transparente. El electrodo Flexon™ se presenta estéril y montado en diferentes tipos de aguja, incluyendo las agujas Breakaway™; en cajas de una o tres docenas.

Flexon™ Electrodo de Estimulación Cardíaca Temporal

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código	
1/2 CIRCULO 17 mm RECTA 44 mm 	3-0	2	60		12	Impregnada de FEP	8886259143	
1/2 CIRCULO 17 mm RECTA 60 mm 	3-0	2	60		12	Impregnada de FEP	8886259243	
1/2 CIRCULO 17 mm RECTA 88 mm 	3-0	2	60		12	Breakaway™ Impregnada de FEP	8886258643	
1/2 CIRCULO 20 mm RECTA 60 mm 	0	3.5	60		12	Impregnada de FEP	8886259363	

Flexon™ Electrodo de Estimulación Cardíaca Temporal

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm RECTA 60 mm 	0	3.5	60		12	Impregnada de FEP	8886259763
1/2 CIRCULO 26 mm RECTA 88 mm 	2-0	3	60	Blanco	12	Breakaway™ Impregnada de PTFE	8886261553
	2-0	3	60	Naranja	12	Breakaway™ Impregnada de PTFE	8886261753
	2-0	3	2x60	Blanco/Naranj a	12	Breakaway™ Impregnada de PTFE	8886262353
	0	3.5	60		36	Breakaway™ Impregnada de FEP	2589-61
	0	3.5	60		12	Breakaway™ Impregnada de FEP	8886258963

Flexon™ Electrodo de Estimulación Cardíaca Temporal

Índice


Flexon™ Electrodo de Estimulación Cardíaca Temporal

Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Descripción:	Las suturas sintéticas absorbibles monofilares Maxon™ y Maxon™ CV están compuestas de poligluconato, un copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno.
Características:	El avanzado proceso de extrusión de la molécula de poligluconato proporciona a la sutura: - Excelente resistencia in-vivo durante el período crítico de cicatrización - Excelente seguridad en el nudo - Excelente manejabilidad - Mínimo efecto memoria
Indicaciones:	Las suturas Maxon™ y Maxon™ CV están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular pediátrica y en cirugía vascular periférica. Las suturas Maxon™ y Maxon™ CV no están indicadas para uso en cirugía cardiovascular de adultos, cirugía oftálmica, microcirugía ni cirugía neurológica.
Acciones:	Las suturas Maxon™ y Maxon™ CV provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de fuerza tensil y la absorción completa de las suturas Maxon™ y Maxon™ CV se produce por hidrólisis.
Período de resistencia:	Estudios de implantación subcutánea en ratas indican que las suturas Maxon™ y Maxon™ CV mantienen aproximadamente el 75% de la resistencia mínima sobre el nudo recomendada por la U.S.P. y la Farmacopea Europea a las dos semanas de la implantación, el 65% a las tres semanas y el 50% a las cuatro semanas de la implantación.
Absorción:	La absorción de las suturas Maxon™ y Maxon™ CV es mínima hasta aproximadamente el 60° día de la implantación. La absorción se completa a los seis meses.
Esterilización:	Óxido de etileno.
Presentación:	Las suturas Maxon™ se presentan en diferentes calibres. Las suturas Maxon™ CV se presentan únicamente en calibres 4-0 U.S.P. (1,5 métrico) hasta 7-0 U.S.P. (0,5 métrico). Las suturas Maxon™ y Maxon™ CV se presentan teñidas de verde con colorante D&C Verde Núm.6. Las suturas Maxon™ se presentan incoloras. Las suturas Maxon™ y Maxon™ CV se presentan estériles, en hebras, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.


Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Hebras							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Hebras	3-0	2	3x45	Verde	36		8886600741
	3-0	2	5x45	Verde	12		6015-43
	2-0	3	3x45	Verde	36		8886600751
	2-0	3	5x45	Verde	12		6015-53
	0	3.5	5x45	Verde	12		6015-63

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	75	Verde	36		6745-51
3/8 CIRCULO 12 mm 	5-0	1	45	Verde	36		8886660521
	4-0	1.5	45	Verde	36		8886660531
3/8 CIRCULO 16 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36		8886611831




Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta triangular, corte invertido

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36		8886660821
	5-0	1	75	Incoloro	36		8886661221
	4-0	1.5	45	Incoloro	36		8886660831
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		8886661231
	4-0	1.5	75	Verde	36		8886663931
	3-0	2	45	Incoloro	36		8886660841
	3-0	2	75	Incoloro	36		6612-41
	3-0	2	75	Verde	36		8886663941
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36		8886661831
	3-0	2	75	Incoloro	36		8886661841
	3-0	2	75	Verde	36		8886664141
	2-0	3	75	Incoloro	36		8886661851
	2-0	3	75	Verde	36		8886664151
3/8 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		8886662641
	2-0	3	75	Incoloro	36		8886662651
1/2 CIRCULO 18 mm 	3-0	2	45	Verde	36		8886605941
1/2 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		8886674441
	2-0	3	75	Incoloro	36		8886674451


Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta triangular, corte invertido

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm H 	0	3.5	75	Verde	36		8886675161
	2-0	3	75	Verde	36		8886675551
1/2 CIRCULO 37 mm 	0	3.5	75	Verde	36		8886675561
	1	4	75	Verde	36		8886675571
	0	3.5	75	Verde	36		8886678761
1/2 CIRCULO 40 mm H 	1	4	5x45	Verde	12	D-Tach™	6789-73
	1	4	75	Verde	36		8886678771
	1	4	90	Verde	36		8886676971
RECTA 60 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36		8886690831
	3-0	2	75	Incoloro	36		8886690841

Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta triangular, corte invertido

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 RECTA 250 mm 	2-0	3	75	Verde	12		8886639053

Punta de precisión, corte invertido





Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	36	Surgalloy™	8886653211
	6-0	0.7	45	Verde	36		6533-11
	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™	8886653221
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SMM5516
	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SMM5526
	5-0	1	45	Verde	36	Surgalloy™	SMM5539
	5-0	1	75	Incoloro	36	Surgalloy™	8886653421
	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SMM5536

Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato


Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SMM5221
	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SMM5431
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SMM5042
	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SMM5043
	4-0	1.5	45	Verde	36	Surgalloy™	SMM5033
	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™	SMM5323
	3-0	2	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SMM5044
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™	8886663241
3/8 CIRCULO 24 mm 	3-0	2	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SMM5241
	2-0	3	45	Incoloro	36		8886662451
1/2 CIRCULO 16 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SMM5831

Espátula							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 8 mm  Curvatura 130° Longitud de cuerda 6.49 mm Radio 3.56 mm	7-0	0.5	45	Verde	36		8886662801



Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
RECTA 60 mm 	0	3.5	75	Verde	36		•	6237-61
3/8 CIRCULO 9 mm 	7-0	0.5	45	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886614501
	7-0	0.5	60	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886613901
	7-0	0.5	4x60	Verde	12	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886616703
	7-0	0.5	75	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886612701
	6-0	0.7	60	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886613911
	6-0	0.7	75	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886612711
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886611511
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	75	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886614811
	5-0	1	75	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886614821
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886612111
	6-0	0.7	60	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886614711
	6-0	0.7	4x60	Verde	12	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886616513
	6-0	0.7	75	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886612411
	5-0	1	60	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886614721
	5-0	1	4x60	Verde	12	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886616523
	5-0	1	75	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886612421
	5-0	1	90	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6128-21





Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
3/8 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	75	Verde	36	Surgalloy™		8886605731
3/8 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	75	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886646221
	4-0	1.5	75	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886646231
1/2 CIRCULO 10 mm 	6-0	0.7	75	Verde	36	Surgalloy™		8886600111
1/2 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	75	Verde	36	Surgalloy™		8886621311
	5-0	1	75	Verde	36	Surgalloy™		8886621321
	4-0	1.5	5x45	Verde	12	D-Tach™		8886620133
	4-0	1.5	75	Verde	36	Surgalloy™		8886621331


Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	60	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886613111
	6-0	0.7	75	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		6132-11
	5-0	1	75	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886612221
1/2 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	75	Verde	36	Surgalloy™		8886620721
	4-0	1.5	75	Verde	36	Surgalloy™		8886620731
	3-0	2	75	Verde	36	Surgalloy™		8886620741
1/2 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	75	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886614921
	4-0	1.5	90	Verde	36	Maxon™ CV - Surgalloy™		8886613431
1/2 CIRCULO 20 mm 	5-0	1	75	Verde	36			8886621721
	4-0	1.5	5x45	Verde	12	D-Tach™		8886621933
	4-0	1.5	75	Verde	36			8886621731
	3-0	2	5x45	Verde	12	D-Tach™		8886621943
	3-0	2	75	Verde	36			8886621741

Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 20 mm 	4-0	1.5	90	Verde	36			8886622131
	3-0	2	90	Verde	36			8886603641
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	5x45	Verde	12	D-Tach™		8886622933
	4-0	1.5	75	Verde	36	Surgalloy™		8886623331
	4-0	1.5	5x75	Verde	12	D-Tach™		8886603433
	3-0	2	5x45	Verde	12	D-Tach™		8886622943
	3-0	2	75	Incoloro	36			8886623241
	3-0	2	75	Verde	36			8886623341
	3-0	2	5x75	Verde	12	D-Tach™		8886603443
	2-0	3	5x45	Verde	12	D-Tach™		8886622953
	2-0	3	75	Verde	36	Surgalloy™		8886623351
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	75	Verde	36	Surgalloy™		8886623131
	4-0	1.5	90	Verde	36	Surgalloy™		8886623531
	4-0	1.5	105	Verde	36	Surgalloy™		8886614331
	3-0	2	90	Verde	36	Surgalloy™		8886623541
1/2 CIRCULO 27 mm 	3-0	2	75	Verde	36			8886624541
	2-0	3	5x45	Verde	12	D-Tach™		6247-53
	2-0	3	75	Verde	36			8886624551
	0	3.5	5x45	Verde	12	D-Tach™		6247-63
	0	3.5	75	Verde	36			8886624561
	1	4	75	Verde	36			8886624571




Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 27 mm H 	0	3.5	75	Verde	36		8886624961
1/2 CIRCULO 30 mm 	4-0	1.5	75	Verde	36		8886626131
	3-0	2	75	Verde	36		8886626141
	2-0	3	75	Verde	36		8886626151
	0	3.5	75	Verde	36		8886626161
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	75	Verde	36		8886625741
	2-0	3	75	Verde	36		8886625751
	0	3.5	75	Verde	36		8886625761
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	75	Verde	36		8886626741
	2-0	3	5x45	Verde	12	D-Tach™	8886627553
	2-0	3	75	Verde	36		8886626751
	2-0	3	90	Verde	36		8886626951
	0	3.5	5x45	Verde	12	D-Tach™	8886627563
	0	3.5	75	Verde	36		8886626761
	0	3.5	90	Verde	36		8886626961
	1	4	5x45	Verde	12	D-Tach™	8886627573
	1	4	75	Verde	36		8886626771
	1	4	90	Verde	36		8886626971





Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm H 	0	3.5	90	Verde	36		8886633961
	1	4	90	Verde	36		8886633971
1/2 CIRCULO 40 mm 	2-0	3	90	Verde	36		8886628751
	0	3.5	75	Verde	36		8886628561
	0	3.5	90	Verde	36		8886628761
	1	4	75	Verde	36		8886628571
	1	4	90	Verde	36		8886628771
1/2 CIRCULO LAZO 40 mm 	0	3.5	150	Verde	12	Sut. 150cm, lazo 75cm	GMM563L
	1	4	150	Verde	12	Sut. 150cm, lazo 75cm	GMM573L
1/2 CIRCULO 48 mm 	0	3.5	5x45	Verde	12	D-Tach™	8886631163
	0	3.5	90	Verde	36		8886630761
	1	4	5x45	Verde	12	D-Tach™	6311-73
	1	4	75	Verde	36		8886630171
	1	4	90	Verde	36		8886630771
	1	4	150	Verde	24		6309-72

Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO LAZO 48 mm 	0	3.5	150	Verde	12	Sut. 150cm, lazo 75cm	GMM634L
	1	4	150	Verde	12	Sut. 150cm, lazo 75cm	GMM632L
1/2 CIRCULO 65 mm 	0	3.5	150	Verde	24		8886631962
	1	4	2x75	Verde	24		8886631572
	1	4	100	Verde	36		8886632271
	1	4	150	Verde	24		8886631972
1/2 CIRCULO LAZO 65 mm 	1	4	240	Verde	12	Sut. 240cm, lazo 120cm	GMM344L
1/2 CIRCULO 76 mm 	1	4	75	Verde	36		8886631371


Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
5/8 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	75	Verde	36		8886640351
5/8 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	75	Verde	36		8886640451
5/8 CIRCULO 27 mm H 	0	3.5	45	Verde	36		8886645561
	0	3.5	75	Verde	36		8886645661
	1	4	75	Verde	36		8886641971
RECTA 60 mm 	3-0	2	75	Verde	36		8886623741

Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato



Punta cilíndrica roma							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm  BTP-1	2-0	3	90	Verde	36	Protect Point™	GMMT951
	0	3.5	5x45	Verde	12	Protect Point™ D-Tach™	GMMT563MG
	0	3.5	75	Verde	36	Protect Point™	GMMT761
	0	3.5	90	Verde	36	Protect Point™	GMMT961
1/2 CIRCULO 37 mm H  HBGS-21	2-0	3	90	Verde	12	Protect Point™	8886606553
	0	3.5	90	Verde	12	Protect Point™	8886606563
1/2 CIRCULO 40 mm  BGS-24	0	3.5	90	Verde	12	Protect Point™	8886606363
	1	4	90	Verde	12	Protect Point™	8886606373
1/2 CIRCULO 48 mm  BTP-X	0	3.5	5x45	Verde	12	Protect Point™ D-Tach™	GMMT541MG
	1	4	5x45	Verde	12	Protect Point™ D-Tach™	GMMT540MG

Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta cilíndrica roma							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 48 mm 	0	3.5	5x45	Verde	12	D-Tach™	6098-63
	0	3.5	90	Verde	12	Protect Point™	8886606163
	1	4	90	Verde	12	Protect Point™	8886606173
1/2 CIRCULO 65 mm 	0	3.5	150	Verde	12	Protect Point™	8886606763
	1	4	150	Verde	12	Protect Point™	8886606773
1/2 CIRCULO LOOPED 65 mm 	0	3.5	240	Verde	12	Sut. 240cm, lazo 120cm	GMMT689L

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	0	3.5	90	Verde	36		8886627761

Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 48 mm 	1	4	90	Verde	36		8886629571
1/2 CIRCULO LAZO 48 mm 	0	3.5	150	Verde	12	Sut. 150cm, lazo 75cm	GMM806L
	1	4	150	Verde	12	Sut. 150cm, lazo 75cm	GMM807L

Maxon™ Sutura Sintética Absorbible Monofilar de Poligluconato

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
6015-43	1	SMM5536	4	8886616523	6
6015-53	1	SMM5539	4	8886616703	6
6015-63	1	SMM5831	5	8886620133	7
6098-63	15	8886600111	7	8886620721	8
6128-21	6	8886600741	1	8886620731	8
6132-11	8	8886600751	1	8886620741	8
6237-61	6	8886603433	9	8886621311	7
6247-53	9	8886603443	9	8886621321	7
6247-63	9	8886603641	9	8886621331	7
6309-72	11	8886605731	7	8886621721	8
6311-73	11	8886605941	2	8886621731	8
6533-11	4	8886606163	15	8886621741	8
6612-41	2	8886606173	15	8886621933	8
6745-51	1	8886606363	14	8886621943	8
6789-73	3	8886606373	14	8886622131	9
GMM344L	12	8886606553	14	8886622933	9
GMM563L	11	8886606563	14	8886622943	9
GMM573L	11	8886606763	15	8886622953	9
GMM632L	12	8886606773	15	8886623131	9
GMM634L	12	8886611511	6	8886623241	9
GMM806L	16	8886611831	1	8886623331	9
GMM807L	16	8886612111	6	8886623341	9
GMMT540MG	14	8886612221	8	8886623351	9
GMMT541MG	14	8886612411	6	8886623531	9
GMMT563MG	14	8886612421	6	8886623541	9
GMMT689L	15	8886612701	6	8886623741	13
GMMT761	14	8886612711	6	8886624541	9
GMMT951	14	8886613111	8	8886624551	9
GMMT961	14	8886613431	8	8886624561	9
SMM5033	5	8886613901	6	8886624571	9
SMM5042	5	8886613911	6	8886624961	10
SMM5043	5	8886614331	9	8886625741	10
SMM5044	5	8886614501	6	8886625751	10
SMM5221	5	8886614711	6	8886625761	10
SMM5241	5	8886614721	6	8886626131	10
SMM5323	5	8886614811	6	8886626141	10
SMM5431	5	8886614821	6	8886626151	10
SMM5516	4	8886614921	8	8886626161	10
SMM5526	4	8886616513	6	8886626741	10

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
8886626751	10	8886660531	1		
8886626761	10	8886660821	2		
8886626771	10	8886660831	2		
8886626951	10	8886660841	2		
8886626961	10	8886661221	2		
8886626971	10	8886661231	2		
8886627553	10	8886661831	2		
8886627563	10	8886661841	2		
8886627573	10	8886661851	2		
8886627761	15	8886662451	5		
8886628561	11	8886662641	2		
8886628571	11	8886662651	2		
8886628751	11	8886662801	5		
8886628761	11	8886663241	5		
8886628771	11	8886663931	2		
8886629571	16	8886663941	2		
8886630171	11	8886664141	2		
8886630761	11	8886664151	2		
8886630771	11	8886674441	2		
8886631163	11	8886674451	2		
8886631371	12	8886675161	3		
8886631572	12	8886675551	3		
8886631962	12	8886675561	3		
8886631972	12	8886675571	3		
8886632271	12	8886676971	3		
8886633961	11	8886678761	3		
8886633971	11	8886678771	3		
8886639053	4	8886690831	3		
8886640351	13	8886690841	3		
8886640451	13				
8886641971	13				
8886645561	13				
8886645661	13				
8886646221	7				
8886646231	7				
8886653211	4				
8886653221	4				
8886653421	4				
8886660521	1				

Monosof™/Dermalon™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Descripción:	Las suturas sintéticas no absorbibles monofilares Monosof™ - Dermalon™ están compuestas de los polímeros alifáticos de cadena larga poliamida 6 y poliamida 6,6 (nylon).
Características:	El avanzado proceso de extrusión de la molécula de nylon proporciona a la sutura: - Diámetro uniforme - Máxima flexibilidad de la hebra - Excelente seguridad con nudos cuadrados - Mínimo efecto memoria - Excelente y constante resistencia en el nudo
Indicaciones:	Las suturas Monosof™ - Dermalon™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.
Acciones:	Las suturas Monosof™ - Dermalon™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.
Período de resistencia:	Como cualquier sutura de poliamida, la progresiva hidrólisis de la sutura en vivo, puede producir una pérdida gradual de fuerza tensil a lo largo del tiempo.
Esterilización:	Óxido de etileno o radiación gamma.
Presentación:	Las suturas Monosof™ se presentan en calibres 2 U.S.P. (5 métrico) hasta 11-0 U.S.P. (0,1 métrico). Se presentan incoloras o teñidas de negro con extracto de palo campeche. Las suturas Dermalon™ se presentan en calibres 1 U.S.P. (4 métrico) hasta 6-0 U.S.P. (0,7 métrico). Se presentan teñidas de azul con colorante D&C Azul Núm.2. Las suturas Monosof™ - Dermalon™ se presentan estériles en hebras, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

Monosof™/Dermalon™



Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Hebras							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Hebras	3-0	2	12x45	Negro	36		N63
	2-0	3	6x45	Negro	36		N59
	0	3.5	6x45	Negro	36		N60
	1	4	6x45	Negro	36		N61
	2	5	6x45	Negro	36		N64


Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 12 mm 	6-0	0.7	25	Negro	12		SN-770-G
	5-0	1	25	Negro	12		SN771G
	4-0	1.5	25	Negro	12		SN772G
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	25	Negro	12		SN551G
	4-0	1.5	25	Negro	12		SN552G
3/8 CIRCULO 39 mm 	3-0	2	75	Negro	12		SN-673-G

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	75	Negro	12		SN-681-G
RECTA 60 mm 	4-0	1.5	75	Negro	36		SN-626
3/8 CIRCULO 12 mm 	6-0	0.7	45	Azul	36		8886174111
	6-0	0.7	45	Negro	36		SN667
	6-0	0.7	45	Negro	12		SN667G
	6-0	0.7	75	Negro	36		SN367
	5-0	1	45	Azul	36		8886174121
	5-0	1	45	Negro	36		SN871
	5-0	1	75	Negro	36		SN368
	4-0	1.5	45	Azul	36		8886174131
	4-0	1.5	45	Negro	36		SN872
3/8 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	45	Azul	36		8886174711
	6-0	0.7	45	Negro	36		SN660
	6-0	0.7	45	Negro	12		SN660G
	6-0	0.7	75	Negro	36		SN760
	5-0	1	45	Negro	36		SN659
	5-0	1	45	Negro	12		SN659G
	5-0	1	75	Negro	36		SN761
	4-0	1.5	75	Negro	36		SN762
	3-0	2	75	Negro	36		SN763

Monosof™/Dermalon™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida



Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	6-0	0.7	45	Azul	36		8886175611
	5-0	1	45	Azul	36		8886175621
	5-0	1	45	Negro	36		SN661
	5-0	1	45	Negro	12		SN661G
	5-0	1	75	Negro	36		SN643
	4-0	1.5	45	Azul	36		8886175631
	4-0	1.5	45	Negro	36		SN662
	4-0	1.5	45	Negro	12		SN662G
	4-0	1.5	75	Azul	36		8886175731
	4-0	1.5	90	Negro	36		SN644
	3-0	2	45	Azul	36		8886175641
	3-0	2	45	Negro	36		SN653
	3-0	2	75	Azul	36		8886175741
	3-0	2	75	Negro	36		SN641
	3-0	2	75	Negro	12		SN641G
	3-0	2	90	Negro	36		SN665
	2-0	3	45	Azul	36		8886175651
	2-0	3	75	Negro	36		SN750
	2-0	3	90	Negro	36		SN666
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	45	Azul	36		8886174431
	4-0	1.5	45	Negro	36		SN658
	4-0	1.5	75	Azul	36		8886179931
	4-0	1.5	90	Negro	36		SN649
	3-0	2	45	Azul	36		8886174441
	3-0	2	45	Negro	36		SN663
	3-0	2	45	Negro	12		SN663G
	3-0	2	75	Azul	36		8886179941
	3-0	2	75	Negro	36		SN669
	3-0	2	75	Negro	12		SN669G
	3-0	2	90	Negro	36		SN648
	2-0	3	45	Negro	36		SN758
	2-0	3	75	Azul	36		8886179951
	2-0	3	90	Negro	36		SN747

Monosof™/Dermalon™



Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	45	Azul	36		8886174451
	2-0	3	45	Negro	36		SN764
	2-0	3	45	Negro	12		SN764G
	2-0	3	75	Negro	36		SN664
	2-0	3	75	Negro	12		SN664G
	2-0	3	90	Azul	36		8886172051
	0	3.5	75	Negro	36		SN765
	1	4	75	Negro	36		SN766
3/8 CIRCULO 30 mm 	4-0	1.5	75	Negro	36		SN670
	3-0	2	75	Azul	36		8886175041
	3-0	2	75	Negro	36		SN671
	3-0	2	75	Negro	12		SN671G
	3-0	2	90	Negro	36		SN771
	2-0	3	75	Negro	36		SN688
	2-0	3	90	Negro	36		SN788
	0	3.5	75	Negro	36		SN689
	1	4	90	Negro	36		SN790
3/8 CIRCULO 35 mm 	3-0	2	90	Negro	36		SN693
	2-0	3	90	Negro	36		SN694
3/8 CIRCULO 39 mm 	4-0	1.5	75	Negro	36		SN672
	3-0	2	75	Azul	36		8886172741
	3-0	2	75	Negro	36		SN673
	2-0	3	75	Azul	36		8886172751
	2-0	3	75	Negro	36		SN674
	0	3.5	90	Negro	36		SN775
	1	4	90	Negro	36		SN776
	2	5	90	Negro	36		SN777

Monosof™/Dermalon™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida


Punta triangular, corte invertido								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
3/8 CIRCULO 77 mm 	2	5	45	Negro	24	Protección y peso		CN290
3/8 CIRCULO 77 mm 	2	5	75	Negro	24			CN490
1/2 CIRCULO 18 mm 	4-0	1.5	75	Negro	36			SN630
	3-0	2	75	Negro	36			SN631


Monosof™/Dermalon™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 24 mm 	3-0	2	90	Negro	36		SN247
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	75	Negro	36		SN867
1/2 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	75	Negro	36		SN681
	3-0	2	90	Negro	36		SN781
	2-0	3	75	Negro	36		SN682
	2-0	3	90	Negro	36		SN782
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	90	Negro	36		SN881
	2-0	3	75	Negro	36		CN819
	1	4	90	Negro	36		CN822
RECTA 51 mm 	4-0	1.5	90	Negro	36		SN615
	3-0	2	90	Negro	36		SN616
	2-0	3	90	Negro	36		SN617
	0	3.5	90	Negro	36		SN618
	1	4	90	Negro	36		SN619

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
RECTA 60 mm 	3-0	2	75	Azul	36		8886176441
	3-0	2	75	Negro	36		SN627
	3-0	2	100	Azul	36		8886177041
	2-0	3	75	Azul	36		8886176451
	2-0	3	75	Negro	36		SN628
	2-0	3	100	Azul	36		8886177051
	2-0	3	100	Negro	36		SN728

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	2-0	3	45	Negro	36		SN-5670
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™	SDN-5933-G
1/2 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	45	Negro	12	Surgalloy™	SN-5661-G

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta de precisión, corte invertido								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 7 mm 	7-0	0.5	45	Negro	36			SN1647
	7-0	0.5	45	Negro	12			SN1647G
3/8 CIRCULO 11 mm 	7-0	0.5	45	Negro	12	Surgalloy™		SN3686
	6-0	0.7	45	Azul	12	Surgalloy™		8886175413
	6-0	0.7	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SN1689
	6-0	0.7	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SN1689G
	6-0	0.7	45	Negro	36	Surgalloy™		SN5697
	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™		SN3697
	5-0	1	45	Negro	12	Surgalloy™		SN3695
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Negro	12			SN3400
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Negro	36	Surgalloy™		SN5696
	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™		SN5696G
	5-0	1	45	Azul	12	Surgalloy™		8886174924
	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SN5690
	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SN5690G
	5-0	1	45	Negro	36	Surgalloy™		SN5698
	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™		SDN5691G
	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SN5691
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SN5691G
	4-0	1.5	45	Negro	36	Surgalloy™		SN5699
	4-0	1.5	45	Negro	12	Surgalloy™		SN5699G

Monosof™/Dermalon™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Negro	12		SN3500
	5-0	1	45	Negro	12		SN3501
3/8 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™	SN5767G
	5-0	1	45	Negro	36	Surgalloy™	SN5668
	5-0	1	45	Negro	12	Surgalloy™	SN5668G
	5-0	1	75	Negro	0	Surgalloy™	SN5658G
	4-0	1.5	45	Negro	36	Surgalloy™	SN5694
	4-0	1.5	45	Negro	12	Surgalloy™	SN5694G
3/8 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	45	Negro	12		SN3963
	4-0	1.5	45	Negro	12		SN3962
3/8 CIRCULO 19 mm 	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™	SN5665G
	5-0	1	45	Azul	12	Surgalloy™	SDN5667G
	5-0	1	45	Negro	36	Surgalloy™	SN5666G
	5-0	1	45	Negro	36	Surgalloy™	SN5666
	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™	SDN5666G
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SN5677
	4-0	1.5	45	Negro	36	Surgalloy™	SN5667
	4-0	1.5	45	Negro	12	Surgalloy™	SN5667G
	3-0	2	45	Azul	12	Surgalloy™	8886177143
	3-0	2	45	Negro	36	Surgalloy™	SN5669

Monosof™/Dermalon™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 24 mm 	5-0	1	45	Azul	12		8886177923
	4-0	1.5	45	Negro	12	Surgalloy™	SN5862G
	3-0	2	45	Azul	12	Surgalloy™	SDN5943G
	3-0	2	45	Negro	36	Surgalloy™	SN5663
1/2 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™	SN5660G
	4-0	1.5	45	Negro	12	Surgalloy™	SN5662G


Micro-punta, triangular invertida							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 6 mm  Curvatura 115° Longitud de cuerda 4.71 mm Radio 2.79 mm	8-0	0.4	45	Negro	12	Surgalloy™	SN242GK

Punta triangular, corte convencional							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Negro	36		SN-567
	5-0	1	45	Azul	36		8886174221
	4-0	1.5	45	Azul	36		8886174231
	4-0	1.5	45	Negro	36		SN568
	3-0	2	45	Azul	36		8886174241
	3-0	2	45	Negro	36		SN569

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta triangular, corte convencional

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 90 mm  GCC-90	2-0	3	100	Negro	36		CN791
	0	3.5	100	Negro	36		CN792
	1	4	100	Negro	36		CN793

Punta de precisión, corte convencional

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm  PC-12	5-0	1	45	Negro	36	•	SN-1995
3/8 CIRCULO 11 mm  PC-13	6-0	0.7	45	Negro	36		SN1956
	5-0	1	45	Negro	36		SN1955
	4-0	1.5	45	Negro	36		SN1954

Monosof™/Dermalon™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta de precisión, corte convencional							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	45	Negro	36		SN1966
	5-0	1	45	Negro	12	Surgalloy™	SN3965
	4-0	1.5	45	Negro	36		SN1964
3/8 CIRCULO 19 mm 	4-0	1.5	45	Negro	36		SN1994
	3-0	2	45	Negro	36		SN1693

Espátula							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 8.6 mm 	5-0	1	45	Negro	12		N2761K
1/4 CIRCULO 8 mm  Curvatura 90° Longitud de cuerda 7.18 mm Radio 5.08 mm	5-0	1	45	Negro	12	Surgalloy™	N-2781-K

Monosof™/Dermalon™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Espátula, punta de precisión								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
7/16 CIRCULO 6 mm  SE-160-6  Curvatura 158° Longitud de cuerda 3.90 mm Radio 2.00 mm Micras 150	9-0	0.3	30	Negro	12			N-2760-K
7/16 CIRCULO 6 mm  SE-160-8  Curvature 160° Curvatura 3.90 mm Longitud de cuerda 1.98 mm Radio 200 Micras	10-0		30	Negro	12			N2786K
	9-0	0.3	30	Negro	12			N-2787-K
1/4 CIRCULO 6 mm  SE-100-8  Curvatura 100° Longitud de cuerda 5.90 mm Radio 3.94 mm Micras 200	8-0	0.4	30	Negro	12	Surgalloy™		N2714K
3/8 CIRCULO 6 mm  SE-140-6  Curvatura 135° Longitud de cuerda 4.80 mm Radio 2.60 mm Micras 150	10-0	0.2	20	Negro	12	Surgalloy™		N2730K

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Espátula, punta de precisión								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
3/8 CIRCULO 6 mm  SE-140-6  Curvatura 135° Longitud de cuerda 4.80 mm Radio 2.60 mm Micras 150	10-0	0.2	15	Negro	12	Surgalloy™		N2740K
	10-0	0.2	30	Negro	12	Surgalloy™		N2770K
	9-0	0.3	30	Negro	12	Surgalloy™		N2771K
3/8 CIRCULO 6 mm  SE-140-8  Curvatura 135° Longitud de cuerda 4.80 mm Radio 2.60 mm Micras 200	10-0	0.2	20	Negro	12	Surgalloy™		N2736K
3/8 CIRCULO 6 mm  SE-140-8  Curvatura 135° Longitud de cuerda 4.80 mm Radio 2.60 mm Micras 200	10-0	0.2	30	Negro	12	Surgalloy™		N2718K
	9-0	0.3	30	Negro	12	Surgalloy™		N2717K
1/2 CIRCULO 6 mm  SE-160-4  Curvatura 160° Longitud de cuerda 3.96 mm Radio 2.01 mm Micras 100	11-0	0.1	30	Negro	12	Surgalloy™		N2705K

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Espátula, punta de precisión								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
7/16 CIRCULO 6 mm  SE-160-6  Curvatura 158° Longitud de cuerda 3.90 mm Radio 2.00 mm Micras 150	10-0	0.2	20	Negro	12	Surgalloy™		N2734K
1/2 CIRCULO 6 mm  SE-160-6  Curvatura 158° Longitud de cuerda 3.90 mm Radio 2.00 mm Micras 150	10-0	0.2	15	Negro	12	Surgalloy™		N2757K
	10-0	0.2	30	Negro	12	Surgalloy™		N2756K
7/16 CIRCULO 6 mm  SE-160-8  Curvature 160° Curvatura 3.90 mm Longitud de cuerda 1.98 mm Radio 200 Micras	10-0	0.2	15	Negro	12	Surgalloy™		N2766K
1/2 CIRCULO 7 mm  SE-175-6  Curvatura 180° Longitud de cuerda 4.60 mm Radio 2.30 mm Micras 150	10-0	0.2	30	Negro	12	Surgalloy™		N2966K


Monosof™/Dermalon™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Espátula, punta de precisión								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 7 mm  SE-175-8 Curvatura 175° Longitud de cuerda 4.60 mm Radio 2.30 mm Micras 200	10-0	0.2	30	Negro	12	Surgalloy™		N2719K
	8-0	0.4	30	Negro	12	Surgalloy™		N2716K
CURVATURA COMPUESTA 5 mm  SE-CC-6 Curvatura 90°/50° Longitud de cuerda 3.71 mm Radio 1.5/2.8 mm Micras 150	10-0	0.2	20	Negro	12	Surgalloy™		N2721K
	10-0	0.2	30	Negro	12	Surgalloy™		N2799K


Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 27 mm  GS-22	0	3.5	100	Negro	36			CN225

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida



Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 27 mm H 	0	3.5	100	Negro	36		CN925
	1	4	100	Negro	36		CN926
1/2 CIRCULO 30 mm 	1	4	100	Negro	36		CN500
1/2 CIRCULO 37 mm 	0	3.5	100	Negro	36		CN623
	1	4	100	Negro	36		CN624
1/2 CIRCULO 40 mm 	0	3.5	100	Negro	36		CN723
	1	4	100	Negro	36		CN722

Monosof™/Dermalon™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO LAZO 40 mm 	0	3.5	150	Negro	24	Sut. 150cm, lazo 75cm	CN825L
	1	4	100	Negro	36		CN724
1/2 CIRCULO 48 mm 	2	5	90	Negro	36		CN845
	0	3.5	150	Negro	24	Sut. 150cm, lazo 75cm	CN824L
1/2 CIRCULO LAZO 48 mm 	1	4	150	Negro	24	Sut. 150cm, lazo 75cm	CN830L
	0	3.5	150	Negro	24	Sut. 150cm, lazo 75cm	CN824L
1/2 CIRCULO 65 mm 	1	4	150	Negro	24		CN824
	2	5	150	Negro	24		CN825

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO LAZO 65 mm 	0	3.5	240	Negro	24	Sut. 240cm, lazo 120cm	CN823L
RECTA 60 mm 	2-0	3	90	Negro	36		GN283
	0	3.5	90	Negro	36		GN284

Punta cilíndrica para microcirugía							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 4 mm  Curvatura 140° Longitud de cuerda 3.08 mm Radio 1.64 mm	11-0	0.1	13	Negro	12	Surgalloy™	N2500

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta cilíndrica para microcirugía								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 4 mm  MV-70-3 Curvatura 140° Longitud de cuerda 3.08 mm Radio 1.64 mm	11-0	0.1	13	Negro	12	Surgalloy™		N2510
	10-0	0.2	13	Negro	12	Surgalloy™		N2512
3/8 CIRCULO 4 mm  MV-135-3 Curvatura 140° Longitud de cuerda 3.08 mm Radio 1.64 mm	10-0	0.2	13	Negro	12	Surgalloy™		N2540
	9-0	0.3	8	Negro	12	Surgalloy™		N1603G
	8-0	0.4	13	Negro	12	Surgalloy™		N2541
3/8 CIRCULO 5 mm  MV-70-4 Curvatura 140° Longitud de cuerda 3.85 mm Radio 2.05 mm	10-0	0.2	13	Negro	12	Surgalloy™		N2514
3/8 CIRCULO 5 mm  MV-100-4 Curvatura 140° Longitud de cuerda 3.85 mm Radio 2.05 mm	10-0	0.2	13	Negro	12	Surgalloy™		N2530
	9-0	0.3	13	Negro	12	Surgalloy™		N2532

Monosof™/Dermalon™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta cilíndrica para microcirugía								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 5 mm  MV-135-4 Curvatura 140° Longitud de cuerda 3.85 mm Radio 2.05 mm	10-0	0.2	13	Negro	12	Surgalloy™		N2544
	9-0	0.3	13	Negro	12	Surgalloy™		N2546
	8-0	0.4	13	Negro	12	Surgalloy™		N2543
3/8 CIRCULO 6 mm  MV-135-5 Curvatura 140° Longitud de cuerda 4.92 mm Radio 2.62 mm	9-0	0.3	13	Negro	12	Surgalloy™		N2548
	8-0	0.4	13	Negro	12	Surgalloy™		N2547

Punta cilíndrica roma								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 48 mm  BGS-25	1	4	100	Negro	36			CN771

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Punta trócar para microcirugía								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
3/8 CIRCULO 4 mm  MVK-70-3  Curvatura 140° Longitud de cuerda 3.08 mm Radio 1.64 mm	10-0	0.2	13	Negro	12	Surgalloy™		N2513
3/8 CIRCULO 5 mm  MVK-100-4  Curvatura 140° Long. de cuerda 3.85 mm Radio 2.05 mm	10-0	0.2	13	Negro	12	Surgalloy™		N2531
	9-0	0.3	13	Negro	12	Surgalloy™		N2533

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Monosof™/Dermalon™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
CN225	16	N2540	20	SN-567	10
CN290	5	N2541	20	SN-5670	7
CN490	5	N2543	21	SN-626	2
CN500	17	N2544	21	SN-673-G	1
CN623	17	N2546	21	SN-681-G	2
CN624	17	N2547	21	SN-770-G	1
CN722	17	N2548	21	SN1647	8
CN723	17	N2705K	14	SN1647G	8
CN724	18	N2714K	13	SN1689	8
CN771	21	N2716K	16	SN1689G	8
CN791	11	N2717K	14	SN1693	12
CN792	11	N2718K	14	SN1954	11
CN793	11	N2719K	16	SN1955	11
CN819	6	N2721K	16	SN1956	11
CN822	6	N2730K	13	SN1964	12
CN823L	19	N2734K	15	SN1966	12
CN824	18	N2736K	14	SN1994	12
CN824L	18	N2740K	14	SN242GK	10
CN825	18	N2756K	15	SN247	6
CN825L	18	N2757K	15	SN3400	8
CN830L	18	N2761K	12	SN3500	9
CN845	18	N2766K	15	SN3501	9
CN925	17	N2770K	14	SN367	2
CN926	17	N2771K	14	SN368	2
GN283	19	N2786K	13	SN3686	8
GN284	19	N2799K	16	SN3695	8
N-2760-K	13	N2966K	15	SN3697	8
N-2781-K	12	N59	1	SN3962	9
N-2787-K	13	N60	1	SN3963	9
N1603G	20	N61	1	SN3965	12
N2500	19	N63	1	SN551G	1
N2510	20	N64	1	SN552G	1
N2512	20	SDN-5933-G	7	SN5658G	9
N2513	22	SDN5666G	9	SN5660G	10
N2514	20	SDN5667G	9	SN5662G	10
N2530	20	SDN5691G	8	SN5663	10
N2531	22	SDN5943G	10	SN5665G	9
N2532	20	SN-1995	11	SN5666	9
N2533	22	SN-5661-G	7	SN5666G	9

Monosoft™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
SN5667	9	SN659	2	SN764G	4
SN5667G	9	SN659G	2	SN765	4
SN5668	9	SN660	2	SN766	4
SN5668G	9	SN660G	2	SN771	4
SN5669	9	SN661	3	SN771G	1
SN5677	9	SN661G	3	SN772G	1
SN568	10	SN662	3	SN775	4
SN569	10	SN662G	3	SN776	4
SN5690	8	SN663	3	SN777	4
SN5690G	8	SN663G	3	SN781	6
SN5691	8	SN664	4	SN782	6
SN5691G	8	SN664G	4	SN788	4
SN5694	9	SN665	3	SN790	4
SN5694G	9	SN666	3	SN867	6
SN5696	8	SN667	2	SN871	2
SN5696G	8	SN667G	2	SN872	2
SN5697	8	SN669	3	SN881	6
SN5698	8	SN669G	3	8886172051	4
SN5699	8	SN670	4	8886172741	4
SN5699G	8	SN671	4	8886172751	4
SN5767G	9	SN671G	4	8886174111	2
SN5862G	10	SN672	4	8886174121	2
SN615	6	SN673	4	8886174131	2
SN616	6	SN674	4	8886174221	10
SN617	6	SN681	6	8886174231	10
SN618	6	SN682	6	8886174241	10
SN619	6	SN688	4	8886174431	3
SN627	7	SN689	4	8886174441	3
SN628	7	SN693	4	8886174451	4
SN630	5	SN694	4	8886174711	2
SN631	5	SN728	7	8886174924	8
SN641	3	SN747	3	8886175041	4
SN641G	3	SN750	3	8886175413	8
SN643	3	SN758	3	8886175611	3
SN644	3	SN760	2	8886175621	3
SN648	3	SN761	2	8886175631	3
SN649	3	SN762	2	8886175641	3
SN653	3	SN763	2	8886175651	3
SN658	3	SN764	4	8886175731	3

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida

[illegible]

Monosof™/Dermalon™

Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Poliamida



Novafil™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Polibutéster

Descripción:	Las suturas sintéticas no absorbibles monofilares Novafil™ están compuestas de polibutéster, un copolímero de tereftalato de butileno y éter glicol de politetrametileno.
Características:	Las exclusivas propiedades de la sutura Novafil™ se deben a la composición y estructura de la fibra de polibutéster que proporciona a la sutura: - Superficie suave y flexibilidad con una manejabilidad superior y facilidad de anudado - Excelente seguridad en el nudo - Menor fricción en el paso a través de los tejidos y descenso suave del nudo - Resistencia al deshilachamiento - Fácil manejo
Indicaciones:	Las suturas Novafil™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular y oftálmica, pero no en microcirugía ni cirugía neurológica.
Acciones:	Las suturas Novafil™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso. Las suturas Novafil™ son estables a la acción de los enzimas tisulares y no se degradan.
Período de resistencia:	Las suturas Novafil™ no son absorbidas y tampoco se han documentado cambios significativos en la retención de la fuerza tensil in vivo.
Esterilización:	Radiación gamma.
Presentación:	Las suturas Novafil™ se presentan en calibres 2 U.S.P. (5 métrico) hasta 7-0 U.S.P. (0,5 métrico). Se presentan incoloras o teñidas de azul con ftalocianato de cobre. Las suturas se presentan estériles y montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

Novafil™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Polibutéster

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 12 mm 	6-0	0.7	45	Azul	12		8886441913
	5-0	1	45	Azul	12		8886441923
	4-0	1.5	45	Azul	12		8886441933
3/8 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	45	Azul	12		888645523
3/8 CIRCULO 19 mm 	6-0	0.7	45	Azul	12		8886442013
	5-0	1	45	Azul	12		8886442023
	4-0	1.5	45	Azul	12		8886442033
	4-0	1.5	75	Azul	36		8886403231
	3-0	2	45	Azul	12		8886442043
	3-0	2	75	Azul	36		8886455441
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	45	Azul	12		8886442233
	3-0	2	45	Azul	12		8886442243
	3-0	2	90	Azul	36		8886400241
	2-0	3	45	Azul	12		8886442253
	2-0	3	75	Azul	12		8886442153
	0	3.5	45	Azul	12		8886442263

Novafil™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Polibutéster

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 30 mm 	4-0	1.5	75	Azul	36		8886442431
	3-0	2	75	Azul	36		8886442441
	2-0	3	75	Azul	36		8886442451
	0	3.5	75	Azul	36		8886442461
3/8 CIRCULO 39 mm 	3-0	2	75	Azul	36		8886442641
	2-0	3	75	Azul	36		8886442651
	0	3.5	75	Azul	36		8886442661
1/2 CIRCULO 37 mm 	0	3.5	100	Azul	12		8886400963
	1	4	75	Azul	36		8886443371
1/2 CIRCULO 48 mm 	1	4	75	Azul	36		8886443671
RECTA 60 mm 	3-0	2	75	Azul	36		8886449041
	2-0	3	75	Azul	36		8886449051

Novafil™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Polibutéster

Punta de precisión, corte invertido								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm 	7-0	0.5	45	Azul	12	Surgalloy™		8886441003
	6-0	0.7	45	Azul	12	Surgalloy™		8886441013
	5-0	1	45	Azul	12	Surgalloy™		8886441023
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Azul	12			4404-13
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Azul	12	Surgalloy™		SPB1213G
	5-0	1	45	Azul	12	Surgalloy™		SPB5223G
	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™		8886402721
	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™		SPB1233G
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Azul	12			8886440013
	5-0	1	45	Azul	12			8886440023
3/8 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	45	Azul	12	Surgalloy™		SPB5413G
	5-0	1	45	Azul	12	Surgalloy™		SPB5142G
	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™		8886402821
	4-0	1.5	45	Azul	36	Surgalloy™		8886441431
	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™		SPB5143G
	4-0	1.5	75	Azul	36	Surgalloy™		8886402831

Novafil™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Polibutéster

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	45	Azul	12		8886440113
	5-0	1	45	Azul	12		8886440123
	4-0	1.5	45	Azul	12		8886440133
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Azul	12	Surgalloy™	SPB1623G
	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™	SPB5633G
	4-0	1.5	75	Azul	36	Surgalloy™	8886442531
	3-0	2	45	Azul	36	Surgalloy™	8886441543
	3-0	2	45	Azul	12	Surgalloy™	SPB1643G
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Azul	12		8886440223
	4-0	1.5	45	Azul	12		8886440233
	3-0	2	45	Azul	12		8886440243
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™	SPB5833G
	3-0	2	45	Azul	12	Surgalloy™	SPB5843G
	3-0	2	75	Azul	36	Surgalloy™	8886458243
	2-0	3	45	Azul	12	Surgalloy™	8886441853
	2-0	3	75	Azul	36	Surgalloy™	8886458253

Novafil™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Polibutéster

Punta de precisión, corte invertido

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	45	Azul	12		8886440333
	3-0	2	45	Azul	12		8886440343
1/2 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SPB5423G
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SPB5433G

Punta de precisión, corte convencional

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Azul	12	Dermax™	XNF697
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Azul	12	Dermax™	• XNF1956
	5-0	1	45	Incoloro	12	Dermax™	• XNF1955

Novafil™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Polibutéster

Punta de precisión, corte convencional

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	45	Azul	12	Dermax™	XNF1966
	5-0	1	45	Azul	12	Dermax™	XNF1965
	4-0	1.5	45	Azul	12	Dermax™	XNF1964
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Azul	12	Dermax™	XNF1995
	4-0	1.5	45	Azul	12	Dermax™	XNF1994
	3-0	2	45	Azul	12	Dermax™	XNF1993




Espátula

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/4 CIRCULO 8 mm 	5-0	1	30	Azul	12		PB-6723-K
	6-0	0.7	30	Azul	12	Surgalloy™	PB6713K
Curvatura 90° Longitud de cuerda 7.18 mm Radio 5.08 mm							



Punta cilíndrica

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 10 mm 	5-0	1	60	Azul	36		477221



Novafil™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Polibutéster


Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	75	Azul	36	Surgalloy™	8886445241
	2-0	3	75	Azul	36	Surgalloy™	8886445251
	0	3.5	75	Azul	36	Surgalloy™	8886445261
1/2 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	5x45	Azul	12	D-Tach™	4458-53
	2-0	3	75	Azul	36		8886445951
	0	3.5	5x45	Azul	12	D-Tach™	4458-63
	0	3.5	75	Azul	36		8886445961
	1	4	75	Azul	36		8886445971
1/2 CIRCULO LAZO 27 mm 	2-0	3	150	Azul	36	Sut. 150cm, lazo 75cm	8886461951
1/2 CIRCULO 27 mm H 	2-0	3	75	Azul	36		4469-51
	0	3.5	5x45	Azul	12	D-Tach™	4460-63
	0	3.5	75	Azul	36		4469-61
	1	4	75	Azul	36		4469-71

Novafil™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Polibutéster

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	75	Azul	36		8886445041
1/2 CIRCULO 37 mm 	0	3.5	5x45	Azul	12	D-Tach™	4454-63
	0	3.5	75	Azul	36		8886445561
	1	4	5x45	Azul	12	D-Tach™	4454-73
	1	4	75	Azul	36		8886445571
1/2 CIRCULO 40 mm 	0	3.5	75	Azul	36		8886446361
	1	4	75	Azul	36		8886446371
1/2 CIRCULO 48 mm 	1	4	5x45	Azul	12	D-Tach™	4464-73
	1	4	75	Azul	36		8886446571
	2	5	75	Azul	36		8886446581

Novafil™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Polibutéster

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	Sut. 200cm, lazo 100cm		Código
1/2 CIRCULO LAZO 48 mm 	0	3.5	200	Azul	12			8886453863
1/2 CIRCULO 65 mm 	1	4	150	Azul	36			4470-71
	2	5	75	Azul	36			4466-81
	2	5	150	Azul	36			8886447081
1/2 CIRCULO LAZO 65 mm 	0	3.5	150	Azul	36	Sut. 150cm, lazo 75cm		4408-61

Punta trócar								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	0	3.5	75	Azul	36			8886445661

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
4404-13	3	8886400963	2	8886442651	2
4408-61	9	8886402721	3	8886442661	2
4454-63	8	8886402821	3	8886443371	2
4454-73	8	8886402831	3	8886443671	2
4458-53	7	8886403231	1	8886445041	8
4458-63	7	8886440013	3	8886445241	7
4460-63	7	8886440023	3	8886445251	7
4464-73	8	8886440113	4	8886445261	7
4466-81	9	8886440123	4	8886445561	8
4469-51	7	8886440133	4	8886445571	8
4469-61	7	8886440223	4	8886445661	9
4469-71	7	8886440233	4	8886445951	7
4470-71	9	8886440243	4	8886445961	7
PB-6723-K	6	8886440333	5	8886445971	7
PB6713K	6	8886440343	5	8886446361	8
SPB1213G	3	8886441003	3	8886446371	8
SPB1233G	3	8886441013	3	8886446571	8
SPB1623G	4	8886441023	3	8886446581	8
SPB1643G	4	8886441431	3	8886447081	9
SPB5142G	3	8886441543	4	8886449041	2
SPB5143G	3	8886441853	4	8886449051	2
SPB5223G	3	8886441913	1	8886453863	9
SPB5413G	3	8886441923	1	8886455441	1
SPB5423G	5	8886441933	1	8886455523	1
SPB5433G	5	8886442013	1	8886458243	4
SPB5633G	4	8886442023	1	8886458253	4
SPB5833G	4	8886442033	1	8886461951	7
SPB5843G	4	8886442043	1		
XNF1955	5	8886442153	1		
XNF1956	5	8886442233	1		
XNF1964	6	8886442243	1		
XNF1965	6	8886442253	1		
XNF1966	6	8886442263	1		
XNF1993	6	8886442431	2		
XNF1994	6	8886442441	2		
XNF1995	6	8886442451	2		
XNF697	5	8886442461	2		
477221	6	8886442531	4		
8886400241	1	8886442641	2		

Novafil™ Sutura Sintética no Absorbible Monofilar de Polibutéster

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Descripción:	Las suturas sintéticas absorbibles trenzadas Polysorb™ se preparan a partir del copolímero de glicólido y láctido Lactomer™ 9-1, un poliéster sintético derivado de los ácidos glicólico y láctico. Las suturas Polysorb™ están impregnadas con una mezcla de copolímero de glicólido y caprolactona y estearil-lactilato cálcico.
Características:	El avanzado proceso de extrusión de la molécula de Lactomer™ 9-1, el exclusivo proceso de trenzado y el sistema de impregnación proporciona a la sutura: - Excelente resistencia durante el período crítico de cicatrización - Excelente seguridad en el nudo - Excelente manejabilidad - Período de absorción predecible
Indicaciones:	Las suturas Polysorb™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía oftálmica, pero no en cirugía cardiovascular ni neurológica.
Acciones:	Las suturas Polysorb™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de fuerza tensil y la absorción completa de las suturas Polysorb™ se produce por hidrólisis del copolímero Lactomer™ 9-1 en los ácidos glicólico y láctico. Estos productos de degradación, son absorbidos y metabolizados por el organismo.
Período de resistencia:	Estudios de implantación subcutánea en ratas indican que las suturas Polysorb™ mantienen inicialmente el 140% de la resistencia mínima sobre el nudo recomendada por la U.S.P. y la Farmacopea Europea, el 80% a las dos semanas de la implantación, y aproximadamente el 30% a las tres semanas de la implantación.
Absorción:	La absorción de las suturas Polysorb™ comienza con una pérdida de fuerza tensil, sin pérdida significativa de masa. La absorción se completa entre los días 56 y 70.
Esterilización:	Óxido de etileno.
Presentación:	Las suturas Polysorb™ se presentan en calibres 2 U.S.P. (5 métrico) hasta 8-0 U.S.P. (0,4 métrico). Se presentan incoloras o teñidas de violeta. Las suturas se presentan estériles, en hebras o en bobinas, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.



Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada


Hebras							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Hebras	4-0	1.5	12x45	Incoloro	24		L1
	4-0	1.5	12x45	Violeta	24		L11
	4-0	1.5	3x45	Violeta	36		L71
	4-0	1.5	6x45	Violeta	24		L20
	3-0	2	12x45	Incoloro	24		L2
	3-0	2	12x45	Violeta	24		L12
	3-0	2	3x45	Violeta	36		L72
	3-0	2	6x45	Violeta	24		L22
	3-0	2	12x60	Violeta	24		L32
	3-0	2	3x75	Violeta	24		L402
	3-0	2	6x75	Violeta	24		L38
	2-0	3	12x45	Incoloro	24		L3
	2-0	3	12x45	Violeta	24		L13
	2-0	3	3x45	Violeta	36		L73
	2-0	3	6x45	Violeta	24		L23
	2-0	3	12x60	Violeta	24		L33
	2-0	3	12x75	Incoloro	24		L43
	2-0	3	3x75	Incoloro	24		L95
	2-0	3	3x75	Violeta	24		L403
	2-0	3	6x75	Violeta	24		L39
	0	3.5	12x45	Incoloro	24		L24
	0	3.5	12x45	Violeta	24		L27
	0	3.5	3x45	Violeta	36		L74
	0	3.5	6x45	Incoloro	24		L4
	0	3.5	6x45	Violeta	24		L14
	0	3.5	12x60	Violeta	24		L34
	0	3.5	3x75	Violeta	24		L404
	0	3.5	6x75	Violeta	24		L40
	1	4	12x45	Incoloro	24		L25
	1	4	12x45	Violeta	24		L35
	1	4	3x45	Violeta	36		L75
	1	4	6x45	Incoloro	24		L5
	1	4	6x45	Violeta	24		L15
	1	4	12x60	Violeta	24		L36
	1	4	3x75	Violeta	24		L405
	1	4	6x75	Violeta	24		L41
	2	5	12x45	Incoloro	24		L26
	2	5	12x45	Violeta	24		L28
	2	5	3x45	Violeta	36		L76

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada




Hebras							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Hebras	2	5	3x75	Violeta	24		L406
	2	5	6x75	Violeta	24		L42
Longitud estándar	4-0	1.5	150	Violeta	36		L111
	3-0	2	150	Incoloro	36		L102
	3-0	2	150	Violeta	36		L112
	2-0	3	150	Incoloro	36		L103
	2-0	3	150	Violeta	36		L113
	0	3.5	150	Incoloro	36		L104
	0	3.5	150	Violeta	36		L114
	1	4	150	Incoloro	36		L105
	1	4	150	Violeta	36		L115
	2	5	150	Violeta	36		L116
Bobinas	4-0	1.5	150	Incoloro	24		LL101
	4-0	1.5	150	Violeta	24		LL111
	4-0	1.5	250	Violeta	24		LL221
	3-0	2	150	Incoloro	24		LL102
	3-0	2	150	Violeta	24		LL112
	3-0	2	250	Incoloro	24		LL322
	3-0	2	250	Violeta	24		LL222
	3-0	2	360	Violeta	24		LL423
	2-0	3	150	Incoloro	24		LL103
	2-0	3	150	Violeta	24		LL113
	2-0	3	250	Incoloro	24		LL323
	2-0	3	250	Violeta	24		LL223
	2-0	3	360	Violeta	24		LL233
	0	3.5	150	Incoloro	24		LL104
	0	3.5	150	Violeta	24		LL114
	0	3.5	250	Incoloro	24		LL324
	0	3.5	250	Violeta	24		LL224
	1	4	150	Violeta	24		LL115
	1	4	250	Violeta	24		LL225
	2	5	150	Violeta	24		LL116
	2	5	250	Violeta	24		LL226

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Surgitie™							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Ligadura de lazo Con sistema de entrega 	2-0	3	52	Violeta	6	Cir. Lap.	EL20L
	0	3.5	52	Violeta	6	Cir. Lap.	EL21L
Ligadura de lazo Sin sistema de entrega 	2-0	3	52	Violeta	6	Cir. Lap.	EL22LN
	0	3.5	52	Violeta	6	Cir. Lap.	EL23LN

Surgiwip™							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO Con sistema de entrega 26 mm 	2-0	3	120	Violeta	6	Cir. Lap.	ELW43
	0	3.5	120	Violeta	6	Cir. Lap.	ELW42



Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Surgiwip™								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código	
Aguja Recta Punta Cilíndrica Con sistema de entrega 19 mm 	2-0	3	120	Violeta	6	Cir. Lap.	ELW31	
	0	3.5	120	Violeta	6	Cir. Lap.	ELW30	
Aguja Esquí Con sistema de entrega 23 mm 	2-0	3	120	Violeta	6	Cir. Lap.	ELW53	
	0	3.5	120	Violeta	6	Cir. Lap.	ELW52	
Aguja Esquí Sin sistema de entrega 23 mm 	2-0	3	120	Violeta	6	Cir. Lap.	ELW51	
	0	3.5	120	Violeta	6	Cir. Lap.	ELW50	

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta triangular, corte invertido								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código	
3/8 CIRCULO 12 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	36	•	SL-173	
3/8 CIRCULO 30 mm  1/2 CIRCULO 40 mm 	3-0	2	150	Incoloro	36		CL-976	
1/2 CIRCULO 24 mm 	3-0	2	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	SL-85-MG	
1/2 CIRCULO 37 mm  	3-0	2	150	Violeta	36		CL-982	
1/2 CIRCULO 40 mm 	2	5	75	Incoloro	36		CL-598	


Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 48 mm 	0	3.5	75	Incoloro	36	•	CL-554
1/2 CIRCULO 26 mm H 	0	3.5	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL-55-MG
1/2 CIRCULO 37 mm H 	2-0	3	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL-74-MG
	2-0	3	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL-69-MG
1/2 CIRCULO 40 mm H 	1	4	5x75	Violeta	12	D-Tach™	CL-97-MG
	2	5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL-83-MG



Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 12 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	36		SL171
	5-0	1	45	Incoloro	36		SL172
3/8 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	75	Incoloro	36		SL606
	5-0	1	75	Violeta	36		SL630
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SL605
	4-0	1.5	75	Violeta	36		SL607
	3-0	2	75	Incoloro	36		SL604
	3-0	2	75	Violeta	36		SL608
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36		SL639
	5-0	1	75	Incoloro	36		SL690
	5-0	1	75	Violeta	36		SL634
	4-0	1.5	45	Incoloro	12		SL638
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SL691
	4-0	1.5	75	Incoloro	12		SL691G
	4-0	1.5	75	Violeta	36		SL635
	4-0	1.5	75	Violeta	12		SL635G
	3-0	2	45	Incoloro	36		SL637
	3-0	2	75	Incoloro	36		SL822
	3-0	2	75	Incoloro	12		SL822G
	3-0	2	75	Violeta	36		SL636



Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SL692
	4-0	1.5	75	Incoloro	12		SL692G
	4-0	1.5	75	Violeta	36		SL695
	3-0	2	75	Incoloro	36		SL693
	3-0	2	75	Violeta	36		SL694
	2-0	3	75	Incoloro	36		SL823
	2-0	3	75	Violeta	36		CL823
3/8 CIRCULO 24 mm 1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	150	Violeta	36		CL900
3/8 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	SL73MG
	2-0	3	75	Incoloro	36		SL586
	0	3.5	75	Incoloro	36		SL587
3/8 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		SL696
	2-0	3	75	Incoloro	36		SL611
	2-0	3	75	Violeta	36		SL714
	0	3.5	90	Violeta	36		SL712
	1	4	75	Incoloro	36		SL609

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada


Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 30 mm 1/2 CIRCULO 40 mm		2-0	3	150	Incoloro	36	CL977
3/8 CIRCULO 39 mm		2-0	3	75	Incoloro	36	SL674
		2	5	90	Incoloro	36	SL675
1/2 CIRCULO 18 mm		4-0	1.5	75	Incoloro	36	SL629
		4-0	1.5	75	Violeta	36	SL820
1/2 CIRCULO 24 mm		3-0	2	45	Incoloro	36	CL85
		3-0	2	5x45	Violeta	12 D-Tach™	SL83MG
		3-0	2	75	Incoloro	36	SL613
		3-0	2	75	Violeta	36	SL632
		3-0	2	75	Violeta	12	SL632G
		2-0	3	75	Incoloro	36	SL612
		2-0	3	75	Violeta	36	SL631

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada




Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL53MG
	3-0	2	75	Incoloro	36		CL868
	3-0	2	75	Violeta	36		CL768
	2-0	3	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL52MG
	2-0	3	75	Incoloro	36		CL869
	2-0	3	75	Violeta	36		CL769
	0	3.5	75	Incoloro	36		CL870
	1	4	75	Incoloro	36		CL867
1/2 CIRCULO 26 mm H 	2-0	3	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL54MG
	2-0	3	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL56MG
	0	3.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL57MG
	0	3.5	75	Violeta	36		CL546
	1	4	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL58MG
	1	4	75	Incoloro	36		CL581
	1	4	75	Violeta	36		CL547
	2	5	75	Violeta	36		CL552
1/2 CIRCULO 30 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		SL622
	0	3.5	90	Incoloro	36		SL721
	1	4	90	Violeta	36		SL722
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		CL542
	3-0	2	75	Violeta	36		CL815
	2-0	3	75	Incoloro	36		CL543
	2-0	3	75	Violeta	36		CL816
	2-0	3	90	Violeta	36		CL916
	0	3.5	75	Incoloro	36		CL544
	0	3.5	75	Violeta	36		CL817
	0	3.5	90	Incoloro	36		CL534
	0	3.5	90	Violeta	36		CL917
	1	4	75	Incoloro	36		CL545
	1	4	75	Violeta	36		CL818
	1	4	90	Incoloro	36		CL535
	1	4	90	Violeta	36		CL918
	2	5	75	Violeta	36		CL819
	2	5	90	Incoloro	36		CL533
	2	5	90	Violeta	36		CL919

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada



Punta triangular, corte invertido

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	150	Violeta	36		CL992
1/2 CIRCULO 37 mm H 	2-0	3	75	Incoloro	36		CL536
	2-0	3	75	Violeta	36		CL526
	0	3.5	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL75MG
	0	3.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL70MG
	0	3.5	75	Incoloro	36		CL537
	0	3.5	75	Violeta	36		CL527
	1	4	75	Incoloro	36		CL538
	1	4	75	Violeta	36		CL528
1/2 CIRCULO 40 mm 	2-0	3	75	Incoloro	36		CL595
	2-0	3	75	Violeta	36		CL833
	0	3.5	75	Incoloro	36		CL596
	0	3.5	75	Violeta	36		CL804
	0	3.5	90	Violeta	36		CL933
	1	4	75	Incoloro	36		CL597
	1	4	75	Violeta	36		CL805
	1	4	90	Violeta	36		CL936
	2	5	90	Violeta	36		CL937

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 40 mm H 	2-0	3	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL82MG
	0	3.5	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL76MG
	0	3.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL80MG
	1	4	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL77MG
	1	4	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL81MG
1/2 CIRCULO 48 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		CL571
	0	3.5	75	Violeta	36		CL568
	0	3.5	90	Violeta	36		CL927
	1	4	75	Incoloro	36		CL555
	1	4	75	Violeta	36		CL569
	1	4	90	Violeta	36		CL928
	2	5	75	Incoloro	36		CL960
	2	5	75	Violeta	36		CL570
	2	5	90	Incoloro	36		CL939
	2	5	90	Violeta	36		CL929
1/2 CIRCULO 55 mm H 	2	5	75	Violeta	36		CL979
RECTA 60 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SL644
	4-0	1.5	75	Violeta	36		SL654
	3-0	2	75	Incoloro	36		SL643
	3-0	2	75	Violeta	36		SL653
	2-0	3	75	Incoloro	36		SL642
	2-0	3	75	Violeta	36		SL652
	2-0	3	75	Violeta	12		SL652G

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada


Punta de precisión, corte invertido								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL-5636-G
1/2 CIRCULO 9 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	12			SL-1510-G
	4-0	1.5	45	Incoloro	12			SL-1645-G
1/2 CIRCULO 13 mm 	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL-1614-G
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SL1625
	6-0	0.7	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL1625G
	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SL1689
	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL1689G
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5688
	6-0	0.7	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL5688G
	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5687
	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL5687G
	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5690
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL5691G

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada


Punta de precisión, corte invertido								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5626
	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL5626G
	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5686
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL5686G
	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5620
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5621
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5636
	5-0	1	75	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5639
	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5627
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL5627G
	4-0	1.5	45	Violeta	36	Surgalloy™		SL5629
	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5637
	3-0	2	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5628
	3-0	2	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL5628G
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5638
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5641
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL5641G
	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5678
	3-0	2	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5640
	3-0	2	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SL5640G
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™		SL5679
	3-0	2	75	Incoloro	12	Surgalloy™		SL5679G
	2-0	3	75	Incoloro	36			SL5680
1/2 CIRCULO 9 mm 	5-0	1	45	Incoloro	12			SL1644G

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta de precisión, corte invertido

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SL1613
	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SL1614
	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SL1615
1/2 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SL5632
	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SL5632G
	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SL5633
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SL5633G

Micro-punta, triangular invertida

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 7 mm  Curvatura 158° Longitud de cuerda 5.76 mm Radio 3.18 mm	6-0	0.7	45	Violeta	12	Surgalloy™	L1551K
3/8 CIRCULO 13 mm  Curvatura 130° Longitud de cuerda 10.37 mm Radio 5.72 mm	5-0	1	30	Incoloro	12	Surgalloy™	L4323K

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta de precisión, corte convencional							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	36		SL1660
	5-0	1	45	Incoloro	36		SL1659
	4-0	1.5	45	Incoloro	36		SL1658
3/8 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36		SL1656
	4-0	1.5	45	Incoloro	36		SL1657
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36		SL1651
	4-0	1.5	45	Incoloro	36		SL1653
	3-0	2	45	Incoloro	36		SL1654

Espátula							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/4 CIRCULO 8 mm  Curvatura 90° Longitud de cuerda 7.18 mm Radio 5.08 mm	6-0	0.7	20	Violeta	12	Surgalloy™	L1740K
	6-0	0.7	30	Incoloro	12	Surgalloy™	L1745K
	6-0	0.7	30	Violeta	12	Surgalloy™	L1742K
	6-0	0.7	45	Incoloro	24	Surgalloy™	L2752K
	5-0	1	20	Violeta	12	Surgalloy™	L1739K
	5-0	1	30	Incoloro	12	Surgalloy™	L553K
	5-0	1	30	Violeta	12	Surgalloy™	L1785K
	5-0	1	45	Incoloro	24	Surgalloy™	L2753K
	5-0	1	45	Violeta	12	Surgalloy™	L2553K

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Espátula								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código	
1/4 CIRCULO 7 mm  Curvatura 90° Longitud de cuerda 5.74 mm Radio 4.06 mm	6-0	0.7	30	Violeta	12	Surgalloy™	L1756K	
	6-0	0.7	45	Violeta	12	Surgalloy™	L1755K	
1/4 CIRCULO 10 mm  Curvatura 90° Longitud de cuerda 8.44 mm Radio 5.97 mm	6-0	0.7	20	Violeta	12	Surgalloy™	L1590K	
	6-0	0.7	45	Incoloro	12	Surgalloy™	L1670K	
	6-0	0.7	45	Violeta	12	Surgalloy™	L1791K	
	5-0	1	20	Violeta	12	Surgalloy™	L1591K	
	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™	L1669K	
	5-0	1	45	Violeta	12	Surgalloy™	L1792K	
1/2 CIRCULO 8 mm  Curvatura 180° Longitud de cuerda 4.80 mm Radio 2.41 mm	6-0	0.7	30	Incoloro	12	Surgalloy™	L0213K	
	5-0	1	30	Incoloro	12	Surgalloy™	L0223K	

Espátula, punta de precisión								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código	
1/4 CIRCULO 6 mm  Curvatura 100° Longitud de cuerda 5.90 mm Radio 3.94 mm Micras 200	6-0	0.7	45	Violeta	12	Surgalloy™	L1750K	

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada




Espátula, punta de precisión								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 6 mm  SE-140-8 Curvatura 135° Longitud de cuerda 4.80 mm Radio 2.60 mm Micras 200	8-0	0.4	30	Violeta	12	Surgalloy™		L2750K
	7-0	0.5	30	Violeta	12	Surgalloy™		L2751K
3/8 CIRCULO 6 mm  SE-140-8 Curvatura 135° Longitud de cuerda 4.80 mm Radio 2.60 mm Micras 200	8-0	0.4	20	Violeta	12	Surgalloy™		L2747K
	8-0	0.4	30	Violeta	12	Surgalloy™		L2748K
	8-0	0.4	45	Violeta	12	Surgalloy™		L5118K
	7-0	0.5	30	Violeta	12	Surgalloy™		L1796K
	7-0	0.5	45	Violeta	12	Surgalloy™		L1897K
1/2 CIRCULO 6 mm  SE-160-8 Curvatura 160° Longitud de cuerda 3.90 mm Radio 1.98 mm Micras 200	8-0	0.4	20	Violeta	12	Surgalloy™		L2574K
	8-0	0.4	30	Violeta	12	Surgalloy™		L2749K
	7-0	0.5	45	Violeta	12	Surgalloy™		L1787K
	6-0	0.7	45	Violeta	12	Surgalloy™		L1741K

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 13 mm  CV-22	6-0	0.7	75	Incoloro	36		•	CL-886


Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm  GS-21	4-0	1.5	90	Incoloro	36	•	CL-961
	4-0	1.5	90	Violeta	36		CL-921
	0	3.5	5x45	Violeta	12	Surgalloy™	CLS-10-MG
	0	3.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™	CLS-844
	0	3.5	3x75	Violeta	24		3-CL-812
	0	3.5	5x75	Incoloro	12	D-Tach™	CL-2-M
	2-0	3.5	90	Incoloro	36	Surgalloy™	CLS-953
1/2 CIRCULO 27 mm  GS-22	3-0	2	75	Incoloro	36		CLS829
1/2 CIRCULO 22 mm  GS-23	2-0	3	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL-42-MG
1/2 CIRCULO 48 mm  GS-25	3-0	2	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL-34-MG
	0	3.5	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL-35-MG



Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 34 mm H 	0	3.5	5x75	Violeta	12	D-Tach™	CL-997-MG
1/2 CIRCULO 37 mm H 	2-0	3	90	Incoloro	36		CL980
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	75	Violeta	36		GL889
	5-0	1	75	Violeta	36		GL890
3/8 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	75	Violeta	36		GL881
	3-0	2	75	Violeta	36		GL882
3/8 CIRCULO 22 mm 	4-0	1.5	75	Violeta	36		CL304
	3-0	2	75	Violeta	36		GL303
	2-0	3	75	Violeta	36		GL302




Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		CL457
3/8 CIRCULO 32 mm 	3-0	2	75	Violeta	36		GL522
	2-0	3	75	Violeta	36		GL523
	0	3.5	75	Violeta	36		GL524
1/2 CIRCULO 12 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	36	Surgalloy™	UL101
	6-0	0.7	45	Violeta	36	Surgalloy™	UL102
	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SL432
	4-0	1.5	45	Incoloro	36		SL431
1/2 CIRCULO 13 mm 	5-0	1	5x45	Violeta	12	D-Tach™	GL45MG
	5-0	1	75	Incoloro	36		GL885
	4-0	1.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	GL44MG
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		GL884
	4-0	1.5	75	Violeta	36		CL782
	3-0	2	75	Violeta	36		CL783



Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 17 mm 	6-0	0.7	75	Violeta	36		UL201
	5-0	1	75	Incoloro	36		UL213
	5-0	1	75	Violeta	36		UL202
	4-0	1.5	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	UL46MG
	4-0	1.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	GL46MG
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		UL212
	4-0	1.5	75	Violeta	36	Surgalloy™	UL303
	3-0	2	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	UL47MG
	3-0	2	5x45	Violeta	12	D-Tach™	GL47MG
	3-0	2	75	Incoloro	36		UL215
	3-0	2	75	Violeta	36		UL204
	3-0	2	120	Violeta	24	Cir. Lap.	EL430
	2-0	3	75	Incoloro	36		UL216
	2-0	3	75	Violeta	36		UL205
1/2 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	90	Violeta	36		CL220
1/2 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™	UL214
	4-0	1.5	75	Violeta	36	Surgalloy™	UL203
1/2 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	90	Violeta	36	Surgalloy™	CL219




Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 20 mm 	5-0	1	75	Incoloro	36		CL469
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		CL470
	4-0	1.5	75	Violeta	36		CL460
	3-0	2	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL463M
	3-0	2	75	Incoloro	36		CL471
	3-0	2	75	Violeta	36		CL461
	2-0	3	75	Violeta	36		CL462
1/2 CIRCULO 20 mm 	3-0	2	90	Violeta	36		CL464
1/2 CIRCULO 22 mm 	4-0	1.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	GL34MG
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		GL191
	4-0	1.5	75	Violeta	36		GL181
	3-0	2	18	Violeta	36	Cir. Lap.	EL410
	3-0	2	5x45	Violeta	12	D-Tach™	GL33MG
	3-0	2	75	Incoloro	36		GL192
	3-0	2	75	Violeta	36		GL182
	3-0	2	5x75	Violeta	12	D-Tach™	GL182M
	3-0	2	120	Violeta	24	Cir. Lap.	EL440
	2-0	3	5x45	Violeta	12	D-Tach™	GL32MG
	2-0	3	75	Violeta	36		GL183


Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 22 mm 	3-0	2	90	Violeta	36		GL282
1/2 CIRCULO 22 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		CL896
	3-0	2	75	Violeta	36		CL892
	2-0	3	75	Violeta	36		CL893
	0	3.5	75	Violeta	36		CL894
1/2 CIRCULO 26 mm 	5-0	1	75	Violeta	36		GL120
	4-0	1.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	GL64MG
	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™	GLS321
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		GL321
	4-0	1.5	75	Violeta	36	Surgalloy™	GLS121
	4-0	1.5	75	Violeta	36		GL121
	4-0	1.5	5x75	Violeta	12	D-Tach™	GL68M
	3-0	2	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	GL69MG
	3-0	2	5x45	Violeta	12	D-Tach™	GL63MG
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™	GLS322
	3-0	2	75	Incoloro	36		GL322
	3-0	2	75	Violeta	36	Surgalloy™	GLS122
	3-0	2	75	Violeta	36		GL122
	3-0	2	5x75	Violeta	12	D-Tach™	GL67M
	3-0	2	90	Violeta	36		GL226
	2-0	3	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	GL61MG
	2-0	3	5x45	Violeta	12	D-Tach™	GL62MG
	2-0	3	75	Incoloro	36	Surgalloy™	GLS323
	2-0	3	75	Incoloro	36		GL323
	2-0	3	75	Violeta	36	Surgalloy™	GLS123
	2-0	3	75	Violeta	36		GL123
	2-0	3	5x75	Violeta	12	D-Tach™	GL66M
	2-0	3	90	Violeta	36		GL125
	0	3.5	75	Incoloro	36		GL324

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	0	3.5	75	Violeta	36		GL124
	1	4	75	Violeta	36		GL130
1/2 CIRCULO 26 mm RECTA 44 mm 	3-0	2	90	Incoloro	36		GL423
1/2 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	90	Violeta	36		GL332
	2-0	3	90	Violeta	36		GL333
1/2 CIRCULO 27 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		CL829
	3-0	2	75	Violeta	36		CL882
	2-0	3	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL16MG
	2-0	3	75	Incoloro	36	Surgalloy™	CLS830
	2-0	3	75	Incoloro	36		CL830
	2-0	3	75	Violeta	36	Surgalloy™	CLS883
	2-0	3	75	Violeta	36		CL883
	0	3.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL17MG
	0	3.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™	CLS831
	0	3.5	75	Incoloro	36		CL831
	0	3.5	75	Violeta	36	Surgalloy™	CLS884
	0	3.5	75	Violeta	36		CL884
	0	3.5	5x75	Violeta	12	D-Tach™	CL886M


Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 27 mm 	0	3.5	90	Violeta	36		CL330
	1	4	75	Incoloro	36		CL832
	1	4	75	Violeta	36		CL885
	1	4	5x75	Violeta	12	D-Tach™	CL885M
	1	4	90	Violeta	36		CL331
	2	5	75	Violeta	36		CL232
1/2 CIRCULO 27 mm H 	2-0	3	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL86MG
	0	3.5	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL87MG
	0	3.5	5x75	Violeta	12	D-Tach™	CL801MG
	1	4	75	Violeta	36		CL871
1/2 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	75	Violeta	36		GL222
	2-0	3	75	Incoloro	36		GL228
	2-0	3	75	Violeta	36		GL223
	2-0	3	5x75	Violeta	12	D-Tach™	GL223M
	0	3.5	75	Violeta	36		GL224
	1	4	75	Violeta	36		GL225
	1	4	90	Violeta	36		VL229
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	75	Violeta	36		GL126
	2-0	3	75	Violeta	36		GL127
	0	3.5	75	Violeta	36		GL128
	1	4	75	Violeta	36		GL129



Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	4-0	1.5	75	Violeta	36		CL809
	3-0	2	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL12MG
	3-0	2	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL8MG
	3-0	2	75	Incoloro	36		CL842
	3-0	2	75	Violeta	36		CL810
	3-0	2	90	Incoloro	36		CL952
	3-0	2	90	Violeta	36		CL922
	2-0	3	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL13MG
	2-0	3	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL9MG
	2-0	3	75	Incoloro	36	Surgalloy™	CLS843
	2-0	3	75	Incoloro	36		CL843
	2-0	3	75	Violeta	36		CL811
	2-0	3	5x75	Violeta	12	D-Tach™	CL4M
	2-0	3	90	Incoloro	36		CL953
	2-0	3	90	Violeta	36		CL923
	0	3.5	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL14MG
	0	3.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL10MG
	0	3.5	75	Incoloro	36		CL844
	0	3.5	75	Violeta	36	Surgalloy™	CLS812
	0	3.5	75	Violeta	36		CL812
	0	3.5	5x75	Violeta	12	D-Tach™	CL5M
	0	3.5	90	Incoloro	36	Surgalloy™	CLS954
	0	3.5	90	Incoloro	36		CL954
	0	3.5	90	Violeta	36	Surgalloy™	CLS-924
	0	3.5	90	Violeta	36		CL924
	1	4	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL15MG
	1	4	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL11MG
	1	4	75	Incoloro	36	Surgalloy™	CLS-845
	1	4	75	Incoloro	36		CL845
	1	4	75	Violeta	36		CL813
	1	4	5x75	Violeta	12	D-Tach™	CL6M
	1	4	90	Incoloro	36	Surgalloy™	CLS955
	1	4	90	Incoloro	36		CL955
	1	4	90	Violeta	36		CL925
	2	5	75	Violeta	36		CL814
	2	5	90	Violeta	36		CL926




Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm H 	2-0	3	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL202M
	2-0	3	75	Violeta	36		CL930
	2-0	3	90	Violeta	36		CL970
	0	3.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL200M
	0	3.5	75	Incoloro	36		CL938
	0	3.5	75	Violeta	36		CL931
	0	3.5	5x75	Violeta	12	D-Tach™	CL71M
	0	3.5	90	Violeta	36		CL971
	1	4	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL201M
	1	4	75	Incoloro	36		CL828
	1	4	75	Violeta	36		CL932
	1	4	90	Violeta	36		CL239
	2	5	75	Incoloro	36		CL827
	2	5	75	Violeta	36		CL934
1/2 CIRCULO 37 mm 	0	3.5	150	Violeta	24	Sut. 150cm, lazo 75cm	CL871L
1/2 CIRCULO 40 mm 	3-0	2	75	Violeta	36		CL800
	3-0	2	90	Incoloro	36		CL962
	3-0	2	90	Violeta	36		CL912
	2-0	3	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL22MG
	2-0	3	75	Incoloro	36		CL853
	2-0	3	75	Violeta	36		CL801
	2-0	3	90	Incoloro	36		CL963
	2-0	3	90	Violeta	36		CL913
	0	3.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL20MG
	0	3.5	75	Incoloro	36		CL854
	0	3.5	75	Violeta	36		CL802
	0	3.5	90	Incoloro	36		CL964
	0	3.5	90	Violeta	36		CL914
	1	4	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL21MG
	1	4	75	Incoloro	36		CL855
	1	4	75	Violeta	36		CL803
	1	4	90	Incoloro	36		CL965





Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 40 mm 	1	4	90	Violeta	36		CL915
	2	5	5x45	Violeta	6	D-Tach™	CL623M
	2	5	5x60	Violeta	12	D-Tach™	CL622M
	2	5	75	Violeta	36		CL779
	2	5	90	Violeta	36		CL911
1/2 CIRCULO 40 mm 	3-0	2	150	Violeta	36		CL990
1/2 CIRCULO 48 mm 	3-0	2	75	Violeta	36		CL862
	3-0	2	90	Incoloro	36		CL972
	2-0	3	5x45	Incoloro	12	D-Tach™	CL36MG
	2-0	3	75	Violeta	36		CL863
	2-0	3	90	Incoloro	36		CL973
	2-0	3	90	Violeta	36		CL903
	0	3.5	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL30MG
	0	3.5	75	Incoloro	36		CL888
	0	3.5	75	Violeta	36		CL864
	0	3.5	90	Incoloro	36		CL974
	0	3.5	90	Violeta	36		CL904
	1	4	5x45	Violeta	12	D-Tach™	CL31MG
	1	4	75	Violeta	36		CL865
	1	4	5x75	Violeta	12	D-Tach™	CL64M
	1	4	90	Incoloro	36		CL975
	1	4	90	Violeta	36		CL905
	2	5	5x45	Violeta	6	D-Tach™	CL633M
	2	5	5x60	Violeta	12	D-Tach™	CL644M
	2	5	75	Violeta	36		CL866
	2	5	5x75	Violeta	6	D-Tach™	CL665M
	2	5	90	Violeta	36		CL906





Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 65 mm 	2-0	3	75	Incoloro	24		CL63
	1	4	2x75	Incoloro	12		CL651M
	1	4	5x75	Violeta	12		CL60M
	1	4	90	Violeta	36		CL968
	1	4	150	Violeta	24		CL824
	2	5	5x75	Violeta	6		CL659M
	2	5	100	Incoloro	36		CL969
	2	5	150	Incoloro	24		CL880
	2	5	150	Violeta	24		CL825
1/2 CIRCULO LAZO 65 mm 	1	4	120	Violeta	24	Sut. 120cm, lazo 60cm	CL824L
	2	5	240	Violeta	24	Sut. 240cm, lazo 120cm	CL835L
1/2 CIRCULO 76 mm 	2-0	3	75	Incoloro	24		CL53
	1	4	75	Violeta	24		SL603
1/2 CIRCULO LAZO 76 mm 	1	4	150	Violeta	24	Sut. 150cm, lazo 75cm	CL734L
	2	5	150	Violeta	24	Sut. 150cm, lazo 75cm	CL735L

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
5/8 CIRCULO 27 mm 	3-0	2	75	Violeta	36		UL879
	2-0	3	75	Violeta	36		UL878
	0	3.5	75	Violeta	36		UL877
	1	4	75	Violeta	36		UL876
5/8 CIRCULO 27 mm 	0	3.5	90	Violeta	36		UL240
5/8 CIRCULO 27 mm H 	0	3.5	45	Violeta	36		CL576
	0	3.5	75	Violeta	36		CL677
	1	4	45	Incoloro	36		UL670
	1	4	75	Violeta	36		UL676
5/8 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		UL245
	0	3.5	75	Violeta	36		UL246

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
5/8 CIRCULO 40 mm 	0	3.5	75	Violeta	36		UL146
AGUJA EN J 32 mm 	1	4	75	Violeta	36		CL673
	1	4	75	Violeta	12		CL673G
SKI 23 mm 	4-0	1.5	18	Violeta	36	Cir. Lap.	EL416
	3-0	2	18	Violeta	36	Cir. Lap.	EL415
	3-0	2	120	Violeta	24	Cir. Lap.	EL450
RECTA LAZO 23 mm 	4-0	1.5	20	Violeta	36	Sut. 20cm, lazo 10cm	EL51L

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada


Punta cilíndrica para microcirugía								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
3/8 CIRCULO 6 mm  MV-135-5  Curvatura 140° Longitud de cuerda 4.92 mm Radio 2.62 mm	8-0	0.4	13	Violeta	12	Surgalloy™		L2800


Punta cilíndrica roma								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
1/2 CIRCULO 37 mm  BGS-21	2-0	3	5x45	Incoloro	12	D-Tach™		CL-239-M
	0	3.5	5x45	Incoloro	12	Protect Point™ D-Tach™		CL-240-M
1/2 CIRCULO 26 mm  BTV-20	3-0	2	5x45	Incoloro	12	Protect Point™ D-Tach™		GLT69MG
1/2 CIRCULO 37 mm  BTP-1	3-0	2	90	Incoloro	36	Protect Point™		CLT952
	2-0	3	5x45	Incoloro	12	Protect Point™ D-Tach™		CLT13MG
	2-0	3	5x45	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™		CLT9MG
	2-0	3	75	Incoloro	36	Protect Point™		CLT259
	2-0	3	90	Incoloro	36	Protect Point™		CLT953
	0	3.5	5x45	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™		CLT250MG
	0	3.5	75	Incoloro	36	Protect Point™		CLT260
	0	3.5	75	Violeta	36	Protect Point™		CLT957
	0	3.5	90	Incoloro	36	Protect Point™		CLT954
	1	4	5x45	Incoloro	12	Protect Point™ D-Tach™		CLT15MG
	1	4	5x45	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™		CLT11MG

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada


Punta cilíndrica roma							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	1	4	75	Violeta	36	Protect Point™	CLT958
	1	4	5x75	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™	CLT31MG
	1	4	90	Incoloro	36	Protect Point™	CLT955
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	90	Incoloro	36	Protect Point™	CL259
	2-0	3	90	Violeta	36	Protect Point™	CL956
	0	3.5	5x45	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™	CL250M
	0	3.5	90	Incoloro	36	Protect Point™	CL260
	0	3.5	90	Violeta	36	Protect Point™	CL957
	1	4	90	Violeta	36	Protect Point™	CL958
1/2 CIRCULO 40 mm 	0	3.5	90	Violeta	36	Protect Point™	CL950
	1	4	90	Violeta	36	Protect Point™	CL951
1/2 CIRCULO 48 mm 	0	3.5	5x45	Incoloro	12	Protect Point™ D-Tach™	CLT20MG
	0	3.5	5x45	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™	CLT850MG
	0	3.5	90	Incoloro	36	Protect Point™	CLT854
	1	4	5x45	Incoloro	12	Protect Point™ D-Tach™	CLT21MG
	1	4	5x45	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™	CLT851MG
	1	4	90	Incoloro	36	Protect Point™	CLT855
	2	5	5x45	Violeta	6	Protect Point™ D-Tach™	CLT623M

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Punta cilíndrica roma							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 48 mm 	0	3.5	5x45	Violeta	12		CL-850-M
	0	3.5	90	Violeta	36	Protect Point™	CL948
	1	4	5x45	Violeta	12		CL-851-M
	1	4	90	Violeta	36	Protect Point™	CL949
1/2 CIRCULO 65 mm 	2	5	5x60	Violeta	12	Protect Point™ D-Tach™	CL852M
	2	5	2x90	Violeta	24	Protect Point™	2CL852
1/2 CIRCULO 65 mm 	2	5	5x75	Violeta	6	Protect Point™ D-Tach™	CLT633M

Punta roma							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 64 mm 	0	3.5	90	Incoloro	36		CL272
	1	4	90	Incoloro	36		CL273

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada


Punta roma							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 64 mm 	1	4	90	Violeta	36		CL271
	2	5	90	Violeta	36		CL270


Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 22 mm 	1	4	75	Incoloro	36		CL513
1/2 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	75	Violeta	36	Surgalloy™	CL510
	2-0	3	75	Violeta	36	Surgalloy™	CL511
1/2 CIRCULO 27 mm 	0	3.5	90	Incoloro	36		CL730

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada



Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	90	Incoloro	36		CL947
	3-0	2	90	Violeta	36		CL942
	2-0	3	75	Violeta	36		CL837
	2-0	3	90	Incoloro	36		CL946
	2-0	3	90	Violeta	36		CL943
	0	3.5	75	Violeta	36		CL838
	0	3.5	90	Incoloro	36		CL515
	0	3.5	90	Violeta	36		CL944
	1	4	75	Violeta	36		CL839
	1	4	90	Incoloro	36		CL516
	1	4	90	Violeta	36		CL945
	2	5	90	Violeta	36		CL517
1/2 CIRCULO 40 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		CL603
	0	3.5	75	Violeta	36		CL602
1/2 CIRCULO 48 mm 	0	3.5	90	Violeta	36		CL739
	1	4	75	Violeta	36		CL840
	1	4	90	Violeta	36		CL940
	2	5	75	Violeta	36		CL841
	2	5	90	Violeta	36		CL941

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada


Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO LAZO 48 mm 	1	4	150	Violeta	24	Sut. 150cm, lazo 75cm	CL740L
	2	5	150	Violeta	24	Sut. 150cm, lazo 75cm	CL741L

Multifacetada							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	36		CL005
1/2 CIRCULO 20 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		CL015
1/2 CIRCULO 25 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		CL021

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Multifacetada							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 30 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		CL026
	0	3.5	75	Violeta	36		CL029
1/2 CIRCULO 30 mm 	2-0	3	75	Violeta	36		CL029
	0	3.5	75	Violeta	36		CL030
	2-0	3	75	Violeta	36		CL045
	0	3.5	75	Violeta	36		UL046
1/2 CIRCULO 40 mm 	1	4	75	Incoloro	36		CL150
	1	4	75	Violeta	36		CL047
	2-0	3	75	Violeta	36		CL045
	0	3.5	75	Violeta	36		UL046
1/2 CIRCULO 45 mm 	1	4	75	Violeta	36		CL050
	2	5	90	Violeta	36		CL055
1/2 CIRCULO 50 mm 	2	5	90	Violeta	36		CL055

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Multifacetada							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 50 mm  4.51	2-0	3	75	Violeta	36		CL060
	0	3.5	75	Violeta	36		CL061
	1	4	75	Violeta	36		CL062

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
2CL852	35	CL13MG	27	CL510	36
3-CL-812	19	CL14MG	27	CL511	36
CL-2-M	19	CL150	39	CL513	36
CL-239-M	33	CL15MG	27	CL515	37
CL-240-M	33	CL16MG	25	CL516	37
CL-34-MG	19	CL17MG	25	CL517	37
CL-35-MG	19	CL200M	28	CL526	11
CL-42-MG	19	CL201M	28	CL527	11
CL-55-MG	6	CL202M	28	CL528	11
CL-554	6	CL20MG	28	CL52MG	10
CL-598	5	CL219	22	CL53	30
CL-69-MG	6	CL21MG	28	CL533	10
CL-74-MG	6	CL220	22	CL534	10
CL-83-MG	6	CL22MG	28	CL535	10
CL-850-M	35	CL232	26	CL536	11
CL-851-M	35	CL239	28	CL537	11
CL-886	18	CL250M	34	CL538	11
CL-921	19	CL259	34	CL53MG	10
CL-961	19	CL260	34	CL542	10
CL-97-MG	6	CL270	36	CL543	10
CL-976	5	CL271	36	CL544	10
CL-982	5	CL272	35	CL545	10
CL-997-MG	20	CL273	35	CL546	10
CL005	38	CL304	20	CL547	10
CL015	38	CL30MG	29	CL54MG	10
CL021	38	CL31MG	29	CL552	10
CL026	39	CL330	26	CL555	12
CL029	39	CL331	26	CL568	12
CL030	39	CL36MG	29	CL569	12
CL045	39	CL457	21	CL56MG	10
CL047	39	CL460	23	CL570	12
CL050	39	CL461	23	CL571	12
CL055	39	CL462	23	CL576	31
CL060	40	CL463M	23	CL57MG	10
CL061	40	CL464	23	CL581	10
CL062	40	CL469	23	CL58MG	10
CL10MG	27	CL470	23	CL595	11
CL11MG	27	CL471	23	CL596	11
CL12MG	27	CL4M	27	CL597	11

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
CL5M	27	CL805	11	CL854	28
CL602	37	CL809	27	CL855	28
CL603	37	CL80MG	12	CL862	29
CL60M	30	CL810	27	CL863	29
CL622M	29	CL811	27	CL864	29
CL623M	29	CL812	27	CL865	29
CL63	30	CL813	27	CL866	29
CL633M	29	CL814	27	CL867	10
CL644M	29	CL815	10	CL868	10
CL64M	29	CL816	10	CL869	10
CL651M	30	CL817	10	CL86MG	26
CL659M	30	CL818	10	CL870	10
CL665M	29	CL819	10	CL871	26
CL673	32	CL81MG	12	CL871L	28
CL673G	32	CL823	8	CL87MG	26
CL677	31	CL824	30	CL880	30
CL6M	27	CL824L	30	CL882	25
CL70MG	11	CL825	30	CL883	25
CL71M	28	CL827	28	CL884	25
CL730	36	CL828	28	CL885	26
CL734L	30	CL829	25	CL885M	26
CL735L	30	CL82MG	12	CL886M	25
CL739	37	CL830	25	CL888	29
CL740L	38	CL831	25	CL892	24
CL741L	38	CL832	26	CL893	24
CL75MG	11	CL833	11	CL894	24
CL768	10	CL835L	30	CL896	24
CL769	10	CL837	37	CL8MG	27
CL76MG	12	CL838	37	CL900	8
CL779	29	CL839	37	CL903	29
CL77MG	12	CL840	37	CL904	29
CL782	21	CL841	37	CL905	29
CL783	21	CL842	27	CL906	29
CL800	28	CL843	27	CL911	29
CL801	28	CL844	27	CL912	28
CL801MG	26	CL845	27	CL913	28
CL802	28	CL85	9	CL914	28
CL803	28	CL852M	35	CL915	29
CL804	11	CL853	28	CL916	10

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
CL917	10	CL960	12	CLT259	33
CL918	10	CL962	28	CLT260	33
CL919	10	CL963	28	CLT31MG	34
CL922	27	CL964	28	CLT623M	34
CL923	27	CL965	28	CLT633M	35
CL924	27	CL968	30	CLT850MG	34
CL925	27	CL969	30	CLT851MG	34
CL926	27	CL970	28	CLT854	34
CL927	12	CL971	28	CLT855	34
CL928	12	CL972	29	CLT952	33
CL929	12	CL973	29	CLT953	33
CL930	28	CL974	29	CLT954	33
CL931	28	CL975	29	CLT955	34
CL932	28	CL977	9	CLT957	33
CL933	11	CL979	12	CLT958	34
CL934	28	CL980	20	CLT9MG	33
CL936	11	CL990	29	EL20L	3
CL937	11	CL992	11	EL21L	3
CL938	28	CL9MG	27	EL22LN	3
CL939	12	CLS-10-MG	19	EL23LN	3
CL940	37	CLS-844	19	EL410	23
CL941	37	CLS-845	27	EL415	32
CL942	37	CLS-924	27	EL416	32
CL943	37	CLS-953	19	EL430	22
CL944	37	CLS812	27	EL440	23
CL945	37	CLS829	19	EL450	32
CL946	37	CLS830	25	EL51L	32
CL947	37	CLS831	25	ELW30	4
CL948	35	CLS843	27	ELW31	4
CL949	35	CLS883	25	ELW42	3
CL950	34	CLS884	25	ELW43	3
CL951	34	CLS954	27	ELW50	4
CL952	27	CLS955	27	ELW51	4
CL953	27	CLT11MG	33	ELW52	4
CL954	27	CLT13MG	33	ELW53	4
CL955	27	CLT15MG	33	GL120	24
CL956	34	CLT20MG	34	GL121	24
CL957	34	CLT21MG	34	GL122	24
CL958	34	CLT250MG	33	GL123	24

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
GL124	25	GL524	21	L15	1
GL125	24	GL61MG	24	L1551K	15
GL126	26	GL62MG	24	L1590K	17
GL127	26	GL63MG	24	L1591K	17
GL128	26	GL64MG	24	L1669K	17
GL129	26	GL66M	24	L1670K	17
GL130	25	GL67M	24	L1739K	16
GL181	23	GL68M	24	L1740K	16
GL182	23	GL69MG	24	L1741K	18
GL182M	23	GL881	20	L1742K	16
GL183	23	GL882	20	L1745K	16
GL191	23	GL884	21	L1750K	17
GL192	23	GL885	21	L1755K	17
GL222	26	GL889	20	L1756K	17
GL223	26	GL890	20	L1785K	16
GL223M	26	GLS121	24	L1787K	18
GL224	26	GLS122	24	L1791K	17
GL225	26	GLS123	24	L1792K	17
GL226	24	GLS321	24	L1796K	18
GL228	26	GLS322	24	L1897K	18
GL282	24	GLS323	24	L2	1
GL302	20	GLT69MG	33	L20	1
GL303	20	L0213K	17	L22	1
GL321	24	L0223K	17	L23	1
GL322	24	L1	1	L24	1
GL323	24	L102	2	L25	1
GL324	24	L103	2	L2553K	16
GL32MG	23	L104	2	L2574K	18
GL332	25	L105	2	L26	1
GL333	25	L11	1	L27	1
GL33MG	23	L111	2	L2747K	18
GL34MG	23	L112	2	L2748K	18
GL423	25	L113	2	L2749K	18
GL44MG	21	L114	2	L2750K	18
GL45MG	21	L115	2	L2751K	18
GL46MG	22	L116	2	L2752K	16
GL47MG	22	L12	1	L2753K	16
GL522	21	L13	1	L28	1
GL523	21	L14	1	L2800	33

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
L3	1	LL221	2	SL5626	14
L32	1	LL222	2	SL5626G	14
L33	1	LL223	2	SL5627	14
L34	1	LL224	2	SL5627G	14
L35	1	LL225	2	SL5628	14
L36	1	LL226	2	SL5628G	14
L38	1	LL233	2	SL5629	14
L39	1	LL322	2	SL5632	15
L4	1	LL323	2	SL5632G	15
L40	1	LL324	2	SL5633	15
L402	1	LL423	2	SL5633G	15
L403	1	SL-1510-G	13	SL5636	14
L404	1	SL-1614-G	13	SL5637	14
L405	1	SL-1645-G	13	SL5638	14
L406	2	SL-173	5	SL5639	14
L41	1	SL-5636-G	13	SL5640	14
L42	2	SL-85-MG	5	SL5640G	14
L43	1	SL1613	15	SL5641	14
L4323K	15	SL1614	15	SL5641G	14
L5	1	SL1615	15	SL5678	14
L5118K	18	SL1625	13	SL5679	14
L553K	16	SL1625G	13	SL5679G	14
L71	1	SL1644G	14	SL5680	14
L72	1	SL1651	16	SL5686	14
L73	1	SL1653	16	SL5686G	14
L74	1	SL1654	16	SL5687	13
L75	1	SL1656	16	SL5687G	13
L76	1	SL1657	16	SL5688	13
L95	1	SL1658	16	SL5688G	13
LL101	2	SL1659	16	SL5690	13
LL102	2	SL1660	16	SL5691G	13
LL103	2	SL1689	13	SL586	8
LL104	2	SL1689G	13	SL587	8
LL111	2	SL171	7	SL603	30
LL112	2	SL172	7	SL604	7
LL113	2	SL431	21	SL605	7
LL114	2	SL432	21	SL606	7
LL115	2	SL5620	14	SL607	7
LL116	2	SL5621	14	SL608	7

Polysorb™ Sutura Sintética Absorbible Trenzada de Lactomer™ 9-1 Impregnada

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
SL609	8	SL73MG	8		
SL611	8	SL820	9		
SL612	9	SL822	7		
SL613	9	SL822G	7		
SL622	10	SL823	8		
SL629	9	SL83MG	9		
SL630	7	UL046	39		
SL631	9	UL101	21		
SL632	9	UL102	21		
SL632G	9	UL146	32		
SL634	7	UL201	22		
SL635	7	UL202	22		
SL635G	7	UL203	22		
SL636	7	UL204	22		
SL637	7	UL205	22		
SL638	7	UL212	22		
SL639	7	UL213	22		
SL642	12	UL214	22		
SL643	12	UL215	22		
SL644	12	UL216	22		
SL652	12	UL240	31		
SL652G	12	UL245	31		
SL653	12	UL246	31		
SL654	12	UL303	22		
SL674	9	UL46MG	22		
SL675	9	UL47MG	22		
SL690	7	UL670	31		
SL691	7	UL676	31		
SL691G	7	UL876	31		
SL692	8	UL877	31		
SL692G	8	UL878	31		
SL693	8	UL879	31		
SL694	8	VL229	26		
SL695	8				
SL696	8				
SL712	8				
SL714	8				
SL721	10				
SL722	10				

Sofsilk™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Descripción:	Las suturas no absorbibles trenzadas Sofsilk™ están compuestas de una fibra proteica natural de la seda: la fibroína. Esta proteína se obtiene del gusano de seda de la especie Bombyx mori. Las fibras de seda se someten a un tratamiento que elimina la goma natural, sericina, antes de ser blanqueadas y luego trenzadas para producir la sutura de seda Sofsilk™. Las suturas Sofsilk™ están revestidas uniformemente con silicona o una mezcla especial de cera lo que reduce la capilaridad e incrementa la lubricidad superficial mejorando así las características de manejo, la facilidad de paso por los tejidos y las propiedades de descenso del nudo.
Características:	El proceso de fabricación, desde el trenzado al recubrimiento, proporciona a la sutura una gran suavidad y adaptabilidad para obtener una máxima manejabilidad. El proceso único de recubrimiento proporciona suavidad de paso a través de los tejidos con una óptima seguridad en el nudo.
Indicaciones:	Las suturas Sofsilk™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.
Acciones:	Las suturas Sofsilk™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.
Período de resistencia:	Aunque las suturas Sofsilk™ no son absorbidas, una degradación progresiva de la fibra proteica de seda en vivo puede resultar en una pérdida gradual de la fuerza tensil de la sutura a lo largo del tiempo.
Esterilización:	Radiación gamma.
Presentación:	Las suturas Sofsilk™ se presentan en calibres 5 U.S.P. (7 métrico) hasta 8-0 U.S.P. (0,4 métrico). Se presentan incoloras o teñidas de negro con extracto de palo campeche. Las suturas se presentan estériles, en hebras o bobinas y montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Hebras							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Hebras	4-0	1.5	12x45	Negro	36		S-183
	4-0	1.5	12x75	Negro	24		S-403
	3-0	2	12x45	Negro	36		S-184
	3-0	2	12x60	Negro	36		S-244
	3-0	2	12x75	Negro	24		S-404
	2-0	3	12x45	Negro	36		S-185
	2-0	3	12x60	Negro	36		S-245
	2-0	3	12x75	Negro	24		S-405
	1	4	6x45	Negro	36		S-187
	5-0	1	12x45	Negro	36		S182
	4-0	1.5	12x45	Negro	24		S193
	4-0	1.5	12x60	Negro	36		S243
	4-0	1.5	12x75	Negro	36		S303
	3-0	2	12x45	Negro	24		S194
	3-0	2	12x60	Negro	24		S254
	3-0	2	12x75	Negro	36		S304
	2-0	3	12x45	Negro	24		S195
	2-0	3	12x60	Negro	24		S255
	2-0	3	12x75	Negro	36		S305
	2-0	3	2x150	Negro	36		S605
	0	3.5	12x45	Negro	24		S176
	0	3.5	6x45	Negro	24		S196
	0	3.5	12x60	Negro	24		S346
	0	3.5	6x60	Negro	36		S246
	0	3.5	12x75	Negro	24		S316
	0	3.5	2x150	Negro	36		S606
	1	4	6x45	Negro	24		S197
	1	4	12x75	Negro	24		S317
	1	4	2x150	Negro	36		S607
	2	5	12x75	Negro	24		S318
	2	5	2x150	Negro	36		S608
	4	6	180	Negro	12		S199
	5	7	3x60	Negro	36		S282

Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada


Hebras							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Longitud estándar	0	3.5	100	Negro	36		S204
	1	4	100	Negro	36		S205
	2	5	100	Negro	36		S206
Bobinas	4-0	1.5	250	Negro	24		LS640
	3-0	2	250	Negro	24		LS639
	2-0	3	250	Negro	24		LS638
	0	3.5	250	Negro	24		LS637
	1	4	250	Negro	24		LS636

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 12 mm 	6-0	0.7	45	Negro	36		S1172
	5-0	1	45	Negro	36		S1173
	4-0	1.5	45	Negro	36		S1174
3/8 CIRCULO 12 mm 	6-0	0.7	45	Negro	12		S1272
	5-0	1	45	Negro	12		S1273
	4-0	1.5	30	Negro	12		S1735
	4-0	1.5	45	Negro	12		S1274



Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	45	Negro	36		SS681
	5-0	1	75	Negro	36		SS673
	4-0	1.5	45	Negro	12		SS686
	4-0	1.5	75	Negro	36		SS645
	3-0	2	75	Negro	36		SS745
	2-0	3	75	Negro	36		SS746
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Negro	36		SS682
	5-0	1	45	Negro	12		SS682G
	5-0	1	75	Negro	36		SS652
	4-0	1.5	45	Negro	36		SS683
	4-0	1.5	45	Negro	12		SS683G
	4-0	1.5	75	Negro	36		SS653
	3-0	2	45	Negro	36		SS694
	3-0	2	75	Negro	36		SS654
	2-0	3	75	Negro	36		SS655
	0	3.5	75	Negro	36		SS656
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	45	Negro	36		SS629
	3-0	2	45	Negro	36		SS684
	3-0	2	45	Negro	12		SS684G
	3-0	2	75	Negro	36		SS784
	2-0	3	45	Negro	36		SS695
	2-0	3	75	Negro	36		SS785
	0	3.5	75	Negro	36		SS786
	1	4	75	Negro	36		SS787


Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	45	Negro	36		SS685
	2-0	3	45	Negro	12		SS685G
3/8 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	75	Negro	36		SS675
	2-0	3	45	Negro	36		SS677
	2-0	3	45	Negro	12		SS677G
	2-0	3	75	Negro	36		SS679
	0	3.5	45	Negro	36		SS678
	0	3.5	45	Negro	12		SS678G
	0	3.5	75	Negro	36		SS680
	0	3.5	5x75	Negro	24	D-Tach™	SS70M
	1	4	75	Negro	36		SS689
3/8 CIRCULO 39 mm 	2-0	3	75	Negro	36		SS648
	0	3.5	75	Negro	36		SS647
	1	4	75	Negro	36		SS646
	2	5	75	Negro	36		SS651
3/8 CIRCULO 77 mm 	2	5	75	Negro	24		CS482

Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 18 mm 	4-0	1.5	45	Negro	36		SS733
	3-0	2	75	Negro	36		SS631
1/2 CIRCULO 24 mm 	3-0	2	45	Negro	36		SS732
	3-0	2	75	Negro	36		SS632
	2-0	3	45	Negro	36		SS734
	2-0	3	75	Negro	36		SS633
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	45	Negro	36		CS390
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	75	Negro	36		CS490
RECTA 51 mm 	2-0	3	75	Negro	36		SS523
	1	4	75	Negro	36		SS525

Sofsilk™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
RECTA 60 mm 	4-0	1.5	75	Negro	36		SS621
	3-0	2	75	Negro	36		SS622
	3-0	2	100	Negro	36		SS722
	2-0	3	75	Negro	36		SS623
	2-0	3	75	Negro	12		SS623G
	2-0	3	100	Negro	36		SS723
	0	3.5	75	Negro	36		SS624

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Negro	36	Surgalloy™	SS5639
	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™	SS1639G
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™	SS5649G
	5-0	1	45	Negro	36	Surgalloy™	SS5640
	5-0	1	45	Negro	12	Surgalloy™	SS5640G
	4-0	1.5	45	Negro	36	Surgalloy™	SS5641
	4-0	1.5	45	Negro	12	Surgalloy™	SS5641G

Sofsilk™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	45	Negro	36	Surgalloy™	SS5678
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Negro	36	Surgalloy™	SS5676
	4-0	1.5	45	Negro	36	Surgalloy™	SS5677
	4-0	1.5	45	Negro	12	Surgalloy™	SS5677G
	3-0	2	45	Negro	36	Surgalloy™	SS5679
	3-0	2	45	Negro	12	Surgalloy™	SS5679G
3/8 CIRCULO 24 mm 	3-0	2	45	Negro	36	Surgalloy™	SS5684
	3-0	2	45	Negro	12	Surgalloy™	SS5684G
	2-0	3	45	Negro	12	Surgalloy™	SS5685G


Micro-punta, triangular invertida							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm  Curvatura 130° Longitud de cuerda 9.66 mm Radio 5.33 mm	6-0	0.7	45	Negro	12		S-1740-K

Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Micro-punta, triangular invertida							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 13 mm  Curvatura 130° Longitud de cuerda 10.37 mm Radio 5.72 mm	4-0	1.5	45	Negro	12		S-1783-K
3/8 CIRCULO 7.4 mm  Curvatura 130° Longitud de cuerda 10.37 mm Radio 5.72 mm	7-0	0.5	45	Negro	12	Surgalloy™	S1768K
3/8 CIRCULO 7 mm  Curvatura 158° Longitud de cuerda 5.76 mm Radio 3.18 mm	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™	S1769K
3/8 CIRCULO 9 mm  Curvatura 130° Longitud de cuerda 6.96 mm Radio 3.94 mm	6-0	0.7	30	Negro	12	Surgalloy™	S1746K

Sofsilk™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Micro-punta, triangular invertida							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm  Curvatura 130° Longitud de cuerda 9.66 mm Radio 5.33 mm	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™	S1750K
1/2 CIRCULO 7 mm  Curvatura 170° Longitud de cuerda 4.80 mm Radio 2.41 mm	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™	S1765K

Punta triangular, corte convencional							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 90 mm  GCC-90	2-0	3	100	Negro	36		CS791
	0	3.5	100	Negro	36		CS792
	1	4	100	Negro	36		CS793
	2	5	100	Negro	36		CS794


Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Espátula								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
1/4 CIRCULO 8 mm  Curvatura 90° Longitud de cuerda 7.18 mm Radio 5.08 mm	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™		S2780K
	4-0	1.5	45	Blanco	12	Surgalloy™		S2792K
	4-0	1.5	45	Blanco	12	Surgalloy™		S2782K
1/4 CIRCULO 10 mm  Curvatura 90° Longitud de cuerda 8.44 mm Radio 5.97 mm	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™		S1780K





Espátula, punta de precisión								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
1/4 CIRCULO 6 mm  Curvatura 100° Longitud de cuerda 5.90 mm Radio 3.94 mm Micras 200	8-0	0.4	30	Negro	12	Surgalloy™		S2767K

Sofsilk™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada


Espátula, punta de precisión								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 6 mm Curvatura 135° Longitud de cuerda 4.80 mm Radio 2.60 mm Micras 200	 SE-140-8	8-0	0.4	30	Negro	12	Surgalloy™	S2752K
		8-0	0.4	45	Negro	12	Surgalloy™	S1734K
		7-0	0.5	45	Negro	12	Surgalloy™	S1733K
		6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™	S1732K

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 13 mm  CV-11	6-0	0.7	5x60	Negro	12	Surgalloy™		VS-706-M
1/2 CIRCULO 13 mm  CV-22	5-0	1	5x45	Negro	24	D-Tach™		GS-43-M
1/2 CIRCULO 17 mm  CV-23	4-0	1.5	5x45	Negro	24	D-Tach™		GS-46-M




Sofsilk™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	5x45	Negro	24	D-Tach™	CS-9-M
1/2 CIRCULO 26 mm 	0	3.5	5x75	Negro	24	D-Tach™	GS-65-M
1/2 CIRCULO 37 mm 	1	4	2x75	Blanco	24	D-Tach™	CS-745
	2	5	2x75	Blanco	24	D-Tach™	CS-746
3/8 CIRCULO 9 mm 	6-0	0.7	45	Negro	36	Surgalloy™	VS802
3/8 CIRCULO 9 mm 	7-0	0.5	45	Negro	36	Surgalloy™	VS809



Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	75	Negro	36	Surgalloy™	VS889
	5-0	1	75	Negro	36	Surgalloy™	VS890
	4-0	1.5	75	Negro	36	Surgalloy™	VS891
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Negro	36	Surgalloy™	VS806
	4-0	1.5	45	Negro	36	Surgalloy™	VS709
3/8 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	75	Negro	36	Surgalloy™	VS880
	4-0	1.5	75	Negro	36	Surgalloy™	VS881
	3-0	2	75	Negro	36	Surgalloy™	VS882
3/8 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	60	Negro	36	Surgalloy™	VS581
1/2 CIRCULO 12 mm 	5-0	1	45	Negro	36	Surgalloy™	CS210
	4-0	1.5	45	Negro	36	Surgalloy™	CS211


Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 13 mm 	4-0	1.5	5x45	Negro	24	D-Tach™		GS44M
1/2 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	5x45	Negro	24	D-Tach™		GS45M
	5-0	1	75	Negro	36	Surgalloy™		VS870
	4-0	1.5	75	Negro	36	Surgalloy™		VS871
	3-0	2	5x45	Negro	24	D-Tach™		GS47M
	3-0	2	75	Negro	36	Surgalloy™		VS872
	2-0	3	75	Negro	36			VS873
1/2 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	60	Negro	36	Surgalloy™		VS671
1/2 CIRCULO 20 mm 	4-0	1.5	75	Negro	36			GS451
	3-0	2	75	Negro	36			GS452
	2-0	3	75	Negro	36			GS453
1/2 CIRCULO 22 mm 	4-0	1.5	5x45	Negro	24	D-Tach™		GS34M
	3-0	2	5x45	Negro	24	D-Tach™		GS33M
	3-0	2	5x75	Negro	24	D-Tach™		GS30M


Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 22 mm 	3-0	2	75	Negro	36	Surgalloy™	VS552
1/2 CIRCULO 22 mm 	2-0	3	75	Negro	36		CS562
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	5x45	Negro	24	D-Tach™	GS64M
	4-0	1.5	75	Negro	36		GS831
	3-0	2	5x45	Negro	24	D-Tach™	GS63M
	3-0	2	75	Negro	36		GS832
	3-0	2	5x75	Negro	24	D-Tach™	GS67M
	2-0	3	5x45	Negro	24	D-Tach™	GS62M
	2-0	3	75	Negro	36		GS833
	2-0	3	5x75	Negro	24	D-Tach™	GS66M
	2-0	3	120	Negro	24		ES439
	0	3.5	5x45	Negro	24	D-Tach™	GS61M
	0	3.5	75	Negro	36		GS834
	1	4	75	Negro	36		GS835

Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	90	Negro	36	Surgalloy™	VS533
1/2 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	5x45	Negro	24	D-Tach™	CS16M
	0	3.5	5x45	Negro	24	D-Tach™	CS17M
	1	4	75	Negro	36		CS100
1/2 CIRCULO 27 mm H 	0	3.5	5x45	Negro	24	D-Tach™	CS85M
1/2 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	75	Negro	36		GS822
	2-0	3	75	Negro	36		GS823
	0	3.5	75	Negro	36		GS824

Sofsilk™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	75	Negro	36		VS843
	0	3.5	75	Negro	36		VS844
	1	4	75	Blanco	36		CS744
	1	4	75	Negro	36		VS845
	2	5	75	Negro	36		VS846
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	75	Negro	36		CS423
	0	3.5	5x45	Negro	24	D-Tach™	CS10M
	0	3.5	75	Negro	36		CS424
	1	4	75	Negro	36		CS425
	2	5	75	Blanco	36		CS426
	2	5	100	Blanco	36		CS434
1/2 CIRCULO 40 mm 	2	5	75	Negro	36		CS575

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	2	5	75	Blanco	36	D-Tach™	VS-766-G

Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Punta trocar								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
1/2 CIRCULO 17 mm 	3-0	2	75	Negro	36	Surgalloy™		VS863
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	75	Negro	36	Surgalloy™		VS964

Sofsilik™

Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
CS-745	12	GS62M	15	S1746K	8
CS-746	12	GS63M	15	S1750K	9
CS-9-M	12	GS64M	15	S176	1
CS100	16	GS66M	15	S1765K	9
CS10M	17	GS67M	15	S1768K	8
CS16M	16	GS822	16	S1769K	8
CS17M	16	GS823	16	S1780K	10
CS210	13	GS824	16	S182	1
CS211	13	GS831	15	S193	1
CS390	5	GS832	15	S194	1
CS423	17	GS833	15	S195	1
CS424	17	GS834	15	S196	1
CS425	17	GS835	15	S197	1
CS426	17	LS636	2	S199	1
CS434	17	LS637	2	S204	2
CS482	4	LS638	2	S205	2
CS490	5	LS639	2	S206	2
CS562	15	LS640	2	S243	1
CS575	17	S-1740-K	7	S246	1
CS744	17	S-1783-K	8	S254	1
CS791	9	S-183	1	S255	1
CS792	9	S-184	1	S2752K	11
CS793	9	S-185	1	S2767K	10
CS794	9	S-187	1	S2780K	10
CS85M	16	S-244	1	S2782K	10
ES439	15	S-245	1	S2792K	10
GS-43-M	11	S-403	1	S282	1
GS-46-M	11	S-404	1	S303	1
GS-65-M	12	S-405	1	S304	1
GS30M	14	S1172	2	S305	1
GS33M	14	S1173	2	S316	1
GS34M	14	S1174	2	S317	1
GS44M	14	S1272	2	S318	1
GS451	14	S1273	2	S346	1
GS452	14	S1274	2	S605	1
GS453	14	S1732K	11	S606	1
GS45M	14	S1733K	11	S607	1
GS47M	14	S1734K	11	S608	1
GS61M	15	S1735	2	SS1639G	6

Sofsilik™ Sutura no Absorbible Trenzada de Seda Impregnada

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
SS523	5	SS677G	4	VS809	12
SS525	5	SS678	4	VS843	17
SS5639	6	SS678G	4	VS844	17
SS5640	6	SS679	4	VS845	17
SS5640G	6	SS680	4	VS846	17
SS5641	6	SS681	3	VS863	18
SS5641G	6	SS682	3	VS870	14
SS5649G	6	SS682G	3	VS871	14
SS5676	7	SS683	3	VS872	14
SS5677	7	SS683G	3	VS873	14
SS5677G	7	SS684	3	VS880	13
SS5678	7	SS684G	3	VS881	13
SS5679	7	SS685	4	VS882	13
SS5679G	7	SS685G	4	VS889	13
SS5684	7	SS686	3	VS890	13
SS5684G	7	SS689	4	VS891	13
SS5685G	7	SS694	3	VS964	18
SS621	6	SS695	3		
SS622	6	SS70M	4		
SS623	6	SS722	6		
SS623G	6	SS723	6		
SS624	6	SS732	5		
SS629	3	SS733	5		
SS631	5	SS734	5		
SS632	5	SS745	3		
SS633	5	SS746	3		
SS645	3	SS784	3		
SS646	4	SS785	3		
SS647	4	SS786	3		
SS648	4	SS787	3		
SS651	4	VS-706-M	11		
SS652	3	VS-766-G	17		
SS653	3	VS533	16		
SS654	3	VS552	15		
SS655	3	VS581	13		
SS656	3	VS671	14		
SS673	3	VS709	13		
SS675	4	VS802	12		
SS677	4	VS806	13		

Steel

Sutura No Absorbible Monofilar de Acero Inoxidable 316L


Descripción:	Las suturas no absorbibles monofilares Steel están compuestas de acero inoxidable 316L conforme a la norma ASTM F138 Grade 2 "Barra y alambre de acero inoxidable para implantes quirúrgicos". Las suturas de acero responden a todos los requisitos estipulados por la Farmacopea Estadounidense (U.S.P.) y por la Farmacopea Europea (FE) para suturas quirúrgicas no absorbibles.
Características:	Las suturas Steel son las más inertes de todos los materiales de sutura y proporcionan el máximo período de resistencia.
Indicaciones:	Las suturas Steel están indicadas para cierre abdominal, anastomosis intestinal, herniorrafia y cierre de esternón y también para ciertas intervenciones traumatológicas (cerclaje o reparación de tendones).
Acciones:	Las suturas Steel provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, y no se absorben.
Período de resistencia:	Permanente.
Esterilización:	Óxido de etileno o radiación gamma.
Presentación:	Las suturas Steel se presentan en calibres 7 U.S.P. (9 métrico) hasta 3-0 U.S.P. (2 métrico). Se presentan teñidas de azul con ftalocianato de cobre. Las suturas se presentan estériles, en hebras, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable o agujas Roto-Grip™; en cajas de una o tres docenas.



Steel Sutura No Absorbible Monofilar de Acero Inoxidable 316L

Hebras							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Hebras	2-0	3	12x45		12		8886240753
	0	3.5	12x45		12		8886240763
	1	4	6x45		12		8886240873
	2	5	6x45		12		8886240883

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	50		36 Roto-grip™		8886243141
1/2 CIRCULO 40 mm 	2	5	5x45		12		8886241383
1/2 CIRCULO 48 mm 	2	5	2x45		12 Roto-grip™		8886242083
	4	6	2x45		12 Roto-grip™		8886242009


Steel Sutura No Absorbible Monofilar de Acero Inoxidable 316L

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 55 mm H 	5	7	4x45		12	Roto-grip™	8886241089
	5	7	75		12	Roto-grip™	8886241289
	5	7	2x75		12	Roto-grip™	8886242489
	6	8	4x45		12	Roto-grip™	8886241069

Punta triangular, corte convencional							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 48 mm 	5	7	2x45		12		8886222289
	5	7	4x45		12		8886222489
	5	7	6x45		12		8886222689
	6	8	2x45		12		8886222269
	6	8	4x45		12		8886222469
	6	8	6x45		12		8886222669
	7	9	4x45		12		8886222449
1/2 CIRCULO 60 mm 	5	7	2x75		12		8886222889



Steel Sutura No Absorbible Monofilar de Acero Inoxidable 316L

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm  GS-21	2-0	3	5x45		12		8886234553

Punta cilíndrica roma							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 45 mm  BGS-26	5	7	2x75		12	Protect Point™	8886249789
1/2 CIRCULO 65 mm  BGS-29	5	7	5x45		12	Protect Point™	8886249589

Punta roma							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 64 mm  BP-27	5	7	2x75		12	Protect Point™	8886249489

Steel Sutura No Absorbible Monofilar de Acero Inoxidable 316L

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 48 mm 	3	6	5x45		12		8886246625
	5	7	4x45		12	Roto-grip™	8886241489
	5	7	4x45		12		8886239389
	6	8	2x45		12		8886239269
	6	8	4x45		12		8886239369
	7	9	2x45		12		8886239249
1/2 CIRCULO 60 mm 	5	7	5x75		12		8886239689

Steel

Sutura No Absorbible Monofilar de Acero Inoxidable 316L

Steel Sutura No Absorbible Monofilar de Acero Inoxidable 316L

[illegible]

Steel

Sutura No Absorbible Monofilar de Acero Inoxidable 316L

Surgilon™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliamida Impregnada

Descripción:	Las suturas sintéticas no absorbibles trenzadas Surgilon™ están compuestas de los polímeros alifáticos de cadena larga poliamida 6 y poliamida 6,6 (nylon). Las suturas Surgilon™ están revestidas uniformemente con silicona para mejorar las características de manejo, el paso por los tejidos y reducir la capilaridad.
Características:	El avanzado proceso de extrusión de la molécula de nylon y el proceso de recubrimiento proporciona a la sutura: - Trenzado hermético con diámetro uniforme - Máxima flexibilidad de la hebra - Excelente seguridad con nudos cuadrados - Excelente manejabilidad - Excelente y constante resistencia en el nudo
Indicaciones:	Las suturas Surgilon™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.
Acciones:	Las suturas Surgilon™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.
Período de resistencia:	Como cualquier sutura de poliamida, la progresiva hidrólisis de la sutura en vivo, puede producir una pérdida gradual de fuerza tensil a lo largo del tiempo.
Esterilización:	Los calibres 6-0 U.S.P. (0,7 métrico) se esterilizan con óxido de etileno. Los calibres 3 U.S.P. (6 métrico) hasta 5-0 U.S.P. (1 métrico) se esterilizan con radiación gamma.
Presentación:	Las suturas Surgilon™ se presentan en calibres 3 U.S.P. (6 métrico) hasta 6-0 U.S.P. (0,7 métrico). Se presentan incoloras o teñidas de negro. Las suturas se presentan estériles, en hebras o en bobinas, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

Surgilon™

Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliamida Impregnada




Hebras							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Hebras	4-0	1.5	12x45	Negro	36		8886191831
	4-0	1.5	7x75	Negro	36		8886191931
	3-0	2	12x45	Blanco	36		8886189941
	3-0	2	12x45	Negro	36		8886191841
	3-0	2	7x75	Negro	36		8886191941
	2-0	3	12x45	Blanco	36		8886189951
	2-0	3	12x45	Negro	36		8886191851
	2-0	3	7x75	Negro	36		8886191951
	0	3.5	6x45	Blanco	36		8886190261
	0	3.5	6x45	Negro	36		8886191761
	0	3.5	7x75	Negro	36		8886191961
	1	4	6x45	Blanco	36		8886190271
	1	4	6x45	Negro	36		8886191771
	1	4	7x75	Negro	36		8886191971
	2	5	6x45	Negro	24		8886191782
Longitud estándar	2-0	3	100	Negro	36		8886191251
	0	3.5	100	Negro	36		8886191261
	1	4	100	Negro	36		8886191271
Bobinas	3-0	2	360	Negro	24		8886190642
	2-0	3	250	Negro	24		8886192052
	2-0	3	300	Negro	12		8886191453
	2-0	3	360	Negro	24		8886190652
	0	3.5	250	Negro	24		8886192062
	1	4	250	Negro	24		8886192072
	1	4	300	Negro	12		8886191473
	2	5	300	Negro	12		8886191483
	3	6	238	Negro	12		8886192093

Surgilon™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliamida Impregnada



Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 12 mm 	6-0	0.7	45	Negro	12		8886192913
	5-0	1	45	Negro	12		8886192923
	4-0	1.5	45	Negro	12		8886192933
3/8 CIRCULO 16 mm 	3-0	2	75	Negro	36		8886191641
3/8 CIRCULO 19 mm 	4-0	1.5	45	Negro	12		8886193133
	4-0	1.5	75	Negro	36		8886193331
	3-0	2	45	Negro	12		8886193143
	3-0	2	75	Negro	36		8886198241
	2-0	3	75	Negro	36		8886198251
3/8 CIRCULO 24 mm 	3-0	2	45	Negro	12		8886193443
	3-0	2	75	Negro	36		8886193541
	2-0	3	45	Negro	12		8886193453
	2-0	3	75	Negro	36		8886193551
	0	3.5	75	Negro	36		8886193561
3/8 CIRCULO 30 mm 	2-0	3	3x45	Negro	24		8886193652
	2-0	3	75	Negro	36		8886188351
	0	3.5	3x45	Negro	24		8886193662
	0	3.5	75	Negro	36		8886188361
	1	4	75	Negro	36		8886188371

Surgilon™


Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliamida Impregnada

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 35 mm 	1	4	75	Negro	36		8886192271
3/8 CIRCULO 50 mm 	1	4	75	Negro	36		8886194471
1/2 CIRCULO 18 mm 	4-0	1.5	5x45	Negro	24	D-Tach™	2110-32
1/2 CIRCULO 24 mm 	3-0	2	5x45	Negro	24	D-Tach™	8886198842
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	5x45	Negro	24	D-Tach™	8886198352
	2-0	3	75	Negro	36		8886193251

Surgilon™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliamida Impregnada


Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 30 mm 	0	3.5	75	Negro	36		8886194161
	1	4	75	Negro	36		8886194171
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	75	Negro	36		8886191551
	0	3.5	75	Negro	36		8886191561
	1	4	75	Negro	36		8886198771
	1	4	75	Negro	36		8886191571
1/2 CIRCULO 40 mm H 	1	4	5x45	Negro	24	D-Tach™	8886191372
	1	4	75	Negro	36		8886189571
RECTA 51 mm 	2-0	3	75	Negro	36		8886198551
	0	3.5	75	Negro	36		8886198561
	1	4	75	Negro	36		8886198571

Surgilon™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliamida Impregnada

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
RECTA 60 mm 	2-0	3	75	Negro	36		8886194851
	0	3.5	75	Negro	36		8886194861
	2	5	75	Negro	36		8886194881

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Negro	12	Surgalloy™	8886193713
3/8 CIRCULO 13 mm 	5-0	1	45	Negro	12	Surgalloy™	SBS1928G
	4-0	1.5	45	Negro	12	Surgalloy™	SBS1938G
3/8 CIRCULO 16 mm 	4-0	1.5	45	Blanco	12	Surgalloy™	SBS5881G
	4-0	1.5	45	Negro	12	Surgalloy™	8886198133

Surgilon™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliamida Impregnada


Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	4-0	1.5	45	Blanco	12	Surgalloy™	SBS1884G
	3-0	2	45	Blanco	12	Surgalloy™	SBS1883G

Espátula							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/4 CIRCULO 8 mm  Curvatura 90° Longitud de cuerda 7.18 mm Radio 5.08 mm	4-0	1.5	30	Negro	12		BS-2333-K

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 10 mm 	5-0	1	5x45	Negro	24	D-Tach™	8886191022
	4-0	1.5	5x45	Negro	24	D-Tach™	8886191032


Surgilon™

Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliamida Impregnada


Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 13 mm 	4-0	1.5	5x45	Negro	24			1997-32
	4-0	1.5	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886195732
1/2 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886192732
	4-0	1.5	75	Negro	36			8886199531
	3-0	2	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886192742
	3-0	2	75	Negro	36			8886199541
1/2 CIRCULO 20 mm 	4-0	1.5	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886198932
	3-0	2	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886198942
1/2 CIRCULO 22 mm 	2-0	3	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886199352
	0	3.5	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886199362
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886195832
	3-0	2	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886195842
	3-0	2	75	Negro	36			8886195141
	3-0	2	5x75	Negro	24	D-Tach™		1926-42
	2-0	3	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886195852
	2-0	3	75	Negro	36			8886195151
	2-0	3	5x75	Negro	24	D-Tach™		1926-52
	2-0	3	5x75	Negro	24			1967-52
	0	3.5	75	Negro	36			8886195161
	1	4	75	Negro	36			8886195171

Surgilon™

Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliamida Impregnada

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	5x45	Negro	24	D-Tach™		1969-52
	2-0	3	75	Negro	36			8886196851
	0	3.5	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886196962
	0	3.5	75	Negro	36			8886196861
	1	4	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886196972
1/2 CIRCULO 27 mm H 	0	3.5	5x45	Negro	24	D-Tach™		1928-62
	1	4	5x45	Negro	24	D-Tach™		1928-72
1/2 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	75	Negro	36			8886196441
	2-0	3	75	Negro	36			8886196451
	0	3.5	75	Negro	36			8886196461
	1	4	75	Negro	36			8886196471
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886196252
	0	3.5	5x45	Negro	24	D-Tach™		1962-62
	0	3.5	75	Negro	36			8886197161
	1	4	5x45	Negro	24	D-Tach™		8886196272
	1	4	75	Negro	36			8886197171

Surgilon™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliamida Impregnada

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 48 mm 	0	3.5	5x45	Negro	24	D-Tach™	1998-62
	1	4	5x45	Negro	24	D-Tach™	1998-72
SKI 23 mm 	2-0	3	250	Negro	36	Cir. Lap.	8886201151

Punta cilíndrica roma							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 48 mm 	1	4	5x45	Negro	24	Protect Point™ D-Tach™	CBST851MG

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 22 mm 	0	3.5	5x45	Negro	24	D-Tach™	1909-62

Surgilon™

Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliamida Impregnada

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
1909-62	9	8886191561	4	8886194851	5
1926-42	7	8886191571	4	8886194861	5
1926-52	7	8886191641	2	8886194881	5
1928-62	8	8886191761	1	8886195141	7
1928-72	8	8886191771	1	8886195151	7
1962-62	8	8886191782	1	8886195161	7
1967-52	7	8886191831	1	8886195171	7
1969-52	8	8886191841	1	8886195732	7
1997-32	7	8886191851	1	8886195832	7
1998-62	9	8886191931	1	8886195842	7
1998-72	9	8886191941	1	8886195852	7
2110-32	3	8886191951	1	8886196252	8
BS-2333-K	6	8886191961	1	8886196272	8
CBST851MG	9	8886191971	1	8886196441	8
SBS1883G	6	8886192052	1	8886196451	8
SBS1884G	6	8886192062	1	8886196461	8
SBS1928G	5	8886192072	1	8886196471	8
SBS1938G	5	8886192093	1	8886196851	8
SBS5881G	5	8886192271	3	8886196861	8
8886188351	2	8886192732	7	8886196962	8
8886188361	2	8886192742	7	8886196972	8
8886188371	2	8886192913	2	8886197161	8
8886189571	4	8886192923	2	8886197171	8
8886189941	1	8886192933	2	8886198133	5
8886189951	1	8886193133	2	8886198241	2
8886190261	1	8886193143	2	8886198251	2
8886190271	1	8886193251	3	8886198352	3
8886190642	1	8886193331	2	8886198551	4
8886190652	1	8886193443	2	8886198561	4
8886191022	6	8886193453	2	8886198571	4
8886191032	6	8886193541	2	8886198771	4
8886191251	1	8886193551	2	8886198842	3
8886191261	1	8886193561	2	8886198932	7
8886191271	1	8886193652	2	8886198942	7
8886191372	4	8886193662	2	8886199352	7
8886191453	1	8886193713	5	8886199362	7
8886191473	1	8886194161	4	8886199531	7
8886191483	1	8886194171	4	8886199541	7
8886191551	4	8886194471	3	8886201151	9

Surgilon™

Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliamida Impregnada



Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Descripción:	Las suturas sintéticas no absorbibles monofilares Surgipro™ II - Surgipro™ están compuestas de un estereoisómero cristalino isotáctico de polipropileno y polietileno. La sutura está teñida de azul para aumentar la visibilidad.
Características:	El avanzado proceso de extrusión de la molécula de polipropileno proporciona a la sutura: - Diámetro uniforme de la sutura - Máxima flexibilidad de la sutura - Excelente seguridad con nudos cuadrados - Mínimo efecto memoria y de "cola de cerdo" - Resistencia en el nudo consistente
Indicaciones:	Las suturas Surgipro™ II - Surgipro™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.
Acciones:	Las suturas Surgipro™ II - Surgipro™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.
Período de resistencia:	Las suturas Surgipro™ II - Surgipro™ no son absorbidas y tampoco se han documentado cambios significativos en la retención de la fuerza tensil in vivo.
Esterilización:	Óxido de etileno.
Presentación:	Las suturas Surgipro™ II se presentan en calibres 8-0 U.S.P. (0,4 métrico) hasta 3-0 U.S.P. (2 métrico). Las suturas Surgipro™ se presentan en calibres de 10-0 U.S.P. (0,2 métrico) y 8-0 (0,4 métrico) hasta 2 U.S.P. (5 métrico). Las suturas Surgipro™ II – Surgipro™ se presentan incoloras o teñidas de azul con ftalocianato de cobre. Se presentan estériles y montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas. Las suturas Surgipro™ II – Surgipro™ también se presentan con parches de PTFE (politetrafluoretileno) para usar entre la sutura y la superficie del tejido e incrementar el área de sujeción. Las suturas Surgipro™ también se presentan con un sistema de fijación para sujetar los cabos de la sutura en cierre subcuticular o para uso como suturas para el tendón.


Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	45	Azul	36		SP660
	6-0	0.7	45	Azul	12		SP660G
	5-0	1	45	Azul	12		SP559G
	4-0	1.5	75	Azul	36		SP631
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Azul	36		SP661
	5-0	1	45	Azul	12		SP661G
	4-0	1.5	45	Azul	36		SP683
	4-0	1.5	45	Azul	12		SP683G
	3-0	2	45	Azul	36		SP665
	3-0	2	45	Azul	12		SP665G
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	45	Azul	36		SP629
	3-0	2	45	Azul	36		SP684
	3-0	2	45	Azul	12		SP684G
3/8 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	45	Azul	36		SP868
	2-0	3	45	Azul	12		SP868G
	2-0	3	75	Azul	36		SP885
3/8 CIRCULO 30 mm 	4-0	1.5	75	Azul	36		SP670
	3-0	2	75	Azul	36		SP675

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 39 mm  C-17	3-0	2	75	Azul	36		SP649
	2-0	3	75	Azul	36		SP689
	0	3.5	75	Azul	36		SP690
3/8 CIRCULO 77 mm  GS-18	2	5	3x60	Azul	12		3CP360
3/8 CIRCULO 77 mm  GS-18	2	5	75	Azul	24		CP460
1/2 CIRCULO 26 mm  GS-10	2-0	3	75	Azul	36		CP443

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
RECTA 60 mm 	4-0	1.5	75	Azul	36		SP621
	3-0	2	75	Azul	36		SP622
	3-0	2	75	Azul	24	Perlas de acetato y collares	SP622BC
	2-0	3	75	Azul	36		SP623
	2-0	3	75	Azul	24	Perlas de acetato y collares	SP623BC

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm 	7-0	0.5	45	Azul	36	Surgalloy™	SP1696
	7-0	0.5	45	Azul	12	Surgalloy™	SP1696G
	6-0	0.7	45	Azul	36	Surgalloy™	SP1697
	6-0	0.7	45	Azul	12	Surgalloy™	SP5697G
	6-0	0.7	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SP1606
	5-0	1	45	Azul	12	Surgalloy™	SP2698G
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Azul	36	Surgalloy™	SP5695
	6-0	0.7	45	Azul	12	Surgalloy™	SP5695G
	5-0	1	45	Azul	36	Surgalloy™	SP5698
	5-0	1	45	Azul	12	Surgalloy™	SP5698G
	4-0	1.5	45	Azul	36	Surgalloy™	SP5699
	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™	SP5699G

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	45	Azul	12	Surgalloy™	SP5680G
	5-0	1	45	Azul	36	Surgalloy™	SP5681
	5-0	1	45	Azul	12	Surgalloy™	SP5681G
	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™	SP5692G
	3-0	2	45	Azul	12	Surgalloy™	SP1693G
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Azul	36	Surgalloy™	SP5686
	5-0	1	45	Azul	12	Surgalloy™	SP5686G
	4-0	1.5	45	Azul	36	Surgalloy™	SP5682
	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™	SP5682G
	3-0	2	45	Azul	36	Surgalloy™	SP5687
	3-0	2	45	Azul	12	Surgalloy™	SP5687G
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™	SP1664G
	3-0	2	45	Azul	36	Surgalloy™	SP5663
	3-0	2	45	Azul	12	Surgalloy™	SP5663G


Punta de precisión, corte convencional							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Azul	36		SP1617
	5-0	1	45	Azul	36		SP1618

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno




Punta de precisión, corte convencional							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	45	Azul	36		SP1636
	5-0	1	45	Azul	36	Surgalloy™	SP1635
	4-0	1.5	45	Azul	36		SP1634
3/8 CIRCULO 19 mm 	4-0	1.5	45	Azul	36		SP1644
	3-0	2	45	Azul	36		SP1643

Espátula, punta de precisión							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 6 mm  Curvatura 135° Longitud de cuerda 4.80 mm Radio 2.60 mm Micras 200	10-0	0.2	30	Azul	12		P2771K
1/2 CIRCULO 6 mm  Curvatura 158° Longitud de cuerda 3.90 mm Radio 2.00 mm Micras 150	10-0	0.2	30	Azul	12	Surgalloy™	P2756K



Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	90	Azul	36		VP548X
	3-0	2	90	Azul	36		VP549X
1/2 CIRCULO 20 mm 	4-0	1.5	75	Azul	36		VP431X
1/2 CIRCULO 22 mm 	4-0	1.5	90	Azul	36		VP759X
1/2 CIRCULO 10 mm 	6-0	0.7	60	Azul	36	Cardiopoint™	VP-854-X
3/8 CIRCULO 11 mm 	7-0	0.5	5x60	Azul	12	Surgalloy™	VP-765-MX

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
3/8 CIRCULO 9 mm 	6-0	0.7	5x60	Azul	12	Surgalloy™		VPF-703-MX
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	5x75	Azul	12	Surgalloy™		VPF-706-MX
	7-0	0.5	2x60	Azul	24	Surgalloy Optimis™		VP652MX
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	5x75	Azul	12	Surgalloy Optimis™		VP-655-M
3/8 CIRCULO 11 mm 	7-0	0.5	5x75	Azul	12	Surgalloy Optimis™		VP-650-MX

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
1/2 CIRCULO 27 mm 	0	3.5	5x45	Azul	12	D-Tach™		CP-17-M
1/2 CIRCULO 48 mm 	0	3.5	5x45	Azul	12	D-Tach™		CP-30-M
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	90	Azul	36			VP514X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Pledget 9.5 x 4.8mm S		VP621X
	3-0	2	90	Azul	36			VP524X
	3-0	2	90	Azul	36	Pledget 9.5 x 4.8mm S		VP622X
	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy Optimis™		VP516X
3/8 CIRCULO 9 mm 	7-0	0.5	45	Azul	36	Surgalloy™		VP701X
	7-0	0.5	5x45	Azul	12	Surgalloy™		VP701MX
	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy Optimis™		VP72X
	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™		VP702X
	7-0	0.5	5x60	Azul	12	Surgalloy Optimis™		VP72MX
	7-0	0.5	5x60	Azul	12	Surgalloy™		VP702MX
	7-0	0.5	75	Azul	36	Surgalloy™		VP713X
	7-0	0.5	5x75	Azul	12	Surgalloy Optimis™		VP37MX
	7-0	0.5	5x75	Azul	12	Surgalloy™		VP713MX
	7-0	0.5	90	Azul	36	Surgalloy™		VP366X
	6-0	0.7	45	Azul	36	Surgalloy™		VP746X
	6-0	0.7	2x45	Azul	12	Surgalloy™		VP746MX
	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy Optimis™		VP73X
	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy™		VP703X
	6-0	0.7	5x60	Azul	12	Surgalloy Optimis™		VP-73-MX
	6-0	0.7	5x60	Azul	12	Surgalloy™		VP-703-MX
	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™		VP709X



Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 9 mm 	6-0	0.7	5x75	Azul	12	Surgalloy™		VP-709-MX
	6-0	0.7	90	Azul	36	Surgalloy™		VP365X
3/8 Punta cilíndrica 9,5 mm 	7-0	0.5	60	Azul	36	Cardioint™		VP910X
3/8 CIRCULO 9 mm 	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™		VPF702X
	7-0	0.5	5x60	Azul	12	Surgalloy™		VP102MX
	7-0	0.5	75	Azul	36	Surgalloy™		VPF713X
	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy™		VPF703X
	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™		VPF709X
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy Optimis™		VP74X
	6-0	0.7	5x60	Azul	12	Surgalloy™		VP764MX
	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™		VP776X
	6-0	0.7	5x75	Azul	12	Surgalloy™		VP776MX
	6-0	0.7	90	Azul	36	Surgalloy™		VP361

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™		VPF776X
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™		VP889X
	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™		VP890X
3/8 CIRCULO 13 mm 	7-0	0.5	45	Azul	36	Surgalloy™		VP800X
	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™		VP727X
	7-0	0.5	75	Azul	36	Surgalloy™		VP812X
	6-0	0.7	45	Azul	36	Surgalloy Optivis™		VP78X
	6-0	0.7	45	Azul	36	Surgalloy™		VP718X
	6-0	0.7	5x45	Azul	12	Surgalloy™		VP-718-MX
	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy™		VP726X
	6-0	0.7	5x60	Azul	12	Surgalloy™		VP726MX
	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy Optivis™		VP76X
	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™		VP706X
	6-0	0.7	5x75	Azul	12	Surgalloy Optivis™		VP76MX
	6-0	0.7	5x75	Azul	12	Surgalloy™		VP706MX
	6-0	0.7	90	Azul	36	Surgalloy™		VP363X
	5-0	1	45	Azul	36	Surgalloy™		VP719X
	5-0	1	5x45	Azul	12	Surgalloy™		VP-719-MX
	5-0	1	60	Azul	36	Surgalloy Optivis™		VP75X
	5-0	1	60	Azul	36	Surgalloy™		VP725X
	5-0	1	5x60	Azul	12	Surgalloy™		VP-725-MX
	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™		VP705X
	5-0	1	5x75	Azul	12	Surgalloy™		VP705MX
	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy Optivis™		VP70X
	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy™		VP720X
	5-0	1	5x90	Azul	12	Surgalloy Optivis™		VP-70-MX
	5-0	1	5x90	Azul	12	Surgalloy™		VP-720-MX
	4-0	1.5	75	Azul	36	Surgalloy™		VP813X




Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy™	VPF726X
	6-0	0.7	5x60	Azul	12	Surgalloy™	VP126MX
	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™	VPF706X
	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy™	VPF720X
	5-0	1	5x90	Azul	12	Surgalloy™	VP120MX
3/8 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	75	Azul	36	Surgalloy™	VP881X
3/8 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™	VP570X
	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy™	VP580X
	4-0	1.5	60	Azul	36	Surgalloy™	VP584X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™	VP581X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F	VP582X
	4-0	1.5	120	Azul	36	Surgalloy™	VP583X
	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™	VP585X
3/8 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™	VPF612X
3/8 CIRCULO 22 mm 	4-0	1.5	75	Azul	36	Surgalloy™	VP841X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™	VP851X
	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™	VP532X
	2-0	3	90	Azul	36		VP533




Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 10 mm 	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™	VP772X
	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy™	VP754X
	5-0	1	60	Azul	36	Surgalloy™	VP755X
1/2 CIRCULO 12 mm 	4-0	1.5	60	Azul	36	Surgalloy™	VPF610X
1/2 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Azul	36	Surgalloy™	VP714X
	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy™	VP711X
	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™	VP733X
	6-0	0.7	5x75	Azul	12	Surgalloy™	VP733MX
	5-0	1	45	Azul	36	Surgalloy™	VP715X
	5-0	1	60	Azul	36	Surgalloy™	VP205X
	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™	VP710X
	5-0	1	5x75	Azul	12	Surgalloy™	VP710MX
	4-0	1.5	60	Azul	36	Surgalloy™	VP204X
1/2 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™	VPF733X
	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™	VPF710X
	5-0	1	5x75	Azul	12	Surgalloy™	VPF-710-MX
	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy™	VPF711X




Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™		VP870X
	4-0	1.5	75	Azul	36	Surgalloy™		VP871X
	3-0	2	75	Azul	36	Surgalloy™		VP872X
1/2 CIRCULO 17 mm 	6-0	0.7	90	Azul	36	Surgalloy Optimis™		VP552X
	6-0	0.7	90	Azul	36	Surgalloy™		VP555X
	5-0	1	45	Azul	36	Surgalloy™		VP756X
	5-0	1	60	Azul	36	Surgalloy™		VP566X
	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy Optimis™		VP660X
	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy™		VP556X
	5-0	1	5x90	Azul	12	Surgalloy™		VP556MX
	4-0	1.5	45	Azul	36	Surgalloy™		VP757X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™		VP557X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		VP557X
	4-0	1.5	5x90	Azul	12	Surgalloy™		VP557MX
	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™		VP558X
1/2 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™		VPF557X
	4-0	1.5	5x90	Azul	12	Surgalloy™		VPF-557-MX
1/2 CIRCULO 20 mm 	4-0	1.5	90	Azul	36			VP331X



Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
1/2 CIRCULO 22 mm 	4-0	1.5	75	Azul	36	Surgalloy™		VP771X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™		VP761X
	4-0	1.5	5x90	Azul	12	Surgalloy™		VP761MX
	3-0	2	75	Azul	36	Surgalloy™		VP760X
1/2 CIRCULO 22 mm 	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™		VP762X
	0	3.5	5x45	Azul	12	D-Tach™		CP92M
	4-0	1.5	75	Azul	36	Surgalloy™		VP831X
	3-0	2	75	Azul	36	Surgalloy™		VP832X
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	75	Azul	36	Surgalloy™		VP833
	0	3.5	75	Azul	36	Surgalloy™		VP834

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™	VP510X
	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy™	VP520X
	4-0	1.5	75	Azul	36	Surgalloy™	VP511X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™	VP521X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F	VP421X
	4-0	1.5	120	Azul	36	Surgalloy™	VP541X
	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™	VP522X
	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F	VP422X
	3-0	2	120	Azul	36	Surgalloy™	VP542X
	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy™	VP523
	2-0	3	120	Azul	36	Surgalloy™	VP543
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	120	Azul	36	Surgalloy™	VP151
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™	VPF521X
	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™	VPF522X
	3-0	2	135	Azul	36	Surgalloy™	VPF354X
	2-0	3	120	Azul	36	Surgalloy™	VPF543
1/2 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	5x45	Azul	12	D-Tach™	CP16M
	2-0	3	75	Azul	36		CP411
	0	3.5	75	Azul	36		CP412



Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 27 mm H 	0	3.5	5x45	Azul	12	D-Tach™	CP90M
	0	3.5	75	Azul	36		CP414
	1	4	90	Azul	36		CP415
1/2 CIRCULO 30 mm 	2-0	3	75	Azul	36		VP945
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	90	Azul	36		VP842X
	2-0	3	90	Azul	36		VP843
	2-0	3	120	Azul	36		VP853
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	75	Azul	36		CP422
	2-0	3	75	Azul	36		CP423
	0	3.5	5x45	Azul	12	D-Tach™	CP10M
	0	3.5	75	Azul	36		CP424
	1	4	75	Azul	36		CP425

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 40 mm 	2-0	3	75	Azul	36		CP433
	0	3.5	75	Azul	36		CP434
	1	4	75	Azul	36		CP435
	1	4	100	Azul	36		CP535
1/2 CIRCULO LAZO 40 mm 	1	4	150	Azul	24	Especial Sut. 150cm, lazo 75cm	XX5095L
1/2 CIRCULO 48 mm 	0	3.5	75	Azul	36		CP454
	1	4	75	Azul	36		CP455
1/2 CIRCULO 65 mm 	0	3.5	150	Azul	24		CP823
	1	4	150	Azul	24		CP824
	2	5	150	Azul	24		CP825

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO LAZO 65 mm  GS-26	1	4	120	Azul	24	Sut. 120cm, lazo 60cm	CP824L
	1	4	240	Azul	24	Sut. 240cm, lazo 120cm	CP834L
RECTA 51 mm  ST-1	2-0	3	90	Azul	36		GP282

Punta cilíndrica para microcirugía							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 6 mm  MV-135-5 Curvatura 140° Longitud de cuerda 4.92 mm Radio 2.62 mm	8-0	0.4	45	Azul	36	Surgalloy™	VP900X
	8-0	0.4	2x45	Azul	12	Surgalloy™	VP900MX
	8-0	0.4	5x45	Azul	12	Surgalloy™	VP901MX
	8-0	0.4	60	Azul	36	Surgalloy™	VP902X
	8-0	0.4	2x60	Azul	12	Surgalloy™	VP902MX
	8-0	0.4	5x60	Azul	12	Surgalloy™	VP903MX
	8-0	0.4	75	Azul	12	Surgalloy™	VP973X
	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™	VP904X
	7-0	0.5	2x60	Azul	12	Surgalloy™	VP904MX

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica para microcirugía								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
3/8 CIRCULO 6 mm  MVF-135-5  Curvatura 140° Longitud de cuerda 4.92 mm Radio 2.62 mm	8-0	0.4	2x60	Azul	12	Surgalloy™		VP209MX
	8-0	0.4	45	Azul	36	Surgalloy™		VP744X
	8-0	0.4	2x45	Azul	12	Surgalloy™		VP744MX
	8-0	0.4	60	Azul	36	Surgalloy™		VP745X
3/8 CIRCULO 8 mm  MV-175-8  Curvatura 140° Longitud de cuerda 6.13 mm Radio 3.19 mm	8-0	0.4	2x60	Azul	12	Surgalloy™		VP-743-MX
	8-0	0.4	2x75	Azul	12	Surgalloy™		VP753MX
	7-0	0.5	45	Azul	36	Surgalloy™		VP628
	7-0	0.5	5x45	Azul	12	Surgalloy™		VP734MX
	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™		VP735X
	7-0	0.5	2x60	Azul	12	Surgalloy™		VP737MX
	7-0	0.5	5x60	Azul	12	Surgalloy™		VP735MX
	7-0	0.5	75	Azul	36	Surgalloy™		VP747X
	7-0	0.5	2x75	Azul	12	Surgalloy™		VP747MX
	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™		VPF735X
3/8 CIRCULO 8 mm  MVF-175-8  Curvatura 140° Longitud de cuerda 6.01 mm Radio 3.20 mm	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™		VPF735X
3/8 CIRCULO 8 mm  CV-351  Curvatura 135° Longitud de cuerda 6.28 mm Radio 3.48 mm	8-0	0.4	60	Azul	36	Cardioint™		VP738X
	8-0	0.4	2x60	Azul	12	Cardioint™		VP738MX
	7-0	0.5	60	Azul	36	Cardioint™		VP630X
	6-0	0.7	60	Azul	36	Cardioint™		VP631X


Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta cilíndrica para microcirugía							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 10 mm  MV-175-9 Curvatura 140° Longitud de cuerda 7.69 mm Radio 4.09 mm	8-0	0.4	60	Azul	36	Surgalloy™	VP763X
	7-0	0.5	5x60	Azul	12	Surgalloy™	VP-759-MX
	7-0	0.5	75	Azul	36	Surgalloy™	VP875X
	7-0	0.5	5x75	Azul	12	Surgalloy™	VP875MX




Punta cilíndrica roma							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 48 mm  BGS-25	1	4	100	Azul	36	Protect Point™	CP836

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 13 mm  KV-11	5-0	1	5x90	Azul	12	Surgalloy™	VP-751-MX


Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta trócar								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 9 mm 	7-0	0.5	45	Azul	36	Surgalloy™		VP721X
	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™		VP704X
	7-0	0.5	5x60	Azul	12	Surgalloy™		VP704MX
	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy™		VP712X
	6-0	0.7	5x60	Azul	12	Surgalloy™		VP712MX
3/8 CIRCULO 9 mm 	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™		VPF704X
	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™		VPF807X
3/8 Punta trócar 9,5 mm 	7-0	0.5	60	Azul	36	Cardioint™		VP911X
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy™		VP707X
	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™		VP728X
	6-0	0.7	5x75	Azul	12	Surgalloy™		VP728MX
	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy™		VP751X
	5-0	1.5	75	Azul	36	Surgalloy™		VP708X

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™	VPF728X
3/8 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™	VP941X
3/8 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™	VP914X
	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy™	VP924X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™	VP925X
	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™	VP926X
1/2 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy™	VP934X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™	VP935X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F	VP435X
	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™	VP936X
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™	VP975X
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F	VP985X
	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™	VP976X
	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy™	VP977
	0	3.5	90	Azul	36	Surgalloy™	VP978

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Punta trocar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	90	Azul	36		VP417X
1/2 CIRCULO 37 mm 	0	3.5	75	Azul	36		CP844
	1	4	75	Azul	36		CP845

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
3CP360	2	SP1636	5	SP661	1
CP-17-M	8	SP1643	5	SP661G	1
CP-30-M	8	SP1644	5	SP665	1
CP10M	16	SP1664G	4	SP665G	1
CP16M	15	SP1693G	4	SP670	1
CP411	15	SP1696	3	SP675	1
CP412	15	SP1696G	3	SP683	1
CP414	16	SP1697	3	SP683G	1
CP415	16	SP2698G	3	SP684	1
CP422	16	SP559G	1	SP684G	1
CP423	16	SP5663	4	SP685	1
CP424	16	SP5663G	4	SP689	2
CP425	16	SP5680G	4	SP690	2
CP433	17	SP5681	4	SP868	1
CP434	17	SP5681G	4	SP868G	1
CP435	17	SP5682	4	VP-650-MX	7
CP443	2	SP5682G	4	VP-655-M	7
CP454	17	SP5686	4	VP-70-MX	10
CP455	17	SP5686G	4	VP-703-MX	8
CP460	2	SP5687	4	VP-709-MX	9
CP535	17	SP5687G	4	VP-718-MX	10
CP823	17	SP5692G	4	VP-719-MX	10
CP824	17	SP5695	3	VP-720-MX	10
CP824L	18	SP5695G	3	VP-725-MX	10
CP825	17	SP5697G	3	VP-73-MX	8
CP834L	18	SP5698	3	VP-743-MX	19
CP836	20	SP5698G	3	VP-751-MX	20
CP844	23	SP5699	3	VP-759-MX	20
CP845	23	SP5699G	3	VP-765-MX	6
CP90M	16	SP621	3	VP-854-X	6
CP92M	14	SP622	3	VP102MX	9
GP282	18	SP622BC	3	VP120MX	11
P2756K	5	SP623	3	VP126MX	11
P2771K	5	SP623BC	3	VP151	15
SP1606	3	SP629	1	VP204X	12
SP1617	4	SP631	1	VP205X	12
SP1618	4	SP649	2	VP209MX	19
SP1634	5	SP660	1	VP331X	13
SP1635	5	SP660G	1	VP361	9

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
VP363X	10	VP585X	11	VP727X	10
VP365X	9	VP621X	8	VP728MX	21
VP366X	8	VP622X	8	VP728X	21
VP37MX	8	VP628	19	VP72MX	8
VP417X	23	VP630X	19	VP72X	8
VP421X	15	VP631X	19	VP733MX	12
VP422X	15	VP652MX	7	VP733X	12
VP431X	6	VP660X	13	VP734MX	19
VP435X	22	VP701MX	8	VP735MX	19
VP510X	15	VP701X	8	VP735X	19
VP511X	15	VP702MX	8	VP737MX	19
VP514X	8	VP702X	8	VP738MX	19
VP516X	8	VP703X	8	VP738X	19
VP520X	15	VP704MX	21	VP73X	8
VP521X	15	VP704X	21	VP744MX	19
VP522X	15	VP705MX	10	VP744X	19
VP523	15	VP705X	10	VP745X	19
VP524X	8	VP706MX	10	VP746MX	8
VP532X	11	VP706X	10	VP746X	8
VP533	11	VP707X	21	VP747MX	19
VP541X	15	VP708X	21	VP747X	19
VP542X	15	VP709X	8	VP74X	9
VP543	15	VP70X	10	VP751X	21
VP548X	6	VP710MX	12	VP753MX	19
VP549X	6	VP710X	12	VP754X	12
VP552X	13	VP711X	12	VP755X	12
VP555X	13	VP712MX	21	VP756X	13
VP556MX	13	VP712X	21	VP757X	13
VP556X	13	VP713MX	8	VP759X	6
VP557MX	13	VP713X	8	VP75X	10
VP557X	13	VP714X	12	VP760X	14
VP558X	13	VP715X	12	VP761MX	14
VP566X	13	VP718X	10	VP761X	14
VP570X	11	VP719X	10	VP762X	14
VP580X	11	VP720X	10	VP763X	20
VP581X	11	VP721X	21	VP764MX	9
VP582X	11	VP725X	10	VP76MX	10
VP583X	11	VP726MX	10	VP76X	10
VP584X	11	VP726X	10	VP771X	14

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
VP772X	12	VP935X	22		
VP776MX	9	VP936X	22		
VP776X	9	VP941X	22		
VP78X	10	VP945	16		
VP800X	10	VP973X	18		
VP812X	10	VP975X	22		
VP813X	10	VP976X	22		
VP831X	14	VP977	22		
VP832X	14	VP978	22		
VP833	14	VP985X	22		
VP834	14	VPF-557-MX	13		
VP841X	11	VPF-703-MX	7		
VP842X	16	VPF-706-MX	7		
VP843	16	VPF-710-MX	12		
VP851X	11	VPF354X	15		
VP853	16	VPF521X	15		
VP870X	13	VPF522X	15		
VP871X	13	VPF543	15		
VP872X	13	VPF557X	13		
VP875MX	20	VPF610X	12		
VP875X	20	VPF612X	11		
VP881X	11	VPF702X	9		
VP889X	10	VPF703X	9		
VP890X	10	VPF704X	21		
VP900MX	18	VPF706X	11		
VP900X	18	VPF709X	9		
VP901MX	18	VPF710X	12		
VP902MX	18	VPF711X	12		
VP902X	18	VPF713X	9		
VP903MX	18	VPF720X	11		
VP904MX	18	VPF726X	11		
VP904X	18	VPF728X	22		
VP910X	9	VPF733X	12		
VP911X	21	VPF735X	19		
VP914X	22	VPF776X	10		
VP924X	22	VPF807X	21		
VP925X	22	VPP557X	13		
VP926X	22	XX5095L	17		
VP934X	22				

Surgipro™ II/Surgipro™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polipropileno


Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Descripción:	Las suturas sintéticas no absorbibles trenzadas Ti-cron™ - Surgidac™ están compuestas de tereftalato de polietileno. Están elaboradas con fibras de poliéster de cadena lineal larga y de alto peso molecular, con anillos aromáticos repetidos como componente integral. Las suturas Ti-cron™ se presentan sin tratar o tratadas con una capa uniforme de silicona para aumentar la lubricidad de la superficie, mejorando así las características de manejo, facilidad de paso por el tejido y propiedades de descenso del nudo. Las suturas Surgidac™ se presentan sin tratar o tratadas uniformemente con adipato de polibutileno.
Características:	Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ presentan un gran período de resistencia lineal y de anudado, proporcionando así: - Máxima seguridad en la aproximación de tejidos sometidos a tensión - Soporte permanente (la resistencia se mantiene indefinidamente) - Máxima seguridad en la implantación de prótesis - El proceso de trenzado y el recubrimiento uniforme de silicona proporciona un paso suave a través de los tejidos manteniendo una óptima seguridad en el nudo
Indicaciones:	Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.
Acciones:	Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.
Período de resistencia:	Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ no son absorbidas y tampoco se han documentado cambios significativos en la retención de la fuerza tensil in vivo.
Esterilización:	Los calibres 6-0 U.S.P. (0,7 métrico) o menores se esterilizan con óxido de etileno. Los calibres 5-0 U.S.P. (1 métrico) o superiores se esterilizan con radiación gamma.
Presentación:	Las suturas Ti-cron™ se presentan en calibres 5 U.S.P. (7 métrico) hasta 7-0 U.S.P. (0,5 métrico). Se presentan sin teñir (blancas) o teñidas de azul con colorante D&C Azul Núm.6. Las suturas Surgidac™ se presentan en calibres 5 U.S.P. (7 métrico) hasta 7-0 U.S.P. (0,5 métrico). Se presentan sin teñir (blancas) o teñidas de verde con colorante D&C Verde Núm.6. Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ se presentan estériles, en hebras o en bobinas, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de seis unidades o de una, dos o tres docenas. Las suturas Ti-cron™ también se presentan con parches de PTFE (politetrafluoretileno) para usar entre la sutura y la superficie del tejido e incrementar el área de sujeción.



Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Hebras							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Hebras	5-0	1	12x45	Azul	36		8886300821
	4-0	1.5	12x45	Azul	36		8886300831
	4-0	1.5	12x75	Azul	24		8886300332
	3-0	2	12x45	Azul	36		8886300841
	3-0	2	6x45	Azul	36		8886300141
	3-0	2	12x75	Azul	24		8886300342
	2-0	3	12x45	Azul	36		8886300851
	2-0	3	5x45	Blanco	12		8886301151
	2-0	3	12x75	Azul	24		8886300352
	0	3.5	6x45	Azul	24		8886300162
	0	3.5	6x75	Azul	24		8886300262
	1	4	6x45	Azul	24		8886300172
Bobinas	3-0	2	250	Azul	24		8886338042
	2-0	3	250	Azul	24		8886338052
	0	3.5	250	Azul	24		8886338062
	1	4	250	Azul	24		8886338072
	2	5	250	Azul	24		8886338082
	4	6	150	Azul	24		8886338109
	5	7	150	Azul	24		8886338189

Surgitie™							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Ligadura de lazo Con sistema de entrega	2-0	3	52	Verde	12	Cir. Lap.	ED20L
	0	3.5	52	Verde	12	Cir. Lap.	ED21L





Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster



Surgiwip™							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO Con sistema de entrega 26 mm 	2-0	3	120	Verde	12	Cir. Lap.	EDW51
	0	3.5	120	Verde	12	Cir. Lap.	EDW50
Aguja Esquí Con sistema de entrega 23 mm 	2-0	3	120	Verde	12	Cir. Lap.	EDW53
	0	3.5	120	Verde	12	Cir. Lap.	EDW52

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	4-0	1.5	45	Azul	36		8886304531
	4-0	1.5	75	Azul	36		8886304631

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	4-0	1.5	45	Azul	36		8886304731
	3-0	2	45	Azul	36		8886304741
	3-0	2	75	Azul	36		8886305541
	2-0	3	75	Azul	36		8886304851
3/8 CIRCULO 24 mm 	3-0	2	45	Azul	36		8886306941
	3-0	2	75	Azul	36		8886305041
	2-0	3	75	Azul	36		8886305051
	2-0	3	90	Azul	36		8886306551
	0	3.5	75	Azul	36		8886305061
	0	3.5	90	Azul	36		8886306561
3/8 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	75	Azul	36		8886307051
3/8 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	75	Azul	36		8886302341
	2-0	3	75	Azul	36		8886302351
	0	3.5	75	Azul	36		8886302361
	0	3.5	90	Azul	36		8886301261
	1	4	75	Azul	36		8886302371




Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 39 mm 	2-0	3	75	Azul	36		8886305451
	0	3.5	75	Azul	36		8886305461
	1	4	75	Azul	36		8886305471
	2	5	75	Azul	36		8886305481
3/8 CIRCULO 77 mm 	5	7	45	Azul	12		8886305689
3/8 CIRCULO 77 mm 	2	5	75	Azul	24		8886312882
	5	7	75	Azul	24		8886312879
1/2 CIRCULO 26 mm H 	2-0	3	75	Azul	36		8886339551
	0	3.5	75	Azul	36		8886339561
	1	4	75	Azul	36		8886339571
	2	5	75	Azul	36		8886339581

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster


Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm  GS-11	2-0	3	75	Azul	36		8886330951
	0	3.5	75	Azul	36		8886330961
	1	4	75	Azul	36		8886330971
	4	6	75	Azul	36		8886315409
1/2 CIRCULO 37 mm H  HOS-11	1	4	75	Azul	36		8886302871
1/2 CIRCULO 40 mm  GS-12	2	5	75	Azul	36		8886315581
1/2 CIRCULO 40 mm H  HOS-12	1	4	75	Azul	36		8886302671
	2	5	75	Azul	36		8886302681

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 57 mm H 	5	7	75	Azul	36		8886302779
	2-0	3	75	Azul	36		8886316351
	0	3.5	75	Azul	36		8886316361
	1	4	75	Azul	36		8886316371
RECTA 51 mm 	3-0	2	75	Azul	36		8886306241
	2-0	3	75	Azul	36		8886306251
	2-0	3	90	Azul	36		8886316551
	0	3.5	75	Azul	36		8886306261
RECTA 60 mm 	3-0	2	75	Azul	36		8886306241
	2-0	3	75	Azul	36		8886306251
	2-0	3	90	Azul	36		8886316551
	0	3.5	75	Azul	36		8886306261

Ti-cron™/Surgidac™



Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
RECTA 250 mm 	2-0	3	75	Azul	12		8886294753

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 13 mm 	4-0	1.5	45	Blanco	12	Surgalloy™	8886286234
	5-0	1	45	Azul	12	Surgalloy™	SCD3058G
	5-0	1	45	Blanco	12	Surgalloy™	SCD2864G
	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™	SCD3059G
3/8 CIRCULO 19 mm 	4-0	1.5	45	Azul	12	Surgalloy™	SCD3049G
1/2 CIRCULO 9 mm 	4-0	1.5	45	Blanco	12		8886285433

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta de precisión, corte invertido								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
1/2 CIRCULO 13 mm 	3-0	2	45	Azul	12	Surgalloy™		8886310943
1/2 CIRCULO 16 mm 	2-0	3	45	Azul	12	Surgalloy™		8886305953

Punta triangular, corte convencional								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación		Código
1/2 CIRCULO 48 mm 	5	7	5x75	Azul	6			8886312779
1/2 CIRCULO 60 mm 	5	7	5x75	Azul	12			8886312179



Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Espátula							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
	4-0	1.5	45	Blanco	12		D-1778K
1/4 CIRCULO 7 mm Curvatura 90° Longitud de cuerda 5.74 mm Radio 4.06 mm	4-0	1.5	45	Blanco	12		D-1879-K
1/4 CIRCULO 8 mm Curvatura 90° Longitud de cuerda 7.18 mm Radio 5.08 mm	6-0	0.7	45	Blanco	12	Surgalloy™	CD3113K
	5-0	1	45	Blanco	12	Surgalloy™	D1764K
	5-0	1	45	Blanco	12	Surgalloy™	CD3123K
	4-0	1.5	45	Blanco	12	Surgalloy™	D1763K
1/4 CIRCULO 10 mm Curvatura 90° Longitud de cuerda 8.44 mm Radio 5.97 mm	6-0	0.7	45	Blanco	12	Surgalloy™	D1722K
	5-0	1	45	Blanco	12	Surgalloy™	D1760K


Ti-cron™/Surgidac™

Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Espátula								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 8 mm Curvatura 180° Longitud de cuerda 4.80 mm Radio 2.41 mm		5-0	1	45	Blanco	12	Surgalloy™	D1780K
		5-0	1	45	Blanco	12	Surgalloy™	CD0423K
		4-0	1.5	45	Blanco	12	Surgalloy™	D1779K

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 22 mm 	3-0	2	90	Azul	36			3370-41
1/2 CIRCULO 20 mm 	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm S	•	VCD-375

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster





Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código	
1/2 CIRCULO 10 mm 	5-0	1	45	Azul	36	Cardiopoint™	3299-21	
1/2 CIRCULO 37 mm 	2	5	75	Azul	36		3090-81	
1/2 CIRCULO 27 mm H 	1	4	5x75	Azul	24	D-Tach™	3372-72	
1/2 CIRCULO 22 mm H 	2-0	3	5x45	Azul	24	D-Tach™	3374-52	
1/2 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™	3251-41	
	2-0	3	90	Azul	36		3251-51	

Ti-cron™/Surgidac™



Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 10 mm 	7-0	0.5	45	Azul	36	Cardiopoint™		8886328801
3/8 CIRCULO 13 mm 	7-0	0.5	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886328001
	6-0	0.7	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886328011
	5-0	1	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886328021
	5-0	1	75	Blanco	36	Cardiopoint™		8886280121
	4-0	1.5	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886328031
	4-0	1.5	75	Azul	36	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		8886331431
	3-0	2	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886328041
3/8 CIRCULO 16 mm 	4-0	1.5	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886322931
	3-0	2	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886322941
3/8 CIRCULO 17 mm 	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy™		8886264051
	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		8886264551
	2-0	3	10x90	Blanco/Azul	6	Surgalloy™		8886263656

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster



Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	2x90	Blanco/Azul	36	Surgalloy™		3123-31
	3-0	2	2x90	Blanco/Azul	36	Surgalloy™	•	3123-41
3/8 CIRCULO 18 mm 	5-0	1	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886277521
	4-0	1.5	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886277531
	3-0	2	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886277541
3/8 CIRCULO 22 mm 	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™		8886262741
	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy™		8886262751
3/8 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	90	Azul	36			8886264451
	2-0	3	10x90	Blanco/Azul	6			8886323056
1/2 CIRCULO 10 mm 	5-0	1	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886329821
	5-0	1	90	Azul	36	Cardiopoint™		8886313921
	5-0	1	90	Azul	36	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		8886329721

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster


Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 13 mm 	5-0	1	60	Azul	36	Cardiopoint™		8886322621
	4-0	1.5	60	Azul	36	Cardiopoint™		8886322631
	4-0	1.5	90	Azul	36	Cardiopoint™		8886324931
	3-0	2	45	Azul	36	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		8886329541
	3-0	2	60	Azul	36	Cardiopoint™		8886322641
1/2 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886318621
	4-0	1.5	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886318631
	3-0	2	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886318641
	2-0	3	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886318651
1/2 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	90	Azul	36	Cardiopoint™		8886327121
	4-0	1.5	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886308731
	4-0	1.5	90	Azul	36	Cardiopoint™		8886327131
	3-0	2	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886308741
	3-0	2	10x75	Azul	6	Cardiopoint™		8886308446
	3-0	2	90	Azul	36	Cardiopoint™		8886327141
	2-0	3	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886308751
	2-0	3	10x75	Azul	6	Cardiopoint™		8886308456
	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™		8886308356
	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		8886308656
	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		8886309156
	2-0	3	10x90	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F		3273-56
	2-0	3	10x90	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		8886326956

Ti-cron™/Surgidac™


Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 20 mm 	4-0	1.5	5x45	Azul	24	D-Tach™		3267-32
	3-0	2	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886326742
1/2 CIRCULO 20 mm 	4-0	1.5	75	Azul	36	Cardioint™ Pledget 3x7mm F		8886334831
	4-0	1.5	90	Azul	36	Cardioint™		8886336931
	3-0	2	75	Azul	36	Cardioint™		8886322741
	3-0	2	90	Azul	36	Cardioint™		8886336941
	2-0	3	75	Azul	36	Cardioint™		8886322751
	2-0	3	75	Azul	36	Cardioint™ Pledget 3x7mm F		8886334851
	2-0	3	75	Blanco	36	Cardioint™ Pledget 3x7mm F		8886297851
	2-0	3	10x75	Azul	6	Cardioint™		3344-56
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™		8886338556
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x3mm F		8886327756
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x7mm F		8886332356
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x7mm S		VCD236
	2-0	3	90	Azul	36	Cardioint™		8886336951
	2-0	3	90	Blanco	36	Cardioint™		8886283951




Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 22 mm 	2-0	3.5	90	Azul	36	Surgalloy™		8886337051
1/2 CIRCULO 22 mm 	0	3.5	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886325762
1/2 CIRCULO 22 mm H 	0	3.5	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886337462
	1	4	75	Azul	36			8886337571
1/2 CIRCULO 25 mm 	4-0	1.5	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886318531
	3-0	2	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886318541
	2-0	3	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886318551
	2-0	3	75	Blanco	36	Cardiopoint™		3025-51
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™		8886335356
	2-0	3	5x75	Azul	24	Cardiopoint™	•	3033-52
	0	3.5	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886318561
	1	4	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886318571



Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 25 mm 	4-0	1.5	90	Azul	36	Cardiopoint™	8886325631
	3-0	2	90	Azul	36	Cardiopoint™	8886325641
	3-0	2	90	Azul	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F	8886333641
	3-0	2	105	Azul	36	Cardiopoint™	3035-41
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™	8886335656
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F	8886332456
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 4x8 mm F	8886303756
	2-0	3	5x75	Azul	6	Cardiopoint™	8886304056
	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm S	VCD346
	2-0	3	90	Azul	36	Cardiopoint™	8886325651
	2-0	3	90	Azul	36	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F	8886329351
	2-0	3	90	Azul	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F	8886333651
	2-0	3	90	Blanco	36	Cardiopoint™	8886291451
	2-0	3	90	Blanco	36	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F	8886295351
	2-0	3	10x90	Azul	6	Cardiopoint™	8886322056
	2-0	3	10x90	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™	8886298156
	2-0	3	6x90	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F	8886330656
	2-0	3	8x90	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 3x3mm F	8886330756
	2-0	3	105	Azul	36	Cardiopoint™	8886303551
	0	3.5	10x75	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F	3324-66
	0	3.5	90	Azul	36	Cardiopoint™	8886325661
	0	3.5	90	Blanco	36	Cardiopoint™	8886291461



Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886325832
	3-0	2	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886325842
	2-0	3	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886325852
	2-0	3	120	Azul	36			8886312951
	0	3.5	120	Azul	36			8886301561
1/2 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	5x45	Azul	24	D-Tach™		3259-52
	2-0	3	75	Azul	36			8886309351
	0	3.5	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886325962
	0	3.5	75	Azul	36			8886309361
1/2 CIRCULO 27 mm H 	2-0	3	5x45	Azul	24	D-Tach™		3379-52
	0	3.5	5x45	Azul	24	D-Tach™	•	3379-62
	2	5	5x45	Azul	24			8886337282
1/2 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	75	Azul	36			8886320541
	2-0	3	75	Azul	36			8886320551
	0	3.5	75	Azul	36			8886320561





Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster


Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 35 mm 	2-0	3	75	Azul	36	Cardioint™		8886308251
	0	3.5	75	Azul	36	Cardioint™		8886308261
1/2 CIRCULO 35 mm 	2-0	3	75	Azul	36	Cardioint™		8886327451
	2-0	3	90	Azul	36	Cardioint™		8886339351
	0	3.5	75	Azul	36	Cardioint™		8886327461
	0	3.5	90	Azul	36	Cardioint™		8886339361
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886326052
	2-0	3	75	Azul	36			8886309051
	0	3.5	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886326062
	0	3.5	75	Azul	36			8886309061
	1	4	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886326072
	1	4	75	Azul	36			8886309071
1/2 CIRCULO 37 mm 	2	5	90	Azul	36			8886314681

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm H 	0	3.5	75	Azul	36			8886311361
	1	4	75	Azul	36			8886311371
	2	5	75	Azul	36			8886311381
	5	7	75	Azul	36			8886311179
1/2 CIRCULO 40 mm H 	2	5	75	Azul	36			8886337681
1/2 CIRCULO 48 mm 	0	3.5	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886326162
	0	3.5	75	Azul	36			8886309761
	1	4	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886326172
	1	4	75	Azul	36			8886309771
	2	5	5x45	Azul	24	D-Tach™		8886326182
1/2 CIRCULO 76 mm 	0	3.5	75	Azul	36			8886319061


Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
5/8 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	75	Azul	36		8886276851
5/8 CIRCULO 27 mm H 	0	3.5	5x45	Azul	24	D-Tach™	8886338662
AGUJA EN J 32 mm 	1	4	75	Azul	36		8886310371
SKI 23 mm 	2-0	3	120	Azul	36		8886301751
	0	3.5	120	Azul	36		8886301761



Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 17 mm 	2-0	3	75	Azul	36		3318-51

Ti-cron™/Surgidac™





Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	75	Azul	36		3319-51
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Surgalloy™	3228-56
3/8 CIRCULO 18 mm 	3-0	2	10x75	Azul	6		867601
	4-0	1.5	75	Azul	36	Cardioint™	8886310731
3/8 CIRCULO 18 mm 	4-0	1.5	75	Azul	36	Cardioint™	8886318231
	3-0	2	75	Azul	36	Cardioint™	8886318241
	2-0	3	75	Azul	36	Cardioint™	8886318251
	2-0	3	75	Azul	36	Cardioint™ Pledget 3x7mm F	8886323351
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™	8886321156
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x7mm F	8886336556
	2-0	3	90	Azul	36	Cardioint™	8886263151
	2-0	3	10x90	Blanco/Azul	6	Cardioint™	8886305256
	2-0	3	10x90	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x7mm F	8886265856

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster





Punta trócar								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	10x90	Blanco/Azul	6	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		8886327556
1/2 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	90	Azul	36	Cardioint™		8886316021
	4-0	1.5	8x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x3mm F		8886321836
	4-0	1.5	90	Azul	36	Cardioint™		8886316031
	3-0	2	75	Blanco	36	Cardioint™		8886288041
	3-0	2	90	Azul	36	Cardioint™		8886316041
	2-0	3	75	Azul	36	Cardioint™		8886312551
	2-0	3	75	Blanco	36	Cardioint™		8886288051
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™		8886287756
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x7mm F		8886322156
	2-0	3	4x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x5mm F		VCD110
	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x3mm F		8886321856
	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x7mm F		8886321956
	2-0	3	90	Azul	36	Cardioint™		8886316051
	2-0	3	90	Azul	36	Cardioint™ Pledget 3x3mm F		8886319151
	2-0	3	90	Azul	36	Cardioint™ Pledget 3x7mm F		8886320451
	2-0	3	90	Blanco	36	Cardioint™ Pledget 3x3mm F		8886281151
	2-0	3	90	Blanco	36	Cardioint™ Pledget 3x7mm F		8886280851
	2-0	3	10x90	Blanco/Azul	6	Cardioint™		8886285156
	2-0	3	10x90	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x3mm F		8886325556

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster



Punta trocar								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™		8886315931
	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™		8886315941
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Surgalloy™		8886287956
	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Surgalloy™ Pledget 3x3mm F		8886323656
	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		8886323556
	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy™		8886315951
	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy™ Pledget 3x3mm F		8886319351
1/2 CIRCULO 20 mm 	2-0	3	6x75	Blanco/Azul	12	Cardioint™		3303-56
	2-0	3	90	Azul	36	Cardioint™		8886315751
1/2 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	75	Azul	36	Cardioint™		8886308841
	2-0	3	75	Azul	36	Cardioint™		8886308851
1/2 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	90	Azul	36	Cardioint™		8886316741
	2-0	3	75	Azul	36	Cardioint™		8886320251
	2-0	3	75	Azul	36	Cardioint™		3209-51
	2-0	3	75	Blanco	36	Cardioint™		8886285551
	2-0	3	10x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™		8886322256
	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x3mm F		8886320356
	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x7mm F		8886321356
	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Cardioint™ Pledget 3x7mm S		VCD256
	2-0	3	90	Azul	36	Cardioint™		8886316751
	2-0	3	90	Azul	36	Cardioint™ Pledget 3x7mm F		8886321251
	2-0	3	90	Blanco	36	Cardioint™		8886281551
	2-0	3	90	Blanco	36	Cardioint™ Pledget 3x7mm F		8886284051

Ti-cron™/Surgidac™

Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta trocar								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	10x90	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™		8886285256
	2-0	3	10x90	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		8886329056
	0	3.5	75	Azul	36	Cardiopoint™		8886320261
	0	3.5	8x75	Blanco/Azul	6	Cardiopoint™ Pledget 3x7mm F		8886321366
	0	3.5	90	Azul	36	Cardiopoint™		8886316761
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	8x75	Blanco/Azul	6	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		8886324056
	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy™		8886316851
	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F		8886323951
1/2 CIRCULO 27 mm 	0	3.5	75	Azul	36			8886311761
	1	4	75	Azul	36			8886311771
	2	5	4x75	Blanco/Azul	12			8886296283
1/2 CIRCULO 37 mm 	0	3.5	75	Azul	36			8886311961

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Punta trocar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 40 mm 	0	3.5	75	Azul	36		8886309261
	1	4	75	Azul	36		8886309271
	2	5	5x75	Azul	12		8886314783
	5	7	5x75	Azul	12		8886314789
1/2 CIRCULO 48 mm 	5	7	4x75	Azul	12		8886281889

Pledgets							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Pledget PTFE			0		36	Pledget 9.5x4.8 mm F x 5	8886867801
			0		36	Pledget 3x3mm F x10	8886867501
			0		36	Pledget 3x7mm F x10	8886867701
			0		36	Pledget 3x7mm S x10	8886868201
			0		36	Pledget 9.5 x 4.8mm S x5	8886867901

Ti-cron™/Surgidac™

Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
3025-51	16	EDW52	2	8886288051	23
3033-52	16	EDW53	2	8886291451	17
3035-41	17	SCD2864G	7	8886291461	17
3090-81	11	SCD3049G	7	8886294753	7
3123-31	13	SCD3058G	7	8886295351	17
3123-41	13	SCD3059G	7	8886296283	25
3209-51	24	VCD-375	10	8886297851	15
3228-56	22	VCD110	23	8886298156	17
3251-41	11	VCD236	15	8886300141	1
3251-51	11	VCD256	24	8886300162	1
3259-52	18	VCD346	17	8886300172	1
3267-32	15	867601	22	8886300262	1
3273-56	14	8886262741	13	8886300332	1
3299-21	11	8886262751	13	8886300342	1
3303-56	24	8886263151	22	8886300352	1
3318-51	21	8886263656	12	8886300821	1
3319-51	22	8886264051	12	8886300831	1
3324-66	17	8886264451	13	8886300841	1
3344-56	15	8886264551	12	8886300851	1
3370-41	10	8886265856	22	8886301151	1
3372-72	11	8886276851	21	8886301261	3
3374-52	11	8886277521	13	8886301561	18
3379-52	18	8886277531	13	8886301751	21
3379-62	18	8886277541	13	8886301761	21
CD0423K	10	8886280121	12	8886302341	3
CD3113K	9	8886280851	23	8886302351	3
CD3123K	9	8886281151	23	8886302361	3
D-1778K	9	8886281551	24	8886302371	3
D-1879-K	9	8886281889	26	8886302671	5
D1722K	9	8886283951	15	8886302681	5
D1760K	9	8886284051	24	8886302779	6
D1763K	9	8886285156	23	8886302871	5
D1764K	9	8886285256	25	8886303551	17
D1779K	10	8886285433	7	8886303756	17
D1780K	10	8886285551	24	8886304056	17
ED20L	1	8886286234	7	8886304531	2
ED21L	1	8886287756	23	8886304631	2
EDW50	2	8886287956	24	8886304731	3
EDW51	2	8886288041	23	8886304741	3

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
8886304851	3	8886309771	20	8886318231	22
8886305041	3	8886310371	21	8886318241	22
8886305051	3	8886310731	22	8886318251	22
8886305061	3	8886310943	8	8886318531	16
8886305256	22	8886311179	20	8886318541	16
8886305451	4	8886311361	20	8886318551	16
8886305461	4	8886311371	20	8886318561	16
8886305471	4	8886311381	20	8886318571	16
8886305481	4	8886311761	25	8886318621	14
8886305541	3	8886311771	25	8886318631	14
8886305689	4	8886311961	25	8886318641	14
8886305953	8	8886312179	8	8886318651	14
8886306241	6	8886312551	23	8886319061	20
8886306251	6	8886312779	8	8886319151	23
8886306261	6	8886312879	4	8886319351	24
8886306551	3	8886312882	4	8886320251	24
8886306561	3	8886312951	18	8886320261	25
8886306941	3	8886313921	13	8886320356	24
8886307051	3	8886314681	19	8886320451	23
8886308251	19	8886314783	26	8886320541	18
8886308261	19	8886314789	26	8886320551	18
8886308356	14	8886315409	5	8886320561	18
8886308446	14	8886315581	5	8886321156	22
8886308456	14	8886315751	24	8886321251	24
8886308656	14	8886315931	24	8886321356	24
8886308731	14	8886315941	24	8886321366	25
8886308741	14	8886315951	24	8886321836	23
8886308751	14	8886316021	23	8886321856	23
8886308841	24	8886316031	23	8886321956	23
8886308851	24	8886316041	23	8886322056	17
8886309051	19	8886316051	23	8886322156	23
8886309061	19	8886316351	6	8886322256	24
8886309071	19	8886316361	6	8886322621	14
8886309156	14	8886316371	6	8886322631	14
8886309261	26	8886316551	6	8886322641	14
8886309271	26	8886316741	24	8886322741	15
8886309351	18	8886316751	24	8886322751	15
8886309361	18	8886316761	25	8886322931	12
8886309761	20	8886316851	25	8886322941	12

Ti-cron™/Surgidac™ Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
8886323056	13	8886329351	17	8886339561	4
8886323351	22	8886329541	14	8886339571	4
8886323556	24	8886329721	13	8886339581	4
8886323656	24	8886329821	13	8886867501	26
8886323951	25	8886330656	17	8886867701	26
8886324056	25	8886330756	17	8886867801	26
8886324931	14	8886330951	5	8886867901	26
8886325556	23	8886330961	5	8886868201	26
8886325631	17	8886330971	5		
8886325641	17	8886331431	12		
8886325651	17	8886332356	15		
8886325661	17	8886332456	17		
8886325762	16	8886333641	17		
8886325832	18	8886333651	17		
8886325842	18	8886334831	15		
8886325852	18	8886334851	15		
8886325962	18	8886335356	16		
8886326052	19	8886335656	17		
8886326062	19	8886336556	22		
8886326072	19	8886336931	15		
8886326162	20	8886336941	15		
8886326172	20	8886336951	15		
8886326182	20	8886337051	16		
8886326742	15	8886337282	18		
8886326956	14	8886337462	16		
8886327121	14	8886337571	16		
8886327131	14	8886337681	20		
8886327141	14	8886338042	1		
8886327451	19	8886338052	1		
8886327461	19	8886338062	1		
8886327556	23	8886338072	1		
8886327756	15	8886338082	1		
8886328001	12	8886338109	1		
8886328011	12	8886338189	1		
8886328021	12	8886338556	15		
8886328031	12	8886338662	21		
8886328041	12	8886339351	19		
8886328801	12	8886339361	19		
8886329056	25	8886339551	4		

Ti-cron™/Surgidac™



Sutura Sintética no Absorbible Trenzada de Poliéster

Vascufil™





Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polibutéster Impregnada de Polytribolate™

Descripción:	Las suturas sintéticas no absorbibles monofilares Vascufil™ están compuestas de polibutéster, un copolímero de tereftalato de butileno y éter glicol de politetrametileno. Las suturas Vascufil™ están impregnadas con Polytribolate™, un polímero absorbible de e-caprolactona/glicólido/poloxámero 188.
Características:	Las propiedades exclusivas de la sutura monofilar Vascufil™ se deben a la composición y estructura de la fibra de polibutéster que proporciona a la sutura: - Mínimo efecto memoria - Menor trauma tisular y descenso suave del nudo - Resistencia al deshilachamiento - Fácil manejo
Indicaciones:	Las suturas Vascufil™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular y oftálmica, pero no en microcirugía ni cirugía neurológica.
Acciones:	Las suturas Vascufil™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.
Período de resistencia:	Las suturas Vascufil™ no son absorbidas y tampoco se han documentado cambios significativos en la retención de la fuerza tensil in vivo. La excreción del recubrimiento absorbible se completa a los 30 días.
Esterilización:	Radiación gamma.
Presentación:	Las suturas Vascufil™ se presentan en calibres 2-0 U.S.P. (3 métrico) hasta 8-0 U.S.P. (0,4 métrico). Se presentan teñidas de azul con ftalocianato de cobre. Las suturas se presentan estériles y montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una o tres docenas.


Vascufil™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polibutéster Impregnada de Polytribolate™



Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código	
1/2 CIRCULO 10 mm 	5-0	1	24	Azul	36		477221	
3/8 CIRCULO 9 mm 	7-0	0.5	45	Azul	36	Surgalloy™	8886470301V	
	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™	8886470501V	
	7-0	0.5	4x60	Azul	12	Surgalloy™	8886470205V	
	7-0	0.5	75	Azul	36	Surgalloy™	8886470401V	
	7-0	0.5	4x75	Azul	12	Surgalloy™	8886470105V	
	6-0	0.7	45	Azul	36	Surgalloy™	8886470311V	
	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy™	8886470511V	
	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™	8886470411V	
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™	8886475611V	
3/8 CIRCULO 13 mm 	5-0	1	4x90	Azul	12	Surgalloy Optivis™	4762-25	
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	45	Azul	36	Surgalloy™	8886470711V	
	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy™	8886470911V	
	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™	8886471011V	
	5-0	1	60	Azul	36	Surgalloy™	8886470921V	
	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™	8886471021V	
	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy™	8886471121V	

Vascufil™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polibutéster Impregnada de Polytribolate™


Punta cilíndrica								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™		8886473921V
	4-0	1.5	75	Azul	36	Surgalloy™		8886473931V
3/8 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy™		8886471621V
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™		8886471631V
1/2 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™		8886474111V
	6-0	0.7	4x75	Azul	12	Surgalloy™		8886474215V
	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™		8886474121V
1/2 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	90	Azul	36	Surgalloy™		8886471921V
	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™		8886471931V
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™		8886475031V
	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™		8886475041V
	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy™		8886475051V

Vascufil™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polibutéster Impregnada de Polytribolate™

Punta cilíndrica para microcirugía							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 8 mm  Curvatura 140° Longitud de cuerda 6.13 mm Radio 3.19 mm	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™	8886479401V
	7-0	0.5	2x60	Azul	12	Surgalloy™	8886479505V
	7-0	0.5	4x60	Azul	12	Surgalloy™	8886478805V

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 9 mm 	7-0	0.5	60	Azul	36	Surgalloy™	8886471401V
	6-0	0.7	60	Azul	36	Surgalloy™	8886471411V
3/8 CIRCULO 13 mm 	6-0	0.7	75	Azul	36	Surgalloy™	8886473411V
	5-0	1	75	Azul	36	Surgalloy™	8886473421V
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy™	8886473051V

Vascufil™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polibutéster Impregnada de Polytribolate™

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	90	Azul	36	Surgalloy™	8886473131V
	3-0	2	90	Azul	36	Surgalloy™	8886473141V
	2-0	3	90	Azul	36	Surgalloy™	8886473151V

Vascufile™

Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polibutéster Impregnada de Polytribolate™

Vascufil™ Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polibutéster Impregnada de Polytribolate™

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
4762-25	1	8886479505V	3		
477221	1				
8886470105V	1				
8886470205V	1				
8886470301V	1				
8886470311V	1				
8886470401V	1				
8886470411V	1				
8886470501V	1				
8886470511V	1				
8886470711V	1				
8886470911V	1				
8886470921V	1				
8886471011V	1				
8886471021V	1				
8886471121V	1				
8886471401V	3				
8886471411V	3				
8886471621V	2				
8886471631V	2				
8886471921V	2				
8886471931V	2				
8886473051V	3				
8886473131V	4				
8886473141V	4				
8886473151V	4				
8886473411V	3				
8886473421V	3				
8886473921V	2				
8886473931V	2				
8886474111V	2				
8886474121V	2				
8886474215V	2				
8886475031V	2				
8886475041V	2				
8886475051V	2				
8886475611V	1				
8886478805V	3				
8886479401V	3				

Vascufile™

Sutura Sintética No Absorbible Monofilar de Polibutéster Impregnada de Polytribolate™

Velosorb™ Fast Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

DESCRIPCIÓN

Las suturas recubiertas Velosorb™ Fast están compuestas por un poliéster sintético reabsorbible que consta de glicólidos y lactidas (derivados de los ácidos glicólico y láctico). Las suturas Velosorb™ Fast se preparan recubriendo la sutura con una mezcla de un copolímero glicólido y lactida y estearato de calcio. Las suturas Velosorb™ Fast se proporcionan teñidas o sin teñir. Las suturas Velosorb™ Fast cumplen con todos los requisitos establecidos por la Farmacopea de Estados Unidos (USP) y la Farmacopea Europea (EP) para suturas de colágeno marcadas con el tamaño de la USP, excepto para variaciones mínimas en el diámetro de la sutura.

INDICACIONES

Las suturas Velosorb™ Fast están indicadas para el uso en la aproximación de tejidos blandos de la piel y mucosa, casos en que la herida requiere soporte solo durante un plazo de 7 a 10 días, pero no para el uso en procedimientos de ligaduras, oftalmológicos, cardiovasculares o neurológicos.

ACCIONES

Las suturas Velosorb™ Fast provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en los tejidos, la cual va seguida de la encapsulación gradual de la sutura por el tejido conjuntivo fibroso. La pérdida gradual de la resistencia a la tensión y la absorción final de la sutura Velosorb™ Fast se producen por medio de una hidrólisis que provoca la descomposición del copolímero glicólido/lactida en los ácidos glicólico y láctico, que a continuación son absorbidos y metabolizados por el organismo. La absorción comienza como una pérdida de la resistencia a la tensión sin pérdida apreciable de masa. Los estudios indican un promedio de resistencia a la tracción para las suturas rápidas Velosorb™ de aproximadamente un 45% de la resistencia a la tracción original 5 días después de la implantación. Ya para el día 14 se habrá perdido toda la resistencia a la tracción. La absorción de las suturas Velosorb™ Fast es prácticamente completa al cabo de entre 40 y 50 días.

CONTRAINDICACIONES

Las suturas Velosorb™ Fast, por ser reabsorbibles, no deberán utilizarse donde se requiera una aproximación de tejido superior a 7 días.

ADVERTENCIAS

No lo reesterilice. El producto se suministra estéril a menos que el paquete esté abierto o dañado. Deseche los paquetes de sutura abiertos que no se hayan utilizado. Almacénelo a temperatura ambiente. Evite la exposición prolongada a temperaturas elevadas. En la cirugía de las vías urinarias o biliares, se deberá proceder con cautela para evitar el contacto prolongado de ésta o cualquier otra sutura con soluciones salinas, pues se podrían formar cálculos. Los usuarios deben estar familiarizados con los procedimientos y técnicas quirúrgicos que utilizan suturas absorbibles antes de emplear las suturas Velosorb™ Fast para el cierre de heridas, ya que el riesgo de dehiscencia de la herida puede variar según el lugar de aplicación y el tipo de material de sutura utilizado. Dado que cualquier material extraño en presencia de contaminación bacteriana puede aumentar el riesgo de infección, se debe observar la práctica quirúrgica aceptable con respecto al drenaje y cierre de heridas contaminadas o infectadas. El empleo de esta sutura podría ser inapropiado para pacientes que padezcan alguna afección que, a juicio del cirujano, pudiera causar o contribuir a la demora de la cicatrización de la herida. Como éste es un material de sutura reabsorbible, el cirujano debería considerar el empleo de suturas no reabsorbibles complementarias para la sutura del abdomen, el pecho, las articulaciones y otros sitios sujetos a expansión o que requieran soporte adicional.

PRECAUCIONES

El manejo de este o de cualquier otro material de sutura requiere extremar las precauciones para evitar que se dañe al manipularlo. Deberán evitarse aplastamientos o abrasiones del hilo provocados por instrumentos quirúrgicos como pinzas o portaagujas. Para garantizar la seguridad del nudo se aconseja el uso de nudos de rizo con lazadas adicionales en ciertas circunstancias quirúrgicas y según lo dicte la experiencia del cirujano. Las suturas de la piel que deban mantenerse durante más de 7 días pueden causar irritación y deberán ser cortadas o retiradas como se indica. En algunos casos, especialmente en las intervenciones ortopédicas, se puede recurrir a la inmovilización mediante soporte externo si el cirujano lo estima conveniente.

REACCIONES ADVERSAS

Las reacciones adversas que pueden ir asociadas al uso de este producto incluyen: dehiscencia de la herida, imposibilidad de suministrar refuerzo adecuado en sitios donde hay expansión, estiramiento o distensión, imposibilidad de facilitar soporte adecuado para la herida en pacientes cuya afección pudiera demorar la cicatrización, irritación localizada cuando las suturas de la piel se dejan más de 7 días, formación de cálculos cuando exista contacto prolongado con soluciones salinas, aumento de la capacidad de infección bacteriana, mínima reacción inflamatoria aguda e irritación local transitoria.

PRESENTACIÓN


Las suturas Velosorb™ Fast se encuentran disponibles en tamaños de 1 USP (4 métrico) a 6-0 (0,7 métrico). Están disponibles teñidas y sin teñir (natural). Las suturas se proporcionan estériles, en hebras o ensartadas en una variedad de tipos de aguja. Las suturas están disponibles en cajas de una y tres docenas.

Velosorb™ Fast Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Hebras							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
Hebras	4-0	1.5	3x45	Incoloro	36		CV8643
	4-0	1.5	6x45	Incoloro	36		CV8977
	3-0	2	3x45	Incoloro	36		CV8644
	3-0	2	6x45	Incoloro	36		CV8978
	2-0	3	6x45	Incoloro	36		CV8979
	2-0	3	2x75	Incoloro	36		CV8653
	0	3.5	6x45	Incoloro	36		CV8980
Longitud estándar	3-0	2	150	Incoloro	12		CV9006G
	2-0	3	150	Incoloro	12		CV9007G



Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 12 mm 	5-0	1	75	Incoloro	36		SV2289
	4-0	1.5	45	Incoloro	36		SV1290
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SV2290
3/8 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	75	Incoloro	36		SV2296
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SV2294
	3-0	2	75	Incoloro	36		SV2295

Velosorb™ Fast Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36		SV2910
	4-0	1.5	45	Incoloro	36		SV2920
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SV2297
	3-0	2	45	Incoloro	36		SV2930
	3-0	2	75	Incoloro	36		SV2298
	2-0	3	75	Incoloro	36		SV2299
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SV2251
	3-0	2	45	Incoloro	36		SV4431
	3-0	2	75	Incoloro	36		SV2252
	2-0	3	75	Incoloro	36		SV2253
3/8 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	75	Incoloro	12		SV9940G
	2-0	3	75	Incoloro	12		SV9941G
3/8 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	90	Incoloro	36		SV2285
	2-0	3	90	Incoloro	36		SV2286
	0	3.5	90	Incoloro	36		SV2287
3/8 CIRCULO 39 mm 	2-0	3	75	Incoloro	12		SV9961G



Velosorb™ Fast

Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 18 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	36		SV4550
1/2 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	36		SV9926
	3-0	2	45	Incoloro	36		SV9927
	2-0	3	45	Incoloro	36		SV9928
1/2 CIRCULO 26 mm 	2-0	3	75	Incoloro	12		CV9936G
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	90	Incoloro	36		CV4721
	0	3.5	90	Incoloro	36		CV4731
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	135	Incoloro	12		CV931G
	2-0	3	135	Incoloro	12		CV932G

Velosorb™ Fast

Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 40 mm 	0	3.5	90	Incoloro	36		CV485
	1	4	90	Incoloro	36		CV486
RECTA 11 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	12		SV9909G
RECTA 51 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36		SV2238
	3-0	2	75	Incoloro	36		SV2239
	2-0	3	75	Incoloro	36		SV2240
RECTA 60 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		SV9943
	2-0	3	75	Incoloro	36		SV9944G

Velosorb™ Fast Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Punta de precisión, corte invertido								
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja		En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 39 mm 	3-0	2	75	Incoloro	12	Surgalloy™		SV9937G
	2-0	3	75	Incoloro	12	Surgalloy™		SV9938G
3/8 CIRCULO 11 mm 	6-0	0.7	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SV9913
	6-0	0.7	45	Violeta	36	Surgalloy™		SV32
	6-0	0.7	75	Incoloro	36	Surgalloy™		SV4893
	5-0	1	45	Incoloro	36			SV9915
3/8 CIRCULO 13 mm 	5-0	1	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SV493
	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™		SV494
3/8 CIRCULO 19 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SV496G
	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy™		SV426
	3-0	2	45	Incoloro	12	Surgalloy™		SV497G
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™		SV425
	2-0	3	75	Incoloro	36	Surgalloy™		SV424

Velosorb™ Fast Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 24 mm 	3-0	2	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SV6830
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy™	SV935
	2-0	3	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SV6840
	2-0	3	75	Incoloro	36	Surgalloy™	SV439
1/2 CIRCULO 9 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	36	Surgalloy™	SV1642
1/2 CIRCULO 16 mm 	5-0	1	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SV9910G
	4-0	1.5	45	Incoloro	12	Surgalloy™	SV9911G


Punta de precisión, corte convencional							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 13 mm 	5-0	1	45	Incoloro	12		SV834G
	4-0	1.5	45	Incoloro	12		SV835G

Velosorb™ Fast Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Punta de precisión, corte convencional


Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	6-0	0.7	75	Incoloro	12		SV489G
	5-0	1	45	Incoloro	12		SV844G
	4-0	1.5	45	Incoloro	12		SV845G
	4-0	1.5	75	Incoloro	12		SV488G
	3-0	2	75	Incoloro	12		SV487G

Punta cilíndrica



Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 17 mm 	5-0	1	75	Incoloro	36		CV1213
	4-0	1.5	75	Incoloro	36		CV1214
	3-0	2	75	Incoloro	36		CV1215
1/2 CIRCULO 22 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36	Surgalloy Optimis™	CV3100
	3-0	2	75	Incoloro	36	Surgalloy Optimis™	CV3110
	2-0	3	75	Incoloro	36		CV3120
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36		CV415
	3-0	2	75	Incoloro	12		CV416G
	2-0	3	75	Incoloro	12		CV417G
	0	3.5	75	Incoloro	36		CV418

Velosorb™ Fast


Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	75	Incoloro	36		CV55
	0	3.5	75	Incoloro	36		CV56
	1	4	75	Incoloro	36		CV57
1/2 CIRCULO 30 mm 	0	3.5	75	Incoloro	36		CV318
	1	4	75	Incoloro	36		CV319
1/2 CIRCULO 34 mm 	2-0	3	75	Incoloro	12		CV9975G
1/2 CIRCULO 34 mm H 	1	4	90	Incoloro	36		CV1696
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	75	Incoloro	36		CV322
	3-0	2	90	Incoloro	36		CV944
	2-0	3	75	Incoloro	36		CV323
	2-0	3	90	Incoloro	36		CV945
	0	3.5	75	Incoloro	36		CV1324
	0	3.5	90	Incoloro	36		CV946
	1	4	90	Incoloro	36		CV947

Velosorb™ Fast Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Punta cilíndrica						
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación
1/2 CIRCULO 40 mm 	2-0	3	90	Incoloro	36	CV9592
	0	3.5	90	Incoloro	36	CV9591
	1	4	90	Incoloro	36	CV9590
1/2 CIRCULO 48 mm 	2-0	3	90	Incoloro	36	CV606
	0	3.5	90	Incoloro	36	CV604
	1	4	90	Incoloro	36	CV605
5/8 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	75	Incoloro	36	UV412
	1	4	90	Incoloro	36	UV401
5/8 CIRCULO 40 mm 	0	3.5	75	Incoloro	36	UV1381
	1	4	75	Incoloro	36	UV1382



Velosorb™ Fast Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
RECTA 19 mm 	4-0	1.5	75	Incoloro	36		CV1673



Punta cilíndrica roma							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 40 mm 	0	3.5	90	Incoloro	36	Protect Point™	CV9953

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 13 mm 	5-0	1	75	Incoloro	36		CV2293

Velosorb™ Fast Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Punta trocar						
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación
3/8 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	12	CV2275G
	4-0	1.5	75	Incoloro	36	CV2279
	3-0	2	75	Incoloro	36	CV2280
1/2 CIRCULO 17 mm 	3-0	2	75	Incoloro	12	CV1674G
1/2 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	75	Incoloro	12	CV2003G
	2-0	3	90	Incoloro	36	CV1002
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	90	Incoloro	36	CV916
	2-0	3	90	Incoloro	36	CV917
	0	3.5	90	Incoloro	36	CV919
	1	4	90	Incoloro	36	CV918

Velosorb™ Fast Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Punta trócar							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 40 mm 	2-0	3	90	Incoloro	36		CV2218
	0	3.5	90	Incoloro	36		CV2217
	1	4	90	Incoloro	36		CV2216
1/2 CIRCULO 48 mm 	2-0	3	90	Incoloro	36		CV7192
	0	3.5	90	Incoloro	36		CV7191
	1	4	90	Incoloro	36		CV7190

Velosorb™ Fast

Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Velosorb™ Fast

Sutura sintética trenzada recubierta de rápida absorción

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
CV1002	11	CV7192	12	SV2294	1
CV1213	7	CV8643	1	SV2295	1
CV1214	7	CV8644	1	SV2296	1
CV1215	7	CV8653	1	SV2297	2
CV1324	8	CV8977	1	SV2298	2
CV1673	10	CV8978	1	SV2299	2
CV1674G	11	CV8979	1	SV2910	2
CV1696	8	CV8980	1	SV2920	2
CV2003G	11	CV9006G	1	SV2930	2
CV2216	12	CV9007G	1	SV32	5
CV2217	12	CV916	11	SV424	5
CV2218	12	CV917	11	SV425	5
CV2275G	11	CV918	11	SV426	5
CV2279	11	CV919	11	SV439	6
CV2280	11	CV931G	3	SV4431	2
CV2293	10	CV932G	3	SV4550	3
CV3100	7	CV944	8	SV487G	7
CV3110	7	CV945	8	SV488G	7
CV3120	7	CV946	8	SV4893	5
CV318	8	CV947	8	SV489G	7
CV319	8	CV9590	9	SV493	5
CV322	8	CV9591	9	SV494	5
CV323	8	CV9592	9	SV496G	5
CV415	7	CV9936G	3	SV497G	5
CV416G	7	CV9953	10	SV6830	6
CV417G	7	CV9975G	8	SV6840	6
CV418	7	SV1290	1	SV834G	6
CV4721	3	SV1642	6	SV835G	6
CV4731	3	SV2238	4	SV844G	7
CV485	4	SV2239	4	SV845G	7
CV486	4	SV2240	4	SV935	6
CV55	8	SV2251	2	SV9909G	4
CV56	8	SV2252	2	SV9910G	6
CV57	8	SV2253	2	SV9911G	6
CV604	9	SV2285	2	SV9913	5
CV605	9	SV2286	2	SV9915	5
CV606	9	SV2287	2	SV9926	3
CV7190	12	SV2289	1	SV9927	3
CV7191	12	SV2290	1	SV9928	3



Velosorb™ Fast


[illegible]

V-Loc™ 180 Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas


Descripción:	El dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 180 está compuesto por un hilo dentado reabsorbible provisto de una aguja quirúrgica en un extremo y un efector terminado en lazo en el otro. El diseño dentado y con efector terminado en lazo permite aproximar los tejidos sin necesidad de hacer nudos quirúrgicos. El dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 180 está fabricado con un copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno.
Características:	El dispositivo V-Loc™ 180 utiliza la tecnología de púas unidireccional para cerrar las heridas de forma segura sin necesidad de hacer nudos.
Indicaciones:	Los dispositivos reabsorbibles para cierre de heridas V-Loc™180 están indicados para la aproximación de tejidos blandos cuando sea apropiado usar una sutura reabsorbible. La seguridad y eficacia del dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 180 no se ha demostrado para su uso en cierres fasciales (pared abdominal, torácico, cierre de extremidades fasciales), anastomosis cardiovasculares, neurológicos, oftálmicos, ortopédicos ni microcirugía. Por favor, compruebe las Instrucciones de Uso para obtener instrucciones detalladas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.
Acciones:	El dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™180 provoca una mínima reacción inflamatoria aguda en tejido debido a la respuesta característica del organismo a una sustancia extraña. Esta reacción se resuelve cuando el dispositivo se ha absorbido. La pérdida progresiva de fuerza tensil y la absorción completa del dispositivo V-Loc™ 180 se produce por hidrólisis.
Fuerza tensil:	Aproximadamente el 80% de fuerza tensil inicial en la primera semana, el 75% a las dos semanas y el 65% a las tres semanas de la implantación
Absorción:	Los estudios en animales indican que la reabsorción es mínima hasta aproximadamente el día 60 tras la implantación. La reabsorción se produce prácticamente en su totalidad en un plazo de seis meses. Cuando se implanta en un tejido animal, el dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 180 provoca una reacción tisular mínima propia de la respuesta del organismo a una sustancia extraña. La reacción tisular desaparece a medida que el dispositivo se reabsorbe.
Esterilización:	Óxido de Etileno
Envasado:	El dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 180 se vende en tamaños USP y EP de 4-0 (1,5 métrico) hasta 0 (3,5 métrico). El dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 180 se ofrece teñido con D&C nº. 6 o incoloro (sin teñir). Los dispositivos se suministran estériles y en longitudes precortadas, fijados a diversos tipos de agujas. Los dispositivos se venden en cajas de una docena.

V-Loc™ 180 Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
RECTA 51 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	12		VLOCL1623
	3-0	2	45	Verde	12		VLOCL1624
RECTA 60 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	12		VLOCL0223
	3-0	2	45	Incoloro	12		VLOCL0224

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 16 mm 	4-0	1.5	30	Incoloro	12		VLOCL1413
3/8 CIRCULO 19 mm 	4-0	1.5	15	Incoloro	12		VLOCL0003
	4-0	1.5	30	Incoloro	12		VLOCL0013
	4-0	1.5	45	Incoloro	12		VLOCL0023
	4-0	1.5	60	Incoloro	12		VLOCL0033
	3-0	2	15	Incoloro	12		VLOCL0004
	3-0	2	30	Incoloro	12		VLOCL0014
	3-0	2	45	Incoloro	12		VLOCL0024
	3-0	2	60	Incoloro	12		VLOCL0034
	2-0	3	30	Incoloro	12		VLOCL0015
	2-0	3	45	Incoloro	12		VLOCL0025



V-Loc™ 180 Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	2-0	3	60	Incoloro	12		VLOCL0035
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	30	Incoloro	12		VLOCL0113
	4-0	1.5	45	Incoloro	12		VLOCL0123
	4-0	1.5	60	Incoloro	12		VLOCL0133
	3-0	2	30	Incoloro	12		VLOCL0114
	3-0	2	45	Incoloro	12		VLOCL0125
	3-0	2	45	Incoloro	12		VLOCL0124
	3-0	2	60	Incoloro	12		VLOCL0134
	2-0	3	30	Incoloro	12		VLOCL0115
	2-0	3	60	Incoloro	12		VLOCL0135



Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	15	Verde	12		VLOCL0305
	2-0	3	23	Verde	12		VLOCL0345
	0	3.5	15	Verde	12		VLOCL0306
	0	3.5	23	Verde	12		VLOCL0346

V-Loc™ 180

Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	23	Verde	12		VLOCL2145
	2-0	3.5	15	Verde	12		VLOCL2105
1/2 CIRCULO 65 mm 	2-0	3	45	Verde	12		VLOCL0525
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	22	Verde	12		VLOCL0643
1/2 CIRCULO 30 mm 	2-0	3	23	Verde	12		VLOCL1545

V-Loc™ 180 Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 17 mm 	4-0	1.5	15	Verde	12		VLOCL0803
	4-0	1.5	22	Verde	12		VLOCL0843
	4-0	1.5	30	Verde	12		VLOCL0813
	3-0	2	15	Verde	12		VLOCL0804
	3-0	2	22	Verde	12		VLOCL0844
	3-0	2	30	Verde	12		VLOCL0814
	3-0	2	45	Verde	12		VLOCL0824
1/2 CIRCULO 26 mm 	4-0	1.5	15	Verde	12		VLOCL0603
	4-0	1.5	30	Verde	12		VLOCL0613
	3-0	2	15	Verde	12		VLOCL0604
	3-0	2	22	Verde	12		VLOCL0644
	3-0	2	30	Verde	12		VLOCL0614
	3-0	2	45	Verde	12		VLOCL0624
	2-0	3	30	Verde	12		VLOCL0615
	2-0	3	45	Verde	12		VLOCL0625
1/2 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	22	Verde	12		VLOCL1544
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	22	Verde	12		VLOCL0344
	3-0	2	30	Verde	12		VLOCL0314
	3-0	2	45	Verde	12		VLOCL0324
	2-0	3	30	Verde	12		VLOCL0315
	2-0	3	45	Verde	12		VLOCL0325
	2-0	3	60	Verde	12		VLOCL0335
	0	3.5	30	Verde	12		VLOCL0315
	0	3.5	45	Verde	12		VLOCL0326
	0	3.5	60	Verde	12		VLOCL0336

V-Loc™ 180 Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

Punta cilíndrica						
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación
1/2 CIRCULO 48 mm  GS-25	0	3.5	30	Verde	12	VLOCL0416
	0	3.5	45	Verde	12	VLOCL0426
	0	3.5	60	Verde	12	VLOCL0436
1/2 CIRCULO 65 mm  GS-26	2-0	3	60	Verde	12	VLOCL0535
	0	3.5	45	Verde	12	VLOCL0526
	0	3.5	60	Verde	12	VLOCL0536

V-Loc™ 180

Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
VLOCL0003	1	VLOCL0535	5		
VLOCL0004	1	VLOCL0536	5		
VLOCL0013	1	VLOCL0603	4		
VLOCL0014	1	VLOCL0604	4		
VLOCL0015	1	VLOCL0613	4		
VLOCL0023	1	VLOCL0614	4		
VLOCL0024	1	VLOCL0615	4		
VLOCL0025	1	VLOCL0624	4		
VLOCL0033	1	VLOCL0625	4		
VLOCL0034	1	VLOCL0643	3		
VLOCL0035	2	VLOCL0644	4		
VLOCL0113	2	VLOCL0803	4		
VLOCL0114	2	VLOCL0804	4		
VLOCL0115	2	VLOCL0813	4		
VLOCL0123	2	VLOCL0814	4		
VLOCL0124	2	VLOCL0824	4		
VLOCL0125	2	VLOCL0843	4		
VLOCL0133	2	VLOCL0844	4		
VLOCL0134	2	VLOCL1413	1		
VLOCL0135	2	VLOCL1544	4		
VLOCL0223	1	VLOCL1545	3		
VLOCL0224	1	VLOCL1623	1		
VLOCL0305	2	VLOCL1624	1		
VLOCL0306	2	VLOCL2105	3		
VLOCL0314	4	VLOCL2145	3		
VLOCL0315	4				
VLOCL0324	4				
VLOCL0325	4				
VLOCL0326	4				
VLOCL0335	4				
VLOCL0336	4				
VLOCL0344	4				
VLOCL0345	2				
VLOCL0346	2				
VLOCL0416	5				
VLOCL0426	5				
VLOCL0436	5				
VLOCL0525	3				
VLOCL0526	5				



V-Loc™ 180


Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

V-Loc™ 90 Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

Descripción:	El dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 90 está compuesto por un hilo dentado reabsorbible provisto de una aguja quirúrgica en un extremo y un efector terminado en lazo en el otro. El diseño dentado y con efector terminado en lazo permite aproximar los tejidos sin necesidad de hacer nudos quirúrgicos. El dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 90 está fabricado a partir de un poliéster sintético compuesto de glicólido, dioxanona y carbonato de trimetileno.
Características:	El avanzado proceso de extrusión de la molécula Glycomer™ 631 proporciona a la sutura: - resistencia inicial - resistencia in-vivo durante el período crítico de cicatrización - seguridad en el nudo - Mínimo efecto memoria
Indicaciones:	Los dispositivos reabsorbibles para cierre de heridas V-Loc™ 90 están indicados para la aproximación de tejidos blandos cuando sea apropiado usar una sutura reabsorbible. La seguridad y eficacia del dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 90 no se ha demostrado para su uso en cierres fasciales (pared abdominal, torácico, cierre de extremidades fasciales), anastomosis cardiovasculares, neurológicos, oftálmicos, ortopédicos ni microcirugía. Por favor, consulte las Instrucciones de Uso para obtener instrucciones detalladas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.
Acciones:	El dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 90 provoca una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, la cual va seguida de la encapsulación gradual del dispositivo por el tejido conjuntivo fibroso. La pérdida gradual de la resistencia a la tensión y la reabsorción final del dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 90 se producen como consecuencia de una hidrólisis que da lugar a la desintegración del dispositivo y la consiguiente formación de ácido glicólico, ácido dioxanoico, propanediol y dióxido de carbono, los cuales son absorbidos y metabolizados por el organismo.
Fuerza tensil:	Aproximadamente el 90% de fuerza tensil inicial en la primera semana, el 75% a las dos semanas de la implantación
Absorción:	Estudios animales indican que la absorción es prácticamente completa entre los días 90 y 110
Esterilización:	Óxido de Etileno
Envasado:	El dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 90 se vende en tamaños USP y EP desde 4-0 (1,5 métrico) hasta 2-0 (3,0 métrico). El dispositivo reabsorbible para cierre de heridas V-Loc™ 90 se vende en color violeta o incoloro (natural). Los dispositivos se suministran estériles y en longitudes precortadas, fijados a diversos tipos de agujas. Los dispositivos se venden en cajas de una docena.

V-Loc™ 90 Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas


Punta triangular, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
RECTA 51 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	12		VLOCM1623
	3-0	2	45	Incoloro	12		VLOCM1624
RECTA 60 mm 	4-0	1.5	45	Incoloro	12		VLOCM0223
	3-0	2	45	Incoloro	12		VLOCM0224

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	3-0	2	58	Incoloro	12		VLOCM0034
3/8 CIRCULO 16 mm 	4-0	1.5	30	Incoloro	12		VLOCM1413
	4-0	1.5	45	Incoloro	12		VLOCM1423
	3-0	2	30	Incoloro	12		VLOCM1414
	3-0	2	45	Incoloro	12		VLOCM1424

V-Loc™ 90

Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

Punta de precisión, corte invertido





Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	4-0	1.5	15	Incoloro	12		VLOCM0003
	4-0	1.5	30	Incoloro	12		VLOCM0013
	4-0	1.5	45	Incoloro	12		VLOCM0023
	4-0	1.5	60	Incoloro	12		VLOCM0033
	3-0	2	15	Incoloro	12		VLOCM0004
	3-0	2	30	Incoloro	12		VLOCM0014
	3-0	2	45	Incoloro	12		VLOCM0024
	2-0	3	15	Incoloro	12		VLOCM0005
	2-0	3	30	Incoloro	12		VLOCM0015
	2-0	3	45	Incoloro	12		VLOCM0025
	2-0	3	60	Incoloro	12		VLOCM0035
3/8 CIRCULO 24 mm 	4-0	1.5	30	Incoloro	12		VLOCM0113
	4-0	1.5	45	Incoloro	12		VLOCM0123
	4-0	1.5	60	Incoloro	12		VLOCM0133
	3-0	2	30	Incoloro	12		VLOCM0114
	3-0	2	45	Incoloro	12		VLOCM0124
	3-0	2	60	Incoloro	12		VLOCM0134
	2-0	3	30	Incoloro	12		VLOCM0115
	2-0	3	45	Incoloro	12		VLOCM0125
	2-0	3	60	Incoloro	12		VLOCM0135

Punta cilíndrica

Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	15	Incoloro	12		VLOCM0305


V-Loc™ 90

Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
5/8 CIRCULO 27 mm  GU-46	3-0	2	15	Violeta	12		VLOCM1704
	3-0	2	23	Violeta	12		VLOCM1744
3/8 CIRCULO 17 mm  CV-15	4-0	1.5	15	Violeta	12		VLOCM1203
	3-0	2	15	Violeta	12		VLOCM1204
1/2 CIRCULO 17 mm  CV-23	4-0	1.5	30	Violeta	12		VLOCM0813
	4-0	1.5	45	Violeta	12		VLOCM0823
	3-0	2	15	Incoloro	12		VLOCM1904
	3-0	2	15	Violeta	12		VLOCM0804
	3-0	2	22	Incoloro	12		VLOCM1944
	3-0	2	22	Violeta	12		VLOCM0844
	3-0	2	30	Violeta	12		VLOCM0814
	3-0	2	45	Violeta	12		VLOCM0824
1/2 CIRCULO 26 mm  V-20	4-0	1.5	15	Violeta	12		VLOCM0603
	4-0	1.5	22	Violeta	12		VLOCM0643
	4-0	1.5	30	Violeta	12		VLOCM0613
	4-0	1.5	45	Violeta	12		VLOCM0623
	3-0	2	15	Incoloro	12		VLOCM2004
	3-0	2	15	Violeta	12		VLOCM0604
	3-0	2	22	Incoloro	12		VLOCM2044
	3-0	2	22	Violeta	12		VLOCM0644
	3-0	2	30	Violeta	12		VLOCM0614
	3-0	2	45	Violeta	12		VLOCM0624
	2-0	3	45	Violeta	12		VLOCM0625

V-Loc™ 90

Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	15	Incoloro	12		VLOCM2205
	2-0	3	15	Violeta	12		VLOCM2105
	2-0	3	22	Incoloro	12		VLOCM2245
	2-0	3	22	Violeta	12		VLOCM2145
	2-0	3	30	Violeta	12		VLOCM2115
1/2 CIRCULO 30 mm 	3-0	2	22	Violeta	12		VLOCM1544
	2-0	3	22	Violeta	12		VLOCM1545
1/2 CIRCULO 37 mm 	3-0	2	22	Violeta	12		VLOCM0344
	3-0	2	30	Violeta	12		VLOCM0314
	3-0	2	45	Violeta	12		VLOCM0324
	2-0	3	22	Violeta	12		VLOCM0345
	2-0	3	30	Violeta	12		VLOCM0315

V-Loc™ 90

Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

V-Loc™ 90

Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

Índice					
Código	Página	Código	Página	Código	Página
VLOCM0643	3	VLOCM0813	3		
VLOCM0003	2	VLOCM0814	3		
VLOCM0004	2	VLOCM0823	3		
VLOCM0005	2	VLOCM0824	3		
VLOCM0013	2	VLOCM0844	3		
VLOCM0014	2	VLOCM1203	3		
VLOCM0015	2	VLOCM1204	3		
VLOCM0023	2	VLOCM1413	1		
VLOCM0024	2	VLOCM1414	1		
VLOCM0025	2	VLOCM1423	1		
VLOCM0033	2	VLOCM1424	1		
VLOCM0034	1	VLOCM1544	4		
VLOCM0035	2	VLOCM1545	4		
VLOCM0113	2	VLOCM1623	1		
VLOCM0114	2	VLOCM1624	1		
VLOCM0115	2	VLOCM1704	3		
VLOCM0123	2	VLOCM1744	3		
VLOCM0124	2	VLOCM1904	3		
VLOCM0125	2	VLOCM1944	3		
VLOCM0133	2	VLOCM2004	3		
VLOCM0134	2	VLOCM2044	3		
VLOCM0135	2	VLOCM2105	4		
VLOCM0223	1	VLOCM2115	4		
VLOCM0224	1	VLOCM2145	4		
VLOCM0305	2	VLOCM2205	4		
VLOCM0314	4	VLOCM2245	4		
VLOCM0315	4				
VLOCM0324	4				
VLOCM0344	4				
VLOCM0345	4				
VLOCM0603	3				
VLOCM0604	3				
VLOCM0613	3				
VLOCM0614	3				
VLOCM0623	3				
VLOCM0624	3				
VLOCM0625	3				
VLOCM0644	3				
VLOCM0804	3				

V-Loc™ 90


Dispositivo reabsorbible para cierre de heridas

V-Loc™ PBT

Dispositivo no absorbible para cierre de heridas de PBT


Descripción:	El dispositivo no absorbible para cierre de heridas V-Loc™ de polibutester (PBT) está compuesto por un hilo dentado no absorbible provisto de una aguja quirúrgica en un extremo y un efector terminado en lazo en el otro. El diseño dentado y con efector terminado en lazo permite aproximar los tejidos sin necesidad de hacer nudos quirúrgicos. El dispositivo no absorbible para cierre de heridas V-Loc™ de PBT está compuesto por un copolímero de tereftalato de butilo y glicol de éter de politetrametileno.
Características:	El dispositivo V-Loc™ PBT utiliza la tecnología de púas unidireccional para cerrar las heridas de forma segura sin necesidad de hacer nudos.
Indicaciones:	El dispositivo no absorbible para cierre de heridas V-Loc™ de PBT está indicado para la aproximación de tejido blando. La seguridad y eficacia del dispositivo no absorbible para cierre de heridas V-Loc™ PBT no se ha demostrado para su uso en cierres fasciales (pared abdominal, torácico, cierre de extremidades fasciales), anastomosis cardiovasculares, neurológicos, oftálmicos, ortopédicos ni microcirugía. Por favor, compruebe las Instrucciones de Uso para obtener instrucciones detalladas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.
Acciones:	El dispositivo no absorbible para cierre de heridas V-Loc™ de PBT provoca una mínima reacción inflamatoria aguda en los tejidos, seguida por una encapsulación paulatina de la sutura por el tejido conjuntivo fibroso.
Absorción:	No se ha observado ningún cambio significativo en la retención tensil in-vivo del dispositivo no absorbible para cierre de heridas V-Loc™ PBT
Esterilización:	Radiación Gamma
Envasado:	El dispositivo no absorbible para cierre de heridas V-Loc™ de PBT se vende en tamaños USP y FE de 3-0 (2 métrico) hasta 1 (4 métrico). El dispositivo no absorbible para cierre de heridas V-Loc™ de PBT está disponible teñido con azul de ftalocianato de cobre. Los dispositivos se suministran estériles y en longitudes precortadas, fijados a diversos tipos de agujas. Los dispositivos se venden en cajas de una docena.

V-Loc™ PBT Dispositivo no absorbible para cierre de heridas de PBT

Punta de precisión, corte invertido							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
3/8 CIRCULO 19 mm 	3-0	2	30	Azul	12		VLOCN0014

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 17 mm 	3-0	2	30	Azul	12		VLOCN0814
	3-0	2	45	Azul	12		VLOCN0824
1/2 CIRCULO 37 mm 	2-0	3	45	Azul	12		VLOCN0325
	0	3.5	45	Azul	12		VLOCN0325
	1	4	45	Azul	12		VLOCN0327
1/2 CIRCULO 27 mm 	2-0	3	45	Azul	12		VLOCN1125
	0	3.5	45	Azul	12		VLOCN1126

V-Loc™ PBT Dispositivo no absorbible para cierre de heridas de PBT

Punta cilíndrica							
Descripción	Calibre	Calibre (métrico)	Long. (cm)	Color	Unid Por Caja	En liquidación	Código
1/2 CIRCULO 26 mm 	3-0	2	23	Azul	12		VLOCN0644
	3-0	2	30	Azul	12		VLOCN0614
	3-0	2	45	Azul	12		VLOCN0624
	2-0	3	30	Azul	12		VLOCN0615

V-Loc™ PBT

Dispositivo no absorbible para cierre de heridas de PBT

V-Loc™ PBT

Dispositivo no absorbible para cierre de heridas de PBT

[illegible]

V-Loc™ PBT

Dispositivo no absorbible para cierre de heridas de PBT