




COVIDIEN

positive results for life™



SEGURO. RÁPIDO. EFICAZ.

Dispositivo de cierre de heridas V-Loc™

Códigos de producto y dimensiones

El dispositivo V-Loc™ emplea una tecnología revolucionaria que proporciona resultados óptimos para el paciente al cerrar con seguridad las heridas sin necesidad de realizar nudos.

Esta guía muestra los calibres, longitudes y agujas disponibles.

V-LOC™ 90

Dispositivo Absorbible para cierre de heridas



TRIANGULAR DE PRECISIÓN ▼	Longitud	Color	Unidades por caja	Calibre	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
3/8 Círculo 16 mm  P-11	12" 30 cm	Incoloro	12		VLOCM1413 ✦	VLOCM1414 ✦		
	18" 45 cm	Incoloro	12		VLOCM1423 ✦	VLOCM1424 ✦		
3/8 Círculo 19 mm  P-12	6" 15 cm	Incoloro	12		VLOCM0003 ✦	VLOCM0004 ✦	VLOCM0005	
	12" 30 cm	Incoloro	12		VLOCM0013 ✦	VLOCM0014 ✦	VLOCM0015	
	18" 45 cm	Incoloro	12		VLOCM0023 ✦	VLOCM0024 ✦	VLOCM0025	
	23" 58 cm	Incoloro	12		VLOCM0033 ✦	VLOCM0034 ✦	VLOCM0035	
3/8 Círculo 24 mm  P-14	12" 30 cm	Incoloro	12		VLOCM0113 ✦	VLOCM0114 ✦	VLOCM0115	
	18" 45 cm	Incoloro	12		VLOCM0123 ✦	VLOCM0124 ✦	VLOCM0125	
	23" 58 cm	Incoloro	12		VLOCM0133 ✦	VLOCM0134 ✦	VLOCM0135	
3/8 Círculo 30 mm  P-17	18" 45 cm	Incoloro	12			VLOCM1824		
PUNTA CILÍNDRICA ☉								
3/8 Círculo 17 mm  CV-15	6" 15 cm	Violeta	12		VLOCM1203 ✦	VLOCM1204 ✦		

V-LOC™ 90

Dispositivo Absorbible para cierre de heridas



PUNTA CILÍNDRICA 	Longitud	Color	Unidades por caja	Calibre	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
1/2 Círculo 17 mm  CV-23	6" 15 cm	Violeta	12			VLOCM0804 ❖		
	6" 15 cm	Incoloro	12			VLOCM1904 ❖		
	9" 23 cm	Violeta	12			VLOCM0844 ❖		
	9" 23 cm	Incoloro	12			VLOCM1944 ❖		
	12" 30 cm	Violeta	12		VLOCM0813 ❖	VLOCM0814 ❖		
	18" 45 cm	Violeta	12		VLOCM0823 ❖	VLOCM0824 ❖		
1/2 Círculo 26 mm  V-20	6" 15 cm	Violeta	12		VLOCM0603 ❖	VLOCM0604 ❖		
	6" 15 cm	Incoloro	12			VLOCM2004 ❖		
	9" 23 cm	Violeta	12		VLOCM0643 ❖	VLOCM0644 ❖		
	9" 23 cm	Incoloro	12			VLOCM2044 ❖		
	12" 30 cm	Violeta	12		VLOCM0613 ❖	VLOCM0614 ❖		
	18" 45 cm	Violeta	12		VLOCM0623 ❖	VLOCM0624 ❖	VLOCM0625	
1/2 Círculo 30 mm  V-30	9" 23 cm	Violeta	12			VLOCM1544	VLOCM1545	
1/2 Círculo 27 mm  GS-22	6" 15 cm	Violeta	12				VLOCM2105	VLOCM2106 ¹
	6" 15 cm	Incoloro	12				VLOCM2205	
	9" 23 cm	Violeta	12				VLOCM2145	VLOCM2146 ¹
	9" 23 cm	Incoloro	12				VLOCM2245	
	12" 30 cm	Violeta	12				VLOCM2115	VLOCM2116 ¹

¹ Las siguientes referencias V-Loc™ 90 calibre 0 estarán disponibles a partir de Q2 2012

² Los siguientes códigos V-Loc™ 180 de longitud corta estarán disponibles a partir de Q4 2011



³ Los siguientes códigos V-Loc™ 180 de aguja recta estarán disponibles a partir de Q4 2011

❖ Aguja Surgalloy™

V-LOC™ 90

Dispositivo Absorbible para cierre de heridas



PUNTA CILÍNDRICA 	Longitud	Color	Unidades por caja	Calibre	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
1/2 Círculo 37 mm  GS-21	6" 15 cm	Violeta	12				VLOCM0305	VLOCM0306 ¹
	9" 23 cm	Violeta	12			VLOCM0344	VLOCM0345	VLOCM0346 ¹
	12" 30 cm	Violeta	12			VLOCM0314	VLOCM0315	VLOCM0316 ¹
	18" 45 cm	Violeta	12			VLOCM0324		VLOCM0326 ¹
5/8 Círculo 27 mm  GU-46	6" 15 cm	Violeta	12			VLOCM1704		
	9" 23 cm	Violeta	12			VLOCM1744		
PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL-RECTA 								
5/8 Recta 51 mm  SC-1	18" 45 cm	Incoloro	12		VLOCM1623 ³	VLOCM1624 ³		
5/8 Recta 60 mm  SC-2	18" 45 cm	Incoloro	12		VLOCM0223 ³	VLOCM0224 ³		

V-LOC™ 180

Dispositivo Absorbible para cierre de heridas



TRIANGULAR DE PRECISIÓN ▼	Longitud	Color	Unidades por caja	Calibre	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
3/8 Círculo 16 mm  P-11	12" 30 cm	Incoloro	12		VLOCL1413 ❖			
3/8 Círculo 19 mm  P-12	6" 15 cm	Incoloro	12		VLOCL0003 ❖	VLOCL0004		
	12" 30 cm	Incoloro	12		VLOCL0013 ❖	VLOCL0014	VLOCL0015	
	18" 45 cm	Incoloro	12		VLOCL0023 ❖	VLOCL0024	VLOCL0025	
	23" 58 cm	Incoloro	12		VLOCL0033 ❖			
	24" 60 cm	Incoloro	12			VLOCL0034	VLOCL0035	
3/8 Círculo 24 mm  P-14	12" 30 cm	Incoloro	12		VLOCL0113 ❖	VLOCL0114	VLOCL0115	
	18" 45 cm	Incoloro	12		VLOCL0123 ❖	VLOCL0124	VLOCL0125	
	23" 58 cm	Incoloro	12		VLOCL0133 ❖			
	24" 60 cm	Incoloro	12			VLOCL0134	VLOCL0135	
PUNTA CILÍNDRICA ☉								
1/2 Círculo 17 mm  CV-23	6" 15 cm	Verde	12		VLOCL0803 ❖	VLOCL0804		
	9" 23 cm	Verde	12		VLOCL0843 ❖	VLOCL0844 ❖		
	12" 30 cm	Verde	12		VLOCL0813 ❖	VLOCL0814		
	18" 45 cm	Verde	12			VLOCL0824		
1/2 Círculo 26 mm  V-20	6" 15 cm	Verde	12		VLOCL0603 ❖	VLOCL0604 ❖		
	9" 23 cm	Verde	12		VLOCL0643 ❖	VLOCL0644 ❖		
	12" 30 cm	Verde	12		VLOCL0613 ❖	VLOCL0614 ❖	VLOCL0615	
	18" 45 cm	Verde	12			VLOCL0624 ❖	VLOCL0625	
1/2 Círculo 30 mm  V-30	9" 23 cm	Verde	12			VLOCL1544	VLOCL1545 ²	

¹ Las siguientes referencias V-LOC™ 90 calibre 0 estarán disponibles a partir de Q2 2012

² Los siguientes códigos V-LOC™ 180 de longitud corta estarán disponibles a partir de Q4 2011




³ Los siguientes códigos V-LOC™ 180 de aguja recta estarán disponibles a partir de Q4 2011

❖ Aguja Surgalloy™

V-LOC™ 180

Dispositivo Absorbible para cierre de heridas




PUNTA CILÍNDRICA 	Longitud	Color	Unidades por caja	Calibre	4-0	3-0	2-0	0
				M	1.5	2	3	3.5
1/2 Círculo 37 mm  GS-21	6" 15 cm	Verde	12				VLOCL0305 ²	VLOCL0306 ²
	9" 23 cm	Verde	12			VLOCL0344	VLOCL0345 ²	VLOCL0346 ²
	12" 30 cm	Verde	12			VLOCL0314	VLOCL0315	VLOCL0316
	18" 45 cm	Verde	12			VLOCL0324	VLOCL0325	VLOCL0326
	24" 60 cm	Verde	12				VLOCL0335	VLOCL0336
1/2 Círculo 27 mm  GS-22	6" 15 cm	Verde	12				VLOCL2105 ²	
	9" 23 cm	Verde	12				VLOCL2145 ²	
1/2 Círculo 48 mm  GS-25	12" 30 cm	Verde	12					VLOCL0416
	18" 45 cm	Verde	12					VLOCL0426
	24" 60 cm	Verde	12					VLOCL0436
1/2 Círculo 65 mm  GS-26	18" 45 cm	Verde	12				VLOCL0525	VLOCL0526
	24" 60 cm	Verde	12				VLOCL0535	VLOCL0536
PUNTA TRIANGULAR CORTE CONVENCIONAL-RECTA 								
Recta 51 mm  SC-1	18" 45 cm	Incoloro	12		VLOCL1623 ³	VLOCL1624 ³		
Recta 60 mm  SC-2	18" 45 cm	Incoloro	12		VLOCL0223 ³	VLOCL0224 ³		

V-LOC™ PBT

Dispositivo de cierre de heridas no absorbible




PREMIUM TRIANGULAR INVERTIDA ▼	Longitud	Color	Unidades por caja	Calibre	3-0	2-0	0	1
				M	2	3	3.5	4
3/8 Círculo 19 mm  P-12	12" 30 cm	Azul	12		VLOCN0014 ❖			
PUNTA CILÍNDRICA ☉								
1/2 Círculo 17 mm  CV-23	12" 30 cm	Azul	12		VLOCN0814 ❖			
	18" 45 cm	Azul	12		VLOCN0824 ❖			
1/2 Círculo 26 mm  V-20	9" 23 cm	Azul	12		VLOCN0644			
	12" 30 cm	Azul	12		VLOCN0614 ❖	VLOCN0615		
	18" 45 cm	Azul	12		VLOCN0624 ❖			
1/2 Círculo 27 mm  GS-22	18" 45 cm	Azul	12			VLOCN01125	VLOCN01126	
1/2 Círculo 37 mm  GS-21	18" 45 cm	Azul	12			VLOCL0325	VLOCN0326	VLOCL0327

¹ Las siguientes referencias V-Loc™ 90 calibre 0 estarán disponibles a partir de Q2 2012

² Los siguientes códigos V-Loc™ 180 de longitud corta estarán disponibles a partir de Q4 2011

³ Los siguientes códigos V-Loc™ 180 de aguja recta estarán disponibles a partir de Q4 2011

❖ Aguja Surgalloy™

	Dispositivo de cierre de heridas V-Loc™ 90	Dispositivo de cierre de heridas V-Loc™ 180	V-loc™ PBT Dispositivo de cierre de heridas no absorbible
Resistencia a la tracción	7 días 90%, 14 días 75%	7 días, 80%; 14 días, 75%; 21 días, 65%	Permanente
Perfil de absorción	90-110 días	180 días	Permanente
Aplicaciones	Aproximación de tejidos blandos cuando se requiera un soporte de la herida consistente con el perfil de absorción	Aproximación de tejidos blandos cuando se requiera un soporte de la herida consistente con el perfil de absorción	Aproximación de tejidos blandos
Color	Incoloro, violeta 	Incoloro, verde 	Azul 
Composición	Poliglicólico, dioxanona y carbonato de trimetileno	Copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno	Polibutester
Esterilización	Óxido de etileno	Óxido de etileno	Oxido de etileno
Indicaciones	Los dispositivos absorbibles de cierre de heridas V-Loc™ 90 y V-Loc™ 180 están indicados para la aproximación de tejidos blandos donde el uso de una sutura absorbible sea el apropiado		El dispositivo de cierre de heridas V-Loc™ PBT está indicado para la aproximación de tejidos blandos

www.covidien.com/vloc



COVIDIEN

SONMEDICA, S.A.

MEGOS® HOUSE

Congost, 28 - 08024 Barcelona (Spain)

Tels. +34 932 853 990

Fax. +34 932 102 930

sonmedica@megoshouse.com

IMPORTANTE: consulte el prospecto del envase para ver todas las instrucciones, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones

COVIDIEN, COVIDIEN con logo, el logo de Covidien y "positive results for life" son marcas registradas de Covidien AG en EE.UU. y internacionalmente. Otras marcas son marcas comerciales de una empresa Covidien. ©2011 Covidien. - M1005331 ES - 10/2011