

DSD-EDGE

Reprocesador
Automático de Endoscopios



endoscope reprocessing solutions

Velocidad ■ Flexibilidad ■ Seguridad

 **MEDIVATORS**[®]
REPROCESSING SYSTEMS
SONMEDICA, S.A.

DSD-EDGE es un reprocesador doble de endoscopios automatizado y asíncrono

Totalmente programable para satisfacer todas las necesidades individuales

- Compatible con todos los endoscopios, incluso eco-endoscopios
- Para uso con desinfectante Rapicide PA, esporicida en 5 minutos !
- Test de fugas en medio no líquido asegura el endoscopio durante el ciclo

Ahorra tiempo y dinero:

- Alto volumen, rápida rotación de endoscopios
- Tan poco como 25 minutos para un ciclo completo de desinfección* aclarado, alcohol y secado
- Las dos cubetas totalmente independientes maximizan la productividad del servicio

Rapicide[®] PA
HIGH LEVEL DISINFECTANT



* Rapicide PA, desinfectante de Alto Nivel ácido peracético de Medivators, tan sólo 5 minutos de tiempo de contacto (acción esporicida) y sólo un aclarado con agua.

Rapicide PA puede ser desechado cumpliendo normativas medio ambientales.



Ergonomía de carga superior !!

Satisfaciendo todas las necesidades de los servicios de endoscopia con alto volumen de trabajo



Elimina cuellos de botella de demanda de desinfección

- Dos cubetas de reprocesado independientes
- Realiza ciclos simultáneos o separados
- Reprocesado que se ajusta a su agenda

Asegura la Seguridad del Paciente y el Cumplimiento del Servicio

- Parámetros del ciclo monitorizados continuamente
- Las alarmas avisan al usuario de deficiencias en el ciclo
- Impresión documentada de todos los datos del ciclo
- Software basado en ordenador para gestión de datos

Reduce el riesgo de enfermedades nosocomiales

- Filtrado de agua en 3 fases con filtros físicos
- Programa de autodesinfección de las líneas
- Inyección automática de alcohol y aire filtrado

Seguridad del Usuario

- Vapores de desinfectante controlados
- Carga y descarga de desinfectante automática
- Virtualmente sin contacto entre el personal y los agentes químicos
- Disponible sistema opcional de filtrado activo o pasivo de vapores



DSD-EDGE

Reprocesador Automático de Endoscopios



Dimensiones:

117 alto x
91 ancho x 53 fondo (cm)
Alto con compuertas abiertas:
162.5 cm

Requisitos eléctricos:

220V, 50 HZ,
6 amp, cable de alimentación
grado hospitalario

Peso:
182 kg

Capacidades:

Bandeja para desinfectante:
10 litros
Cubeta reprocesado: 11 litros
Alcohol y detergente:
800 ml cada depósito

Garantía :

Un año (consulte extensión opcional)

endoscope reprocessing solutions

DSD-EDGE Opciones

Sistema de Gestión Activo
de Vapores de Desinfectante
Referencia: MK01-0056 (220v)

Sistema de Gestión Pasivo
de Vapores de Desinfectante
Referencia: DSD-1070

Para información adicional por favor contacte con SONMEDICA, S.A. o visite la página web www.minntech.com



... nuestros clientes en España, nuestra mejor referencia...

SONMEDICA, S.A.
MEGOS[®] HOUSE

Congost, 28 - 08024 Barcelona
Tel 932 853 990 Fax 932 102 930
sonmedica@megoshouse.com

Fabricado en Estados Unidos por:

 **MEDIVATORS[®]**
REPROCESSING SYSTEMS

A Minntech Corporation Business Group



Minntech Corporation
14605 28th Avenue North
Minneapolis MN 55447
Tel: +1-763-553-3300
Fax: +1-763-553-3387
www.minntech.com

Minntech Asia/Pacific
138 Robinson Road
#15-09/10 The Corporate Office
Singapore, 068906
Tel: +65-6227-9698
Fax: +65-6225-6848

Minntech BV
Sourethweg 11
6422 PC Heerlen
The Netherlands
Tel: +31-45-5-471-471
Fax: +31-45-5-429-695

Minntech China, Rep. Office
Room 1508B, Avic Plaza
No. 10 Yi Dongsanhuan Zhonglu
Chaoyang District,
Beijing 100022 China
Tel: +86-10-6567-8446
Fax: +86-10-6567-8445

Minntech UK
Unit 1a & 1b Willow House
4 Stubley Hollow
Dronfield
Sheffield, S18 1PA
United Kingdom
Tel: +44-1246-410-147
Fax: +44-1246-411-606